

## Návod k nasazení (1/2)

### Důležité informace:

- Celá maska chrání uživatele před respiračními kapénkami a přenosem částic prostřednictvím aerosolu
- Součástí masky je ventilátor a baterie připojená k HEPA filtru (P3)
- Ventilátor vytváří uvnitř masky přetlak, díky kterému se snadno dýchá
- Před nasazením vždy zkontrolujte, zda maska dobře přiléhá (viz zvláštní pokyny)

**1** Zkontrolujte, zda maska nevykazuje viditelné poškození nebo částice nečistot na jejím povrchu a zda je baterie plně nabitá.



**2** V horní části masky upevněte bílý inhalační filtr, a to nastavením do úhlu 30 stupňů a s pevným a stálým přitlakem jej otočte směrem doprava. Aby nedošlo k poškození těsnění, vložte své prsty pod ventilátor na vnitřní straně masky a při utahování jimi jemně tlačte směrem nahoru. \*



**3** Upevněte zelený výdechový filtr, a to nastavením filtru do úhlu 30 stupňů nad bajonetovým uzávěrem ventilátoru. Opatrně jej přitlačte směrem dolů o otočte směrem doprava. Pozor: Nevytvářejte nadměrný tlak. Při šroubování filtru do bajonetu byste měli slyšet tiché klapnutí.



**4** Provedte výchozí nastavení ventilátoru:  
 1) Držte masku vzhůru nohama  
 2) Současně stiskněte a přidržte dvě tlačítka, až se rozsvítí dvě diody na pravé straně (vlevo od vás) a nejzazší dioda vpravo přestane blikat (ventilátor se nespustí)  
 3) Uvolněte tlačítka.

Ventilátor je nyní resetován.



**5** Nasadte si masku.



\* **POZN.:** Pokud je filtr nový, může být obtížné jej namontovat. V takovém případě nevyvíjejte přílišnou sílu – mohlo by dojít k poškození závitů! Věnujte pozornost tomu, abyste filtr drželi těsně a rovně proti závitům. Pak jej znovu otáčejte s mírným, ale stálým tlakem, a současně mírně tlačte směrem vzhůru druhou rukou pod ventilátorem. Pokud je filtr správně upevněn, měli byste cítit mírný odpor a filtr by měl být upevněn souběžně s ventilátorem. Čím vícekrát filtr použijete, tím snáze se připojuje.

## Návod k nasazení (2/2)

**6** Zkontrolujte, zda maska k obličejí přiléhá pevně, avšak ne příliš těsně – to by bylo nepohodlné. Pokud potřebujete přilnutí k obličejí upravit, vždy utahujte popruhy směrem shora dolů, tj. nejprve upravte, resp. případně utáhněte horní popruh postroje. Zkontrolujte přilnutí na stranách a v případě potřeby mírně upravte oba popruhy na stranách masky. Popruh nejbližší k bradě upravujte pouze v případě nutnosti. Pokud maska k vašemu obličejí přiléhá příliš těsně, mírně popruhy povolte. Ujistěte se, že přilnutí masky okolo obličejí nebrání nic (např. vlasy nebo pokrývka hlavy), co by mohlo způsobit její netěsnost.



**7** Zapněte přístroj stisknutím spínače napájení po dobu 3 sekund. Několikrát se zhluboka nadechněte. Ventilátor automaticky přizpůsobí svou rychlost a optimalizuje průtok vzduchu.



**8** Otestujte funkci alarmu vložení dvou prstů mezi těsnění a obličej tak, aby vznikla mezera.

Po 2 sekundách by se měl spustit alarm v podobě blikání a pípání v intervalu jedné sekundy.

Při uzavření mezery by alarm měl po několika sekundách ustát.



*VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*

## Pokyny k použití

---

- Levá kontrolka vždy svítí, když je spuštěn ventilátor.
- Pro úpravu rychlosti ventilátoru stiskněte opakovaně tlačítko zap/vyp. Při každém stisknutí se rychlost mírně upraví. Změnu rychlosti uslyšíte a pocítíte. Jakmile se ventilátor vrátí z vysoké na nízkou rychlost, obnoví se automatický režim.
- Pokud začne kontrolka blikat a každých 5 sekund uslyšíte výstražný tón, znamená to, že baterie se blíží vybití a zbývá přibližně 15 minut chodu.
- K masce můžete připojit externí baterii. Tím prodloužíte provozní dobu až o 10 hodin.
- Stiskněte tlačítko označené „Light on/off“ (Světlo zap/vyp) pro zapnutí nebo vypnutí integrovaného LED osvětlení.
- Pokud dvě kontrolky napravo začnou blikat a uslyšíte výstražný alarm každou (jednu) sekundu, znamená to, že je buď ucpán filtr masky nebo v masce vznikla velká netěsnost s následkem podtlaku. Okamžitě opusťte prostor.
  - Pokud ventilátor upozorňuje na nízké nabití baterie, okamžitě opusťte prostor a před dalším používáním masky nabijte ventilátor podle pokynů.
  - Pokud ventilátor upozorňuje na podtlak v masce, okamžitě opusťte prostor a vyměňte filtr. Pokud nadále přetrvává podtlakový alarm, zkontrolujte, zda maska nevykazuje netěsnosti nebo není poškozena.

*VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*

## Návod k sejmutí

**1** Sejměte masku zatažením za smyčky popruhů.



**2** Zatáhněte za masku směrem vzhůru a přes hlavu a dbejte na to, abyste se maskou nedotkli svého oblečení.



**3** Nedotýkejte se obličeje a přední části masky.



**4** Uložte masku do k tomu určeného prostoru.



*VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*

## Nabíjení masky Tiki

**1** Odstraňte šroubovací těsnění na levé straně masky. Šroubovací těsnění uložte na bezpečném místě.



**2** Připojte konektory vyrovnáním tří nabíjecích kolíků a kabel připojte. Nabíjejte tak dlouho, dokud kontrolka na nabíječce nezačne svítit zeleně. Po nabití baterie nabíječku odpojte.



*VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*

## Připojení externí baterie

**1** Uchopte kabel baterie a provlékněte jej skrz levý boční průchod v popruhu.



**2** Připojte externí baterii ke kabelu baterie.



**3** Odstraňte šroubovací těsnění na levé straně masky. Šroubovací těsnění uložte na bezpečném místě.



**4** Připojte kabel baterie k masce vyrovnáním tří kolíků a zapojením konektoru. Utáhněte šroub kabelu. Dbejte na to, aby se kabel nezamotal.



**5** Zapněte přístroj stisknutím spínače napájení po dobu 3 sekund.



**6** Vložte externí baterii do kapsy nebo ji pomocí spony zavěste na svůj oděv nebo opasek, jak vám to nejlépe vyhovuje.



**POZNÁMKA!** Když masku nepoužíváte, externí baterie musí být odpojena od ventilátoru, jinak se vybije.

*UYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*

## Návod k čištění (1/2)

### 1 Odejměte filtry otočením o 30 stupňů směrem doleva.

Pokud filtry používáte opakovaně, očistěte je dezinfekcí podobně, jako čistíte masku. V opačném případě filtry zlikvidujte na k tomu určeném místě.



### 2 Položte masku na dekontaminovaný povrch.



### Je třeba demontovat ventilátor?

Pokud je třeba vyměnit baterii nebo sdílíte masku s jinou osobou, a proto potřebujete masku kompletně vyčistit, je třeba před vyčištěním masky demontovat ventilátor. **V opačném případě pokračujte bodem 5 těchto pokynů.**

### 3 Odstraňte šroubovací těsnění na levé straně masky. Šroubovací těsnění uložte na bezpečném místě.



### 4 Vložte jednu ruku dovnitř masky tak, abyste měli palec mezi maskou a ventilátorem a ostatní prsty pod ventilátorem. Palec druhé ruky položte na otvor nad ventilátorem a opatrně na něj zatlačte směrem dolů, až se ventilátor uvolní. Vytáhněte jednotku ventilátoru ven. Při demontáži ventilátoru by neměla být zapotřebí síla.



## Návod k čištění (2/2)

**5** Vezměte papírovou utěrku a naneste na ni dostatek dezinfekce s obsahem tenzidů.



**6** Začněte čištěním vnější strany.



**7** Pokračujte elastickými popruhy. Dbejte zvláštní opatrnosti v blízkosti zapuštěných míst, jako jsou spony.



**8** Vezměte si novou utěrku s dezinfekcí a začněte čistit vnitřek masky.



**9** Buďte pečliví při čištění vnitřku ventilátoru. Jednotku ventilátoru (a filtry) byste nikdy neměli potápět do kapaliny.



**10** Nechte vyschnout do příštího použití.



*VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*



## Pokyny ke zkoušce přiléhavosti

Tiki industrial se dodává ve třech různých velikostech: malá, střední a velká.

Před použitím je třeba provést test těsného přilnutí pro ověření správné velikosti a správného přilnutí k obličejí uživatele. Při provádění tohoto testu by neměl být k masce připojen ani ventilátor, ani filtry.

**1** Nasadte si masku (bez ventilátoru nebo filtrů) a nastavte si popruhy tak, aby vám maska přiléhala k obličejí pohodlně, avšak ne příliš natěsno.



**2** Položte plochý kus papíru na horní část masky tak, aby byly zakryty oba otvory. Současně prstem ucpěte nabíjecí otvor na straně masky.



**3** Nyní se pokuste řádně se nadechnout.



**Přiléhá-li maska správně**, neměl by být nádech možný a maska by se při pokusu o nadechnutí měla přitisknout k vašemu obličejí.

**Nepřiléhá-li maska správně**, povšimnete si pronikání vzduchu do masky. Snažte se zjistit, kudy vzduch vniká dovnitř a tuto netěsnost odstranit. Možná bude stačit jen utáhnout popruhy nebo zvolit jinou velikost masky. Těsnost přilnutí masky mohou také narušit jiné překážky, např. dlouhé vousy, brýle nebo vlasy padající dovnitř masky.

Pokud maska stále propouští vzduch a nedaří se vám provést úspěšný test, pak tuto masku nepoužívejte.

*VOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána, nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a omezeními.*