

Påsætningsinstruks (1/2)

Vigtige informationer:

- Masken som helhed beskytter mod åndedrætsdråber og aerosol transmission af partikler.
- Masken indbefatter en separat blæser og en batterienhed med tilslutning til et HEPA-filter (P3).
- Blæseren opretter et positivt tryk inde i masken, som letter vejrtrækningen.
- Udfør altid en ydelseskontrol forud for påsætning (se separate instrukser).

1 Sørg for, at der ikke er synlige skader eller snavs på masken, og at batteriet er ladet helt op.



2 Fastgør det hvide indåndingsfilter øverst på masken ved at placere det i en 30-graders vinkel, tilføj et ret kraftigt og vedvarende tryk og drej forsigtigt filtret mod højre. For at undgå at beskadige pakningen skal du placere dine fingre under blæseren på indersiden af masken og trykke let opad, imens du drejer filtret. *



3 Fastgør det grønne udåndingsfilter ved at placere det i en 30-graders vinkel over ventilatoråbningen. Tryk det forsigtigt nedad og drej det mod højre. Bemærk: Undlad at tvinge filtret på plads. Når du drejer filtret ind i åbningen, lyder der et klik.



4 Nulstilling af blæserenheden ved at:
 1) Vende masken på hovedet
 2) Trykke på de to knapper samtidig, indtil de to lysdioder til højre (til venstre set fra din placering) lyser, og lysdioden længst til højre holder op med at blinke (blæseren må ikke starte).
 3) Slip knapperne.

Nu er blæseren blevet nulstillet.



5 Påsætning af masken.



* **BEMÆRK:** Af og til kan det være svært at fastgøre filtret, når det er nyt. I dette tilfælde må du ikke udøve tryk på filtret, for det kan beskadige gevindene! I stedet for skal du sørge for at holde filtret helt tæt og lige ind til gevindet. Drej det igen med et let men vedvarende tryk og tryk det samtidig en smule opad med den anden hånd under ventilatoren. Når filtret er blevet fastgjort korrekt, kan du mærke en smule modstand, og filtret er placeret parallelt til ventilatoren. Jo oftere du anvender filtret, desto nemmere bliver det at fastgøre det.

Påsætningsinstruks (2/2)

6 Sørg for, at masken slutter tæt på ansigtet uden dog at være for stram, for dette er ubehageligt. Hvis du har brug for at justere masken, skal du altid stramme stropperne ovenfra og ned, dvs. først justere den øverste strop i remsystemet og stramme den ved behov. Mærk efter, hvordan masken sidder i siderne, og juster den en smule ved behov ved hjælp af stropperne på maskens sider. Juster kun den strop, der befinder sig tættest på din hage, ved behov. Hvis masken sidder for stramt på sit ansigt, skal du løsne stropperne en smule. Sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer masken i at slutte helt tæt på dit ansigt (såsom hår eller et hårnæt), for dette kan medføre lækager.



7 Tænd for enheden ved at trykke startknappen ned i 3 sekunder. Tag et par dybe indåndinger. Blæseren justerer automatisk hastigheden og optimerer luftstrømmen.



8 Kontrollér alarmer ved at føre to fingre ind imellem masken og ansigtet for at skabe en sprække.

Alarmeren skal aktiveres efter 2 sekunder ved at blinke og udsende en lyd hvert sekund.

Når sprækken igen er blevet lukket, skal alarmeren stoppe efter et par sekunder.



ANSVARSRFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.

Anvendelsesinstrukser

- Lampen i venstre side lyser altid, når blæserenheden er tændt.
- Tryk på start-/stopknappen flere gange for at justere blæserhastigheden. Hastigheden ændrer sig lidt for hvert tryk. Du kan høre og mærke hastighedsændringen. Når blæserhastigheden ændres fra høj til lav igen, er den tilbage i automatisk funktion.
- Hvis lampen i højre side begynder at blinke, og en alarm lyder hvert 5. sekund, er batteriet ved at være afladet, og den resterende driftstid er ca. 15 minutter.
- Det er muligt at tilslutte et eksternt batteri til masken. Dette forlænger driftstiden med op til 10 ekstra timer.
- Tryk på knappen markeret med “Lys til/fra” for at tænde og slukke det indbyggede LED-lys.
- Hvis de to lamper i højre side begynder at blinke, og du hører en alarmlone hvert sekund, er dette en henvisning til, at maskens filter enten er blokeret, eller at der foreligger en stor lækage, som kan medføre et negativt tryk i masken. Forlad området med det samme.
 - Hvis blæseren udsender en advarsel om lav batterikapacitet, skal du forlade området med det samme og oplade blæseren i henhold til instrukserne, inden du fortsætter med at bruge masken.
 - Hvis blæseren udsender en advarsel om negativt tryk i masken, skal du forlade området med det samme og udskifte filtret. Hvis alarmen om et negativt tryk stadig er aktiveret, skal du kontrollere for lækager eller beskadigelse af masken.

ANSVARSRFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.

Aftagningsinstrukser

1 Tag masken af ved at trække i stropperne.



2 Træk masken opad og hen over hovedet og sørg for, at masken ikke kommer i berøring med dit tøj.



3 Undgå at røre ved dit ansigt og ved maskens forside.



4 Læg masken fra dig et dertil egnet sted.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.

Opladning af Tiki-masken

1 Fjern skruepakningen i venstre side af masken. Sørg for at opbevare skruepakningen et sikkert sted.



2 Tilslut stikkene ved at placere de tre stikben korrekt og skubbe stikket ind. Oplad enheden, indtil indikatorlamperne på opladeren lyser grønt. Sørg for at afbryde opladeren, når batteriet er helt opladet.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.

Fastgørelse af det eksterne batteri

1 Før batterikablet ind igennem strophullet på venstre side.



2 Tilslut det eksterne batteri til kablet.



3 Fjern skruepakningen i venstre side af masken. Sørg for at opbevare skruepakningen et sikkert sted.



4 Tilslut batterikablet til masken ved at placere de tre stikben korrekt og skubbe stikket ind. Stram kabelskruen. Sørg for, at kablet ikke er snoet.



5 Tænd for enheden ved at trykke startknappen ned i 3 sekunder.



6 Læg det eksterne batteri ned i en lomme eller fastgør det til dit tøj eller bælte ved hjælp af klemmen efter ønske.



BEMÆRK! Det eksterne batteri skal afbrydes fra blæseren, når masken ikke er i brug, for ellers aflades det.

ANSVARFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.

Rengøringsinstrukser (1/2)

1 Fjern filtrene ved at dreje dem 30 grader mod venstre.

Hvis filtrene skal bruges igen, skal de rengøres med et desinfektionsmiddel på samme måde som masken. Hvis ikke, skal de bortskaffes på et dertil egnet sted.



2 Læg masken på en dekontamineret overflade.



Skal blæserenheden fjernes?

Hvis du skal udskifte batteriet, eller hvis du deler masken med en anden person og derfor har brug for at rengøre hele masken, skal du fjerne blæserenheden forud for rengøring af masken. **Hvis ikke, fortsæt til instruktion nummer 5.**

3 Fjern skruepakningen i venstre side af masken. Sørg for at opbevare skruepakningen et sikkert sted.



4 Læg en hånd på maskens inderside, så tommelfingeren befinder sig mellem masken og blæseren, og de andre fingre befinder sig under blæseren. Placer tommelfingeren på den anden hånd på hullet oven over blæseren og tryk forsigtigt på hullet, indtil blæseren frigives. Træk blæserenheden ud. Det er ikke nødvendigt at bruge kræfter for at fjerne blæseren.



Rengøringsinstrukser (2/2)

5 Hæld en rigelig mængde desinfektionsmiddel med tensider ud på et stykke køkkenrulle.



6 Start med maskens udvendige side.



7 Fortsæt med de elastiske stropper. Sørg for at være ekstra forsigtig omkring forsænkede dele, såsom klips.



8 Tag et nyt stykke køkkenrulle med desinfektionsmiddel og rengør maskens inderside.



9 Pas på blæserens inderside. Blæserenheden (og filtrene) må aldrig nedsænkes i væsker.



10 Lad masken lufttørre indtil næste anvendelse.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.

Instrukser for pasformskontrol

Tiki medical-masken fås i tre forskellige størrelser: Small, medium og large.

En kontrol skal udføres forud for anvendelsen for at sikre, at masken har den korrekte størrelse og slutter helt tæt på brugerens ansigt. Hverken blæseren eller filtrene må være tilsluttet til masken under kontrollen.

1 Sæt masken på (uden blæserenhed og filtre) og juster stropperne, så masken sidder behageligt og ikke strammer for meget.



2 Læg et stykke fladt papir på toppen af masken og sørg for, at det dækker de to huller. Tryk samtidig en finger ned på opladningshullet på siden af masken for at lukke det.



3 Prøv forsigtigt at ånde ind.



Hvis masken passer, kan du ikke indånde, og masken trykkes ind mod dit ansigt, når du prøver på det.

Hvis masken ikke passer, vil du opdage, at luft trænger ind i masken. Prøv at finde ud af, hvor lækagen er, og afhjælp den, hvis muligt. Måske skal du stramme stropperne eller prøve en masken i en anden størrelse. Andre faktorer, såsom et stort skæg, briller eller hår, der falder ind i masken, kan forhindre masken i at slutte tæt til ansigtet.

Hvis masken fortsætter med at skabe lækager, og kontrollen igen er negativ, må masken ikke anvendes.

ANSVARFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.