

Instrukser for å ta på masken (1/2)

Viktig informasjon:

- Den komplette masken beskytter mot overføring av partikler fra åndedrettsdråper og -aerosoler.
- Masken har en separat vifte- og batterienhet som er koblet til et HEPA-filter (P3)
- Viften danner et overtrykk i masken, så det blir lettere å puste
- Før masken tas på må det alltid gjennomføres en test for å kontrollere at masken passer (se separate instruksjoner)

1 Forsikre deg om at det ikke finnes synlige skader eller rester/skitt på masken, og at batteriet er fulladet.



2 Fest det hvite innåndingsfilteret på toppen av masken ved å plassere det i en 30 graders vinkel med et fast og jevnt trykk, og vri det forsiktig mot høyre. Plasser fingrene dine nedenfor viften på innsiden av masken og trykk forsiktig oppover mens du vrir, for å unngå å skade tetningen.
*



3 Fest det grønne utåndingsfilteret i en 30 graders vinkel over viftens bajonettåpning. Trykk det forsiktig nedover og vri det mot høyre. Obs: Ikke tving det på plass. Du bør høre et lett klikk når du vrir filteret inn i bajonettlåsen.



4 Tilbakestill vifteenheden ved å:
1) hold masken opp-ned.
2) trykk samtidig på de to knappene til de to diodene til høyre (venstre fra ditt ståsted) tennes og dioden lengst til høyre slutter å blinke (viften skal ikke starte)
3) Slipp knappene.

Vifteenheden er nå tilbakestilt.



5 Ta på masken.



* **MERK:** Det kan noen ganger være vanskelig å feste filteret når det er nytt. Hvis dette er tilfelle må du ikke bruke kraft, dette kan skade gjengene! I stedet må du forsikre deg om at du holder filteret tett inntil gjengene, og rett. Drei det på nytt med lett men jevnt trykk, samtidig som du trykker lett oppover med den andre hånden din under viften. Når filteret er festet korrekt, skal du kjenne en myk motstand og filteret skal sitte parallelt med viften. Jo flere ganger du bruker filteret, jo enklere er det å feste det.

Instrukser for å ta på masken (2/2)

6 Forsikre deg om at masken sitter tett inntil ansiktet, men ikke så tett at det er ukomfortabelt. Hvis du må justere den må du alltid stramme stroppene fra øverst til nederst, dvs. juster først den øverste stroppen på selen og stram den ved behov. Kjenn etter hvordan passformen er på sidene, og juster begge stroppene på maskens sider litt ved behov. Juster kun stroppen nærmest haken hvis dette er nødvendig. Løsne stroppene litt hvis masken sitter for stramt på ansiktet ditt. Forsikre deg om at ikke noe ødelegger tetningen rundt ansiktet (som hår eller hodeplagg) som kan forårsake lekkasje.



7 Skru enheten på ved å trykke inn på-knappen i 3 sekunder
Pust dypt inn et par ganger. Viften vil justere hastigheten automatisk og optimalisere luftstrømmen.



8 Test alarmer ved å stikke inn to fingre mellom tetningen og ansiktet slik at det dannes en åpning.

Alarmer skal gå etter 2 sekunder i form av et blink og en pipelyd hvert sekund.

Når åpningen er tettet skal alarmer stoppe etter et par sekunder.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.

Betjeningsanvisninger

- Det venstre lyset vil alltid være tent når vifteenheten er på.
- Trykk flere ganger på på/av-knappen for å justere viftehastigheten. Hastigheten vil bli justert noe for hvert klikk. Du vil både høre og føle endringen i hastigheten. Når viften går fra høy til lav hastighet igjen, er den i automatisk modus.
- Hvis det høyre lyset begynner å blinke, og du hører en alarm hvert 5. sekund, begynner batterinivået (og batteritiden) å bli lavt og det gjenstår ca. 15 minutter driftstid.
- Det finnes også en mulighet for å koble et eksternt batteri til masken. Dette vil forlenge driftstiden med inntil 10 timer ekstra.
- Trykk på knappen merket «Lys på/av» for slå de innebygde LED-lysene på og av.
- Hvis de to lysene til høyre begynner å blinke, og du hører en alarm en (1) gang i sekundet, betyr dette enten at maskens filter er blokkert, eller at en større lekkasje fører til undertrykk i masken. Forlat området umiddelbart.
 - Hvis vifteenheten varsler om lavt batteri må du umiddelbart forlate området og lade vifteenheten i henhold til instruksjonene, før du fortsetter å bruke masken.
 - Hvis vifteenheten varsler om undertrykk i masken, må du umiddelbart forlate området og bytte filter. Hvis det etter dette fremdeles er undertrykk i masken så sjekk for lekkasjer eller undersøk om masken er skadet.

ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.

Instrukser for å ta masken av

1 Fjern masken ved å trekke i stroppløkkene.



2 Trekk masken opp og over hodet, og pass på at ikke masken berører klærne dine.



3 Unngå å berøre ansiktet og maskens forside.



4 Plasser masken på det stedet den skal være.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.

Lade Tiki-masken

1 Fjern skrutetningen på maskens venstre side. Oppbevar skrutetningen du har fjernet på et trygt sted.



2 Koble sammen pluggene ved å rette inn de tre stiftene og skyve pluggen inn. Lad til indikatorlyset på laderen blir grønt. Sørg for at du kobler fra laderen når batteriet er fullt.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.

Feste det eksterne batteriet

1 Ta batteriledningen og tre den gjennom stroppens løkkeåpning til venstre.



2 Koble det eksterne batteriet til ledningen.



3 Fjern skruteingen på maskens venstre side. Oppbevar skruteingen du har fjernet på et trygt sted.



4 Koble batteriledningen til masken ved å rette inn de tre stiftene og skyve pluggen inn. Stram til ledningsskruen. Sørg for et det ikke er floker i ledningen.



5 Skru enheten på ved å trykke inn på-knappen i 3 sekunder.



6 Legg det eksterne batteriet i en lomme eller fest det med klipset på klærne dine eller beltet ditt, avhengig av hva som er mest praktisk.



MERK! Det eksterne batteriet må kobles fra vifteenheten når ikke masken er i bruk, ellers vil det lades ut.

ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.

Rengjøringsinstrukser (1/2)

1 Fjern filtrene ved å vri dem 30 grader til venstre.

Hvis filtrene skal brukes på nytt må de rengjøres med et desinfeksjonsmiddel på samme måte som masken. Ellers kasseres de på korrekt måte og på korrekt sted.



2 Plasser masken på et dekontaminert underlag.



Må du fjerne vifteenheten?

Hvis du må bytte batteriet, eller hvis du deler masken med andre og derfor må rengjøre masken helt, må du fjerne vifteenheten før du rengjør masken. **Hvis ikke, fortsett til instruksjon nummer 5.**

3 Fjern skrutetningen på maskens venstre side. Oppbevar skrutetningen du har fjernet på et trygt sted.



4 Plasser en hånd på innsiden av masken, med tommelen mellom masken og vifteenheten, og de andre fingrene under vifteenheten. Ta den andre hånden, plasser tommelen på hullet over vifteenheten og trykk forsiktig ned til vifteenheten løsner. Trekk ut vifteenheten. Det skal ikke være nødvendig å bruke kraft for å fjerne vifteenheten.



Rengjøringsinstrukser (2/2)

5 Ta et papirhåndkle tilsett en sjenerøs mengde desinfeksjonsmiddel med tensider.



6 Start med utsiden.



7 Fortsett med de elastiske stroppene. Vær ekstra grundig rundt forsenkede områder som klipsene.



8 Ta et nytt papirhåndkle med desinfeksjonsmiddel og begynn å rengjøre maskens innside.



9 Vær forsiktig med vifteenhetens innside. Vifteenheten (og filtrene) må aldri senkes ned i væske.



10 La masken tørke til den skal brukes neste gang.



ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.

Instruksjoner for å finne riktig passform

Tiki medical-masken er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser: liten, medium og stor.

Før bruk må det gjennomføres en test så man er sikker på at masken har riktig størrelse og at tetningen rundt brukerens ansikt er korrekt. Hverken vifteenheten eller filtrene skal være festet på masken når testen gjennomføres.

1 Ta på masken (uten vifteenheten eller filtre) og juster stroppene så du er sikker på at masken sitter godt og komfortabelt, men ikke for stramt.



2 Plasser en flat papirbit på toppen av masken slik at den dekker de to hullene. Trykk samtidig en finger på ladehullet på siden av masken, så det blir tett.



3 Prøv forsiktig å puste inn.



Hvis masken passer, skal det ikke være mulig å puste inn, og masken vil trykkes inn mot ansiktet ditt når du gjør dette.

Hvis masken ikke passer, vil du merke at det lekker luft inn i masken. Prøv å finne ut hvor lekkasjen er og løs problemet. Kanskje du bare trenger å stramme stroppene eller bytte til en annen størrelse. Andre ting som et stort skjegg, briller eller hår som faller inn i masken kan være faktorer som ødelegger tetningen.

Hvis masken fortsetter å lekke luft, og du ikke var i stand til å utføre en vellykket test, skal ikke masken brukes.

ANSVARFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.