

Instruções de colocação (1/2)

Informações importantes:

- A máscara protege contra gotículas respiratórias e a transmissão de partículas por aerossóis
- A máscara inclui um ventilador e uma unidade de bateria conectada a um filtro HEPA (P3)
- O ventilador cria uma pressão positiva na máscara, facilitando a respiração
- Antes de vestir, sempre execute um teste de ajuste (consulte as instruções separadas)

1 Certifique-se de que não há danos visíveis ou detritos na máscara e que a bateria está totalmente carregada.



2 Fixe o filtro branco para inalação em cima da máscara, colocando-o num ângulo de 30 graus e rode-o cuidadosamente para a direita. Para evitar danos na vedação, coloque os dedos por baixo do ventilador, no interior da máscara, e aplique uma ligeira pressão ascendente ao rodar.



3 Aperte o filtro de exalação verde colocando-o em um ângulo de 30 graus sobre a abertura da baioneta do ventilador. Pressione-o com cuidado para baixo e gire-o para a direita. Obs: Não force no lugar. Você deve ouvir um leve clique ao girar o filtro na baioneta.



4 Reponha a unidade do ventilador da seguinte forma:
 1) segure na máscara ao contrário
 2) prima simultaneamente os dois botões até os dois díodos à direita (esquerda do seu ponto de vista) acenderem e o díodo mais à direita deixar de piscar (o ventilador não deve iniciar)
 3) solte os botões.

O ventilador está agora repostado.



5 Coloque a máscara.



*** NOTA:** Às vezes pode ser difícil prender o filtro quando é novo. Nesse caso, não force, pois pode danificar os fios! Em vez disso, certifique-se de segurar o filtro firmemente contra a rosca e reto. Em seguida, gire novamente com uma pressão leve, mas constante, e ao mesmo tempo aplique uma leve pressão para cima com a outra mão sob o ventilador. Quando o filtro está preso corretamente, você deve sentir uma resistência suave e o filtro deve ficar paralelo ao ventilador. Quanto mais vezes você usar o filtro, mais fácil será anexá-lo.

Instruções de colocação (2/2)

6 Certifique-se de que a máscara fique firme no rosto, mas não muito apertada para causar desconforto. Se precisar ajustá-lo, sempre aperte as tiras de cima para baixo, ou seja, primeiro ajuste a tira superior do arnês e aperte-a se necessário. Sinta o encaixe nas laterais e, se necessário, ajuste ligeiramente em ambas as tiras nas laterais da máscara. Ajuste a faixa mais próxima do queixo apenas se necessário. Se a máscara estiver muito apertada em seu rosto, afrouxe ligeiramente as tiras. Certifique-se de que não haja nada obscurecendo a vedação ao redor do rosto (como cabelo ou cobertura de cabelo) que possa causar vazamentos.



7 Ligue a unidade mantendo o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos. Respire fundo algumas vezes. A unidade do ventilador irá ajustar a velocidade automaticamente e otimizar o fluxo de ar.



8 Teste o alarme inserindo dois dedos entre a vedação e o rosto, de modo a criar uma abertura.

O alarme deve disparar ao fim de 2 segundos com um sinal luminoso e um apito a cada segundo.

Depois de fechar a abertura, o alarme deve parar após alguns segundos.



AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.

Instruções de funcionamento

- A luz esquerda estará sempre acesa quando a unidade do ventilador estiver ligada.
- Para ajustar a velocidade do ventilador, prima repetidamente o botão ligar/desligar. A velocidade será ajustada ligeiramente a cada clique. A alteração de velocidade será audível e perceptível. Assim que o ventilador passar novamente de velocidade alta para baixa, este encontra-se em modo automático.
- Se a luz da direita começar a piscar e ouvir um alarme sonoro a cada 5 segundos, a bateria está a ficar descarregada e restam aprox. 15 minutos de funcionamento.
- Existe a possibilidade de ligar uma bateria externa à máscara. Isto prolongará o tempo de funcionamento até 10 horas adicionais.
- Premir o botão "Light on/off" (ligar/desligar luzes) para ligar e desligar as luzes LED incorporadas.
- Se as duas luzes à direita começarem a piscar e você ouvir um alarme sonoro a cada (um) segundo, isso indica que o filtro da máscara está bloqueado ou que há um grande vazamento causando pressão negativa na máscara. Deixe a área imediatamente.
 - Se o soprador estiver alertando sobre bateria fraca, deixe a área imediatamente e carregue o soprador de acordo com as instruções antes de continuar a usar a máscara.
 - Se o soprador estiver alertando sobre pressão negativa na máscara, deixe a área imediatamente e troque o filtro. Se ainda houver um alarme de pressão negativa, verifique se há vazamentos ou se a máscara está danificada.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.

Instruções de remoção

1 Remova a máscara puxando os laços das alças.



2 Puxe-a para cima, sobre a cabeça, e certifique-se de que a máscara não toca na sua roupa.



3 Evite tocar no rosto e na parte frontal da máscara.



4 Coloque a máscara numa área designada para o efeito.



AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.

Carregar a máscara Tiki

1 Remova a proteção do parafuso do lado esquerdo da máscara. Certifique-se de que guarda a proteção do parafuso num local seguro.



2 Ligue as fichas alinhando os três pinos e empurre a ficha para dentro. Carregue até a luz indicadora no carregador ficar verde. Não se esqueça de desligar o carregador quando a bateria estiver cheia.



AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.

Ligação da bateria externa

1 Pegue no fio da bateria e enfi-o no orifício da alça do lado esquerdo.



2 Ligue a bateria externa ao fio.



3 Remova a proteção do parafuso do lado esquerdo da máscara. Certifique-se de que guarda a proteção do parafuso num local seguro.



4 Ligue o fio da bateria à máscara, alinhando os três pinos, e empurre a ficha para dentro. Aperte o parafuso do fio. Certifique-se de que o fio não está emaranhado.



5 Ligue a unidade mantendo premido o botão ligar/desligar durante 3 segundos.



6 Coloque a bateria externa num bolso ou prenda-a com o clipe ao seu vestuário ou cinto para maior comodidade.



OBSERVE! A bateria externa deve estar desligada do ventilador quando a máscara não estiver a ser utilizada, caso contrário, a mesma descarrega.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.

Instruções de limpeza (1/2)

1 Remova os filtros rodando-os 30 graus para a esquerda.

Se os filtros forem reutilizados, limpe-os com desinfetante de maneira semelhante à máscara. Caso contrário, descarte os filtros na área designada.



2 Coloque a máscara numa superfície descontaminada.



Precisa de remover a unidade do ventilador?

Se precisar de mudar a bateria ou se partilhar a máscara com outra pessoa e, por isso, precisar de a limpar por completo, terá de remover a unidade do ventilador antes de limpar a máscara. **Caso contrário, avance para o número 5.**

3 Remova a proteção do parafuso do lado esquerdo da máscara. Certifique-se de que guarda a proteção do parafuso num local seguro.



4 Coloque uma mão no interior da máscara, com o polegar entre a máscara e o ventilador e os restantes dedos por baixo do ventilador. Com a outra mão, coloque o polegar no orifício por cima do ventilador e pressione cuidadosamente até que ventilador seja libertado. Retire a unidade do ventilador. Não deve ser necessário aplicar para remover o ventilador.



Instruções de limpeza (2/2)

5 Pegue num pano e adicione uma quantidade generosa de desinfetante com tensoativos.



6 Comece pelo exterior.



7 Prossiga com as alças elásticas. Tenha especial atenção a limpar em redor de áreas recuadas, tais como cliques.



8 Pegue num pano novo com desinfetante e comece a limpar o interior da máscara.



9 Tenha cuidado com o interior do ventilador. A unidade do ventilador (e os filtros) nunca deve ser mergulhada em líquido.



10 Deixe secar até à próxima utilização.



AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.

Instruções do teste de ajuste

A máscara médica Tiki encontra-se disponível em três tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande.

Antes da utilização, deve ser realizado um teste de ajuste para se certificar de que a máscara tem o tamanho certo e sela devidamente o rosto do utilizador. Durante a realização do teste, nem a unidade do ventilador nem os filtros devem ser ligados à máscara.

1 Coloque a máscara (sem unidade do ventilador ou filtros) e ajuste as alças para garantir que a máscara se ajusta confortavelmente, mas não está demasiado apertada.



2 Coloque um bocado de papel liso em cima da máscara, certificando-se de que cobre os dois orifícios. Em simultâneo, cubra o orifício de carregamento na lateral da máscara com um dedo.



3 Tente inspirar com cuidado.



Se o ajuste estiver correto, não deverá ser capaz de respirar e a máscara irá exercer pressão sobre o seu rosto quando tentar fazê-lo.

Se o ajuste não estiver correto, notará que existem fugas de ar para o interior da máscara. Tentar encontrar a fuga e reparar a mesma. Talvez só seja necessário apertar as alças ou mudar para outro tamanho. A barba grande, óculos ou o cabelo que cai para dentro da máscara podem ser fatores que podem corromper a vedação.

Se a máscara continuar com fugas de ar e não for capaz de realizar um teste bem sucedido, a máscara não deve ser utilizada.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e com as leis e restrições locais.