

Instrucciones de colocación (1/2)

Información importante:

- La máscara protege contra gotitas respiratorias y la transmisión de partículas vía aerosol
- La máscara incluye, por separado, una unidad de soplador y batería conectada a un filtro HEPA (P3)
- El soplador crea una presión positiva en la máscara que facilita la respiración
- Antes de ponerse, siempre realice una prueba de ajuste (consulte las instrucciones por separado)

1 Asegúrese de que no haya ningún daño visible o impurezas en la máscara y que la batería esté completamente cargada.



2 Sujete el filtro blanco de inhalación en la parte superior de la máscara colocándolo en un ángulo de 30 grados y gírelo con cuidado hacia la derecha. Para evitar que el sello resulte dañado, coloque sus dedos debajo del soplador en el interior de la máscara y ejerza una suave presión hacia arriba al girar.



3 Fije el filtro de exhalación verde colocando el filtro en un ángulo de 30 grados sobre la abertura de bayoneta del ventilador. Presiónelo con cuidado hacia abajo y gírelo hacia la derecha. Obs: no lo fuerce en su lugar. Debería escuchar un ligero clic al girar el filtro en la bayoneta.



4 Reajuste la unidad del soplador:
 1) sujetando la máscara al revés
 2) presione los dos botones a la vez hasta que se enciendan los dos diodos de la derecha (izquierda desde su punto de vista) y el diodo que se encuentra más a la derecha deje de parpadear (el soplador no se iniciará)
 3) Suelte los botones.

El soplador está ahora reajustado.



5 Póngase la máscara.



*** NOTA:** A veces puede resultar difícil sujetar el filtro cuando es nuevo. Si este es el caso, no use la fuerza, ¡puede dañar las rosca! En su lugar, asegúrese de sujetar el filtro firmemente contra el hilo y recto. Luego gire nuevamente con una presión ligera pero constante y al mismo tiempo aplique una leve presión hacia arriba con la otra mano debajo del ventilador. Cuando el filtro está bien ajustado, debe sentir una suave resistencia y el filtro debe quedar paralelo al ventilador. Cuantas más veces use el filtro, más fácil será colocarlo.

Instrucciones de colocación (2/2)

6 Asegúrese de que la mascarilla quede firme en la cara, pero no demasiado apretada para causar molestias. Si necesita ajustarlo, apriete siempre las correas de arriba hacia abajo, es decir, primero ajuste la correa superior del arnés y apriételo si es necesario. Sienta el ajuste en los lados y, si es necesario, ajuste ligeramente ambas correas a los lados de la máscara. Solo ajuste la correa más cercana a su barbilla si es necesario. Si la mascarilla le queda demasiado ajustada a la cara, afloje un poco las correas. Asegúrese de que no haya nada que oscurezca el sello alrededor de la cara (como cabello o una cubierta para el cabello) que pueda causar fugas.



7 Encienda la unidad manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Respire profundamente unas cuantas veces. La unidad del soplador ajustará automáticamente la velocidad y optimizará el flujo de aire.



8 Compruebe la alarma insertando dos dedos entre el sello y la cara para que haya un hueco.

La alarma debería sonar después de 2 segundos con un destello y un pitido cada segundo.

Si el hueco está cerrado, la alarma debería detenerse después de unos segundos.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.

Instrucciones de uso

- La luz de la izquierda siempre estará iluminada si la unidad del soplador está encendida.
- Para ajustar la velocidad del soplador, pulse el botón on/off repetidamente. La velocidad se ajustará ligeramente en cada clic. Escuchará y sentirá el cambio de velocidad. Una vez que el soplador vuelva a pasar de alta a baja, se encontrará en el modo automático.
- Si la luz de la derecha empieza a parpadear y escucha una alarma audible cada 5 segundos, el tiempo de batería se estará agotando y quedarán aprox. 15 minutos de tiempo de funcionamiento.
- Existe la posibilidad de conectar una batería externa a la máscara. De este modo el tiempo de funcionamiento se prolongará con hasta 10 horas más.
- Pulse el botón marcado "Light on/off" para encender y apagar las luces LED incorporadas.
- Si las dos luces a la derecha comienzan a parpadear y escucha una alarma audible cada (un) segundo, esto indica que el filtro de la mascarilla está bloqueado o que hay una fuga importante que causa presión negativa en la mascarilla. Sal de la zona inmediatamente.
 - Si el soplador advierte que la batería está baja, abandone el área inmediatamente y cargue el soplador de acuerdo con las instrucciones antes de continuar usando la máscara.
 - Si el soplador advierte de presión negativa en la máscara, abandone el área inmediatamente y cambie el filtro. Si todavía hay una alarma de presión negativa, verifique si hay fugas o si la máscara está dañada.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.

Instrucciones para quitársela

1 Quítese la máscara tirando de los lazos de la correa.



2 Tire hacia arriba, sobre la cabeza y asegúrese de que la máscara no toca su ropa.



3 Evite tocar la cara y la parte frontal de la máscara.



4 Coloque la máscara en el área designada.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.

Carga de la máscara Tiki

1 Quite el sello de rosca en el lado izquierdo de la máscara. Asegúrese de guardar el sello de rosca en un lugar seguro.



2 Conecte los enchufes alineando las tres clavijas y presionando el enchufe. Cargue hasta que la luz indicadora del cargador cambie a verde. Asegúrese de desconectar el cargador si la batería está llena.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.

Conexión de la batería externa

1 Coja el cable de la batería externa y hágalo pasar por el agujero del lazo del lado izquierdo de la correa.



2 Conecte la batería externa al cable.



3 Quite el sello de rosca en el lado izquierdo de la máscara. Asegúrese de guardar el sello de rosca en un lugar seguro.



4 Conecte el cable de la batería a la máscara alineando las tres clavijas y presionando el enchufe. Apriete el conector de rosca del cable. Asegúrese de que el cable no se enrede.



5 Encienda la unidad manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.



6 Coloque la batería externa en un cubo o engánchela a su ropa o cinturón, según desee, con un clip.



¡NOTA! La batería externa debe ser desconectada del soplador si la máscara no está en uso, o se descargará.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.

Instrucciones de limpieza (1/2)

1 Quite los filtros girándolos 30 grados hacia la izquierda.

Si los filtros se van a reutilizar, límpielos con desinfectante de manera similar a la máscara. De lo contrario, deseche los filtros en el área designada.



2 Coloque la máscara sobre una superficie descontaminada.



¿Necesita quitar la unidad del soplador?

Si necesita cambiar la batería o si comparte la máscara con alguien más y, por ello, necesita limpiarla por completo, deberá quitar la unidad del soplador antes de limpiar la máscara. **Si no es así, continúe con el número de instrucción 5.**

3 Quite el sello de rosca en el lado izquierdo de la máscara. Asegúrese de guardar el sello de rosca que se ha quitado en un lugar seguro.



4 Coloque una mano en el interior de la máscara, con el pulgar entre la máscara y el soplador, y los otros dedos debajo del soplador. Con la otra mano, coloque el pulgar en el agujero por encima del soplador y presione cuidadosamente hasta que se libere el soplador. Extraiga la unidad del soplador. No debería ser necesario hacer fuerza para quitar el soplador.



Instrucciones de limpieza (2/2)

5 Coja una toallita y añada una gran cantidad de desinfectante con tensioactivos.



6 Empiece por el exterior.



7 Continúe con las correas elásticas. Asegúrese de tener mucho cuidado con las áreas encastradas como los clips.



8 Coja un paño nuevo con desinfectante y empiece a limpiar el interior de la máscara.



9 Tenga cuidado con el interior del soplador. La unidad del soplador (y filtros) no debe sumergirse nunca en líquido.



10 Deje secar hasta el próximo uso.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.

Instrucciones de prueba de ajuste

La máscara médica Tiki está disponible en tres tamaños diferentes: pequeño, mediano y grande.

Antes del uso, debe realizarse una prueba de ajuste para asegurarse de que la máscara es del tamaño correcto y sella correctamente a la cara del usuario. Ni la unidad del soplador ni los filtros deben estar colocados en la máscara cuando se realice la prueba.

1 Póngase la máscara (sin la unidad del soplador o los filtros) y ajuste las correas para asegurarse de que la máscara se ajusta cómodamente sin estar demasiado apretada.



2 Añada un trozo de papel en la parte superior de la máscara asegurándose de que cubra los dos agujeros. Presione simultáneamente un dedo para cubrir el agujero de carga en el lado de la máscara.



3 Intente respirar con cuidado.



Si el ajuste es correcto, no debería ser capaz de inspirar y la máscara ejercerá presión contra su cara cuando lo intente.

Si el ajuste no es correcto, notará que el aire se filtra dentro de la máscara. Trate de averiguar dónde está la fuga e intente subsanarla. Es probable que necesite apretar las correas o cambiar a otro tamaño. Otras cosas como una gran barba, gafas o pelo que cae en la máscara pueden ser posibles factores que corrompen el sello.

Si la máscara sigue teniendo una fuga de aire y no puede realizar una prueba de sellado con éxito, no la utilice.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y restricciones locales.