

Anweisung zum Anlegen (1/2)

Wichtige Informationen:

- Die komplette Maske schützt vor Atemtropfen und Aerosolübertragung von Partikeln
- Die Maske enthält eine separate Gebläse- und Akkueinheit, die mit einem HEPA-Filter (P3) verbunden ist
- Das Gebläse erzeugt einen Überdruck in der Maske, wodurch das Atmen erleichtert wird
- Führen Sie vor dem Anziehen immer einen Fit-Test durch (siehe separate Anweisungen)

1 Stellen Sie sicher, dass die Maske keine sichtbaren Schäden oder Ablagerungen aufweist und dass der Akku vollständig geladen ist.



2 Befestigen Sie den weißen Inhalationsfilter oben auf der Maske, indem Sie ihn in einem 30-Grad-Winkel anbringen und vorsichtig nach rechts drehen. Um eine Beschädigung der Dichtung zu vermeiden, legen Sie Ihre Finger unter das Gebläse auf der Innenseite der Maske und üben Sie beim Drehen einen leichten Druck nach oben aus.



3 Befestigen Sie den grünen Ausatemfilter, indem Sie den Filter in einem 30-Grad-Winkel über der Lüfterbajonettöffnung platzieren. Drücken Sie ihn vorsichtig nach unten und drehen Sie ihn nach rechts. Achtung: Bitte erzwingen Sie nicht, ihn zu platzieren. Sie sollten ein leichtes Klicken hören, wenn Sie den Filter in das Bajonett drehen.



4 Zurücksetzen der Gebläseeinheit:
 1) Drehen Sie die Maske mit der oberen Seite nach unten
 2) Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten, bis die beiden Dioden rechts (von Ihrem Standpunkt aus gesehen links) leuchten und die Diode ganz rechts aufhört zu blinken (das Gebläse darf nicht anlaufen)
 3) Lassen Sie die Tasten los. Das Gebläse ist nun zurückgesetzt.



5 Legen Sie die Maske an.



** HINWEIS: Manchmal kann es schwierig sein, den Filter zu befestigen, wenn er neu ist. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie keine Gewalt an, da dies die Gewinde beschädigen kann! Stellen Sie stattdessen sicher, dass Sie den Filter fest gegen das Gewinde und gerade halten. Drehen Sie dann mit leichtem, aber gleichmäßigem Druck erneut und üben Sie gleichzeitig mit der anderen Hand unter dem Lüfter einen leichten Druck nach oben aus. Wenn der Filter richtig befestigt ist, sollten Sie einen weichen Widerstand spüren und der Filter sollte parallel zum Lüfter sitzen. Je öfter Sie den Filter verwenden, desto einfacher ist das Anbringen.*

Anweisung zum Anlegen (2/2)

6 Stellen Sie sicher, dass die Maske fest im Gesicht sitzt, aber nicht zu fest, um Beschwerden zu verursachen. Wenn Sie es anpassen müssen, ziehen Sie die Gurte immer von oben nach unten an, d. H. Stellen Sie zuerst den oberen Gurt am Gurt ein und ziehen Sie ihn bei Bedarf fest. Fühlen Sie die Passform an den Seiten und passen Sie sie bei Bedarf leicht an beiden Riemen an den Seiten der Maske an. Passen Sie den Gurt nur bei Bedarf an Ihr Kinn an. Wenn die Maske auf Ihrem Gesicht zu eng ist, lösen Sie die Gurte leicht.

Stellen Sie sicher, dass die Versiegelung um das Gesicht herum nicht verdeckt ist (z. B. Haare oder eine Haarabdeckung), was zu Undichtigkeiten führen kann.



7 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten
Atmen Sie ein paar Mal tief ein. Die Gebläseeinheit wird die Geschwindigkeit automatisch anpassen und den Luftstrom optimieren



8 Testen Sie den Alarm, indem Sie zwei Finger zwischen die Dichtung und das Gesicht einführen, so dass ein Spalt entsteht

Der Alarm sollte nach 2 Sekunden mit einem Blinken und einem Piepton im Sekundentakt ertönen.

Wenn der Spalt geschlossen ist, sollte der Alarm nach ein paar Sekunden aufhören



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.

Bedienungsanleitung

- Die linke Leuchte leuchtet immer, wenn die Gebläseeinheit eingeschaltet ist.
- Um die Geschwindigkeit des Gebläses einzustellen, drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste. Die Geschwindigkeit wird bei jedem Klick leicht angepasst. Sie werden die Änderung der Geschwindigkeit hören und fühlen. Sobald das Gebläse wieder von hoch auf niedrig wechselt, befindet es sich im Automatikmodus.
- Wenn die rechte Leuchte zu blinken beginnt und alle 5 Sekunden ein akustisches Signal ertönt, ist die Akkuladung schwach und es verbleiben noch ca. 15 Minuten Betriebszeit.
- Es besteht die Möglichkeit, eine externe Batterie an die Maske anzuschließen. Dadurch verlängert sich die Betriebszeit um bis zu 10 zusätzliche Stunden.
- Drücken Sie die Taste "Licht ein/aus", um die eingebauten LED-Leuchten ein- und auszuschalten.
- Wenn die beiden Lichter rechts zu blinken beginnen und Sie alle (eine) Sekunde einen akustischen Alarm hören, bedeutet dies, dass der Maskenfilter entweder blockiert ist oder ein großes Leck vorliegt, das einen Unterdruck in der Maske verursacht. Verlassen Sie den Bereich sofort.
 - Wenn das Gebläse vor schwacher Batterie warnt, verlassen Sie den Bereich sofort und laden Sie das Gebläse gemäß den Anweisungen auf, bevor Sie die Maske weiter verwenden.
 - Wenn das Gebläse vor Unterdruck in der Maske warnt, verlassen Sie den Bereich sofort und wechseln Sie den Filter. Sollte es dennoch zu einem Unterdruckalarm kommen, prüfen Sie, ob Lecks vorhanden sind oder ob die Maske beschädigt ist.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.

Anweisungen zum Ablegen

1 Abnehmen der Maske durch Ziehen an den Gurtschlaufen.



2 Ziehen Sie die Maske nach oben und über den Kopf und stellen Sie sicher, dass die Maske Ihre Kleidung nicht berührt



3 Vermeiden Sie das Berühren des Gesichts und der Vorderseite der Maske.



4 Legen Sie die Maske auf eine dafür vorgesehene Stelle.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.

Aufladen der Tiki-Maske

1 Entfernen Sie die Schraubdichtung an der linken Seite der Maske. Bewahren Sie die entfernte Schraubdichtung an einem sicheren Ort auf.



2 Verbinden Sie die Stecker, indem Sie die drei Stifte ausrichten und den Stecker eindrücken. Den Ladevorgang fortsetzen, bis die Kontrollleuchte am Ladegerät grün leuchtet. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät abziehen, wenn der Akku voll ist.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.

Anbringen der externen Batterie

1 Nehmen Sie das Batteriekabel und fädeln Sie es durch das linke seitliche Schlaufenloch am Gurt.



2 Schließen Sie die externe Batterie an das Kabel an.



3 Entfernen Sie die Schraubdichtung auf der linken Seite der Maske. Bewahren Sie die entfernte Schraubdichtung an einem sicheren Ort auf.



4 Schließen Sie das Batteriekabel an die Maske an, indem Sie die drei Stifte ausrichten und den Stecker eindrücken. Ziehen Sie die Drahtschraube fest. Achten Sie darauf, dass sich der Draht nicht verheddert.



5 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.



6 Stecken Sie die externe Batterie in eine Tasche oder befestigen Sie ihn mit dem Clip an Ihrer Kleidung oder Ihrem Gürtel, um sie bequem zu tragen



HINWEIS! Die externe Batterie muss vom Gebläse getrennt werden, wenn die Maske nicht in Gebrauch ist, da sie sich sonst entlädt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.

Reinigungshinweise (1/2)

1 Entfernen Sie die Filter, indem Sie sie um 30 Grad nach links drehen

Wenn die Filter wiederverwendet werden sollen, reinigen Sie sie mit einem Desinfektionsmittel auf ähnliche Weise wie die Maske. Andernfalls entsorgen Sie die Filter in einem dafür vorgesehenen Bereich.



2 Legen Sie die Maske auf eine dekontaminierte Oberfläche.



Müssen Sie die Gebläseeinheit entfernen?

Wenn Sie die Batterie wechseln müssen oder wenn Sie die Maske mit einer anderen Person teilen und sie daher vollständig reinigen müssen, müssen Sie die Gebläseeinheit vor der Reinigung der Maske entfernen. **Wenn nicht, fahren Sie mit Anweisung Nummer 5 fort.**

3 Entfernen Sie die Schraubdichtung auf der linken Seite der Maske. Bewahren Sie die entfernte Schraubdichtung an einem sicheren Ort auf.



4 Legen Sie eine Hand auf die Innenseite der Maske, wobei sich der Daumen zwischen der Maske und dem Gebläse und die anderen Finger unterhalb des Gebläses befinden sollten. Nehmen Sie die andere Hand, legen Sie den Daumen auf das Loch oberhalb des Gebläses und drücken Sie vorsichtig nach unten, bis das Gebläse gelöst ist. Ziehen Sie die Gebläseeinheit heraus. Es sollte keine Kraft erforderlich sein, um das Gebläse zu entfernen.



Reinigungshinweise (2/2)

5 Nehmen Sie ein Papiertuch und geben Sie eine großzügige Menge Desinfektionsmittel mit Tensiden darauf.



6 Fangen Sie mit der Außenseite an.



7 Fahren Sie mit den elastischen Gurten fort. Seien Sie besonders vorsichtig im Bereich von Vertiefungen wie Clips.



8 Nehmen Sie ein neues Tuch mit Desinfektionsmittel und beginnen Sie mit der Reinigung der Innenseite der Maske.



9 Seien Sie vorsichtig mit dem Inneren des Gebläses. Die Gebläseeinheit (und die Filter) sollte niemals in Flüssigkeit eingetaucht werden.



10 Bis zur nächsten Verwendung trocknen lassen.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.

Anweisungen für den Maskensitztest

Die medizinische Maske Tiki ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Medium und Large. Vor der Verwendung sollte ein Maskensitztest durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Maske die richtige Größe hat und richtig am Gesicht des Benutzers abschließt. Weder die Gebläseeinheit noch die Filter sollten bei der Prüfung an der Maske angebracht sein.

1 Setzen Sie die Maske auf (ohne Gebläseeinheit oder Filter) und stellen Sie die Gurte ein, um sicherzustellen, dass die Maske bequem sitzt, aber nicht zu eng ist.



2 Legen Sie ein flaches Stück Papier auf die Maske und stellen Sie sicher, dass es die beiden Löcher abdeckt. Üben Sie gleichzeitig mit einem Finger Druck aus, um das Ladeloch an der Seite der Maske abzudecken.



3 Versuchen Sie vorsichtig, einzuatmen.



Wenn die Passform korrekt ist, sollten Sie nicht einatmen können und die Maske drückt sich an Ihr Gesicht, wenn Sie dies versuchen.

Wenn der Sitz nicht korrekt ist, werden Sie feststellen, dass Luft in die Maske entweicht. Versuchen Sie zu herauszufinden, wo das Leck ist, und versuchen Sie, es zu beheben. Vielleicht müssen Sie nur die Gurte straffer ziehen oder auf eine andere Größe wechseln. Andere Dinge wie ein langer Bart, eine Brille oder Haare, die in die Maske fallen, können Faktoren sein, die die Abdichtung beeinträchtigen können.

Wenn die Maske weiterhin Luft entweichen lässt und Sie keinen erfolgreichen Test durchführen können, sollte die Maske nicht verwendet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.