


tiki
medical



P/N: 1091-16
NL
V.1.1



NEDERLANDSE HANDLEIDING

www.tikisafety.com

Algemene vragen: **info@tikisafety.com**
Verkoopgerelateerde vragen: **sales@tikisafety.com**
Overtuigd? **order@tikisafety.com**
Telefoon: **+46 8 35 32 49**

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro
Zweden
www.tikisafety.com

Tiki Safety AB heeft al het mogelijke gedaan om het Tiki medical-masker te produceren volgens de strengste industriestandaarden, wettelijke eisen en veiligheidsvoorschriften, en om te zorgen voor een maximaal gebruikskomfort.

Bent u als gebruiker tevreden met het Tiki medical-masker, vertel het dan aan uw netwerk!

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden of denkt u dat er aan het Tiki medical-masker nog iets verbeterd kan worden, vertel het dan aan ons!

Wij zien het als een uitdaging om onze productiestandaarden nog verder te verbeteren. Al uw feedback is van harte welkom!

Tiki Safety AB geeft geen verklaringen of garanties af voor de inhoud van dit document.

Daarnaast kan de informatie in het document veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze gebruiksaanwijzing is met alle mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Desalniettemin aanvaardt Tiki Safety AB geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze publicatie.

De metingen en handelingen met het Tiki medical-masker die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven,

moeten onder optimale omstandigheden worden verricht.

De laadtijd en de gebruikstijd kunnen afhangen van de temperatuur, het filtertype, de hoeveelheid deeltjes in de lucht, de ademintensiteit van de gebruiker etc.

Alle rechten voor het Tiki medical-masker en deze gebruiksaanwijzing zijn voorbehouden.

Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag in enige vorm worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tiki Safety AB.

Op alle illustraties en teksten in deze gebruiksaanwijzing rust auteursrecht © 2020.

Het Tiki medical-masker dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, is wereldwijd gepatenteerd onder patentnummer D755953.

De gebruiksaanwijzing in het Engels (EN) is de originele gebruiksaanwijzing; de gebruiksaanwijzingen in andere talen zijn vertalingen.

Deze gebruiksaanwijzing kan te allen tijde worden aangepast. De nieuwste versie is te downloaden op www.tikisafety.com. Zorg dat u altijd de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing bij de hand hebt.

Inhoud

1 Veiligheid	5
1.1 Lees de gebruiksaanwijzing.....	5
1.2 Training.....	5
1.3 Voor het gebruik.....	5
1.3.1 Gezichtsbehaving.....	6
1.3.2 Uitstekende neus.....	6
1.3.3 Brillen.....	6
1.4 Het Tiki medical-masker voorbereiden.....	7
1.5 Training met gevaarlijke mengsels.....	7
1.6 Beperkingen van het filter.....	7
1.7 Materiaal van het Tiki medical-masker.....	8
1.7.1 Basiscomponenten.....	8
1.7.2 Batterijen.....	9
1.8 Tijdens het gebruik.....	9
1.9 Risicovolle situaties.....	10
1.10 Na het gebruik.....	11
2 Ontwerp	12
2.1 Omschrijving.....	12
2.1.1 Algemene omschrijving.....	12
2.1.2 Onderdelen.....	12
2.1.3 Druksensor.....	14
2.2 Knoppen en indicatielampjes.....	15
2.2.1 De aan/uit-knop.....	15
2.2.2 De lampen.....	15
2.2.3 De knop voor de lampen.....	15
2.2.4 Drie (3) indicatielampjes.....	16
2.3 Meldingen van de indicatielampjes.....	16
2.3.1 Blazer uit.....	16
2.3.2 Blazer aan.....	16
2.3.3 Batterij bijna leeg.....	16
2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek.....	17
2.4 Specificaties.....	18
2.4.1 Afmetingen.....	18
2.4.2 Omgevingseisen.....	19
2.4.3 Prestatietests.....	19
2.4.4 Traceerbaarheid.....	19
2.5 Pictogrammen.....	20
2.6 Beoogd gebruik.....	21
2.6.1 Bescherming van de luchtwegen.....	21
2.6.2 Bescherming tegen huid- en oogcontact.....	22
2.7 Niet-beoogd gebruik.....	22

3	Procedures voor het gebruik	23
3.1	Voor het gebruik testen of het masker aansluit.....	24
3.2	Het masker voorbereiden voor gebruik.....	25
3.3	De QR-code uitlezen	26
4.	Gebruiksprocedures	27
4.1	De batterij(en) opladen	28
4.2	Gebruik met de externe batterij	29
4.3	Het Tiki medical-masker opzetten	30
4.4	Kalibreer de blazer	31
4.5	De blaassnelheid aanpassen.....	31
4.6	Het masker testen tijdens het gebruik.....	32
4.7	Het Tiki medical-masker afzetten	33
5.	Onderhoudsprocedures.....	34
5.1	Het Tiki medical-masker schoonmaken.....	35
5.2	Het inademfilter (wit) vervangen.....	36
5.3	Het uitademfilter (groen) vervangen.....	37
5.4	Opslag.....	38
6.	Verwijdering	39
7.	Standaarden.....	40
7.1	Rapporten	40
7.1.1	Aangemelde instantie	40
7.1.2	Externe instantie.....	40
7.1.3	Prestatietest.....	40
7.2	Beschermingsklasse.....	40
7.3	Regelgevingsnormen	41
7.4	Gepatenteerd ontwerp.....	41
7.5	CE	41
7.6	Conformiteitsverklaring	42
8.	Garantie.....	43
	Copyrightverklaring en disclaimer	44
9.	Ordernummers van onderdelen.....	45

1 Veiligheid

In deze gebruiksaanwijzing worden met de term 'gevaarlijke mengsels' stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en tegen schadelijke biologische agentia' bedoeld, zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016/425, bijlage II, lid 3.10.

1.1 Lees de gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel voordat u het Tiki medical-masker gaat gebruiken!

Zorg dat u elk onderdeel van deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u het Tiki medical-masker gaat gebruiken.

1.2 Training

Tiki Safety AB geeft geen klassikale trainingen in de veiligheid, het gebruik of het onderhoud van het Tiki medical-masker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf te trainen in de veiligheidsaspecten, de voorbereiding, het gebruik en het onderhoud van het Tiki medical-masker.

Gebruik het Tiki medical-masker conform de betreffende instructies. Deze vindt u:

- In deze gebruiksaanwijzing
- Daarom dient u deze als gebruiker grondig door te nemen
- In de video op www.tikisafety.com/video.

Verder heeft Tiki Safety AB speciale aandacht besteed aan een veilig, ergonomisch en eenvoudig gebruik van het Tiki medical-masker.

Lees eerst deze handleiding en bekijk de vermelde video's.

Als de gebruiker daarna nog vragen heeft over de veiligheidsaspecten, het voorbereiden, het gebruik of het onderhoud van het Tiki medical-masker, raadt Tiki Safety AB aan om:

- Als tweede stap iemand om advies te vragen die ervaring heeft met volledige gezichtsmaskers
- Als derde stap contact op te nemen met Tiki Safety AB

1.3 Voor het gebruik

Met het Tiki medical-masker hoeft de gebruiker niet op bijzondere gezondheids- en veiligheidseisen te letten, mits:

- Het Tiki medical-masker exact wordt gebruikt zoals in deze gebruiksaanwijzing staat
- De instructies in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het gevaarlijke mengsel worden opgevolgd

Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel voordat u het Tiki medical-masker gaat gebruiken.

Zorg dat u elk onderdeel van deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u het Tiki medical-masker gaat gebruiken.

Van de volgende situaties moet voor het gebruik van het masker worden beoordeeld of ze een potentieel risico vormen.

Deze risicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van werkgever.

Voor het gebruik moet het Tiki medical-masker door de beoogde gebruiker worden getest volgens de procedure 3.1 Voor het gebruik testen of het masker aansluit op pagina 24.

Zie voor alle onderstaande situaties ook paragraaf 1.8 Tijdens het gebruik op pagina 9.

1.3.1 Gezichtsbehering

Gezichtsbehering kan ervoor zorgen dat de afdichting tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker niet goed is.

Dit veroorzaakt een risico op openingen tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker.

Tiki Safety AB raadt aan om – indien nodig – gezichtsbehering weg te scheren voordat men het Tiki medical-masker gebruikt.

Let vooral op de plekken waar het masker in contact komt met het gezicht.

1.3.2 Uitstekende neus

Een uitstekende neus kan in contact komen met de binnenrand van het Tiki medical-masker en leiden tot:

- Ongemak voor de neus van de gebruiker
- Een risico op openingen tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker

Tiki Safety AB heeft het Tiki medical-masker ontworpen volgens industriële ergonomienormen, maar situaties zoals een uitstekende neus kunnen zich voordoen.

Om dit risico te voorkomen raadt Tiki Safety AB aan om – indien mogelijk – een groter masker te gebruiken.

Tiki Safety AB raadt aan om ongemak voor de neus te verkiezen boven het risico op openingen.

1.3.3 Brillen

Tiki Safety AB heeft het Tiki medical-masker ontworpen volgens industriële ergonomienormen met betrekking tot brillen bij de gebruiker.

De bril van de gebruiker kan er echter voor zorgen dat de afdichting tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker niet werkt.

Dit veroorzaakt een risico op openingen tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker.

Daarom raadt Tiki Safety AB aan om:

- Dit risico te beoordelen voordat men het Tiki medical-masker gebruikt
- Het masker waar mogelijk te dragen in combinatie met contactlenzen

1.4 Het Tiki medical-masker voorbereiden

Bereid het Tiki medical-masker nu nog niet voor. Lees eerst deze veiligheidsvoorschriften.

Bereid het Tiki medical-masker voor volgens de procedure 3.2 Het masker voorbereiden voor gebruik op pagina 25. Zit er een rode sticker links bovenop het masker, verwijder deze dan niet!

Als deze rode sticker links bovenop het masker niet aanwezig is of per ongeluk is verwijderd, gebruik dat masker dan alleen met een externe batterij of met de schroefafdichting die is meegeleverd met het masker.

Een masker zonder deze rode sticker links bovenop kan veilig worden gebruikt met een externe batterij of met de schroefafdichting die is meegeleverd met het masker!

1.5 Training met gevaarlijke mengsels

Tiki Safety AB heeft het Tiki medical-masker geproduceerd als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016/425, bijlage II, lid 3.10, '*stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en tegen schadelijke biologische agentia*'.

Daarom is het niet de verantwoordelijkheid van Tiki Safety AB om gebruikers van het Tiki medical-masker te trainen in de risico's van deze gevaarlijke mengsels.

Het trainen van de gebruikers van het Tiki medical-masker in de risico's van gevaarlijke mengsels is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van werkgever.

Tiki Safety AB raadt gebruikers aan om een training te volgen in de risico's en de preventieve en beschermende maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke mengsels te beperken.

1.6 Beperkingen van de filter

Net als elke andere filter hebben ook de P3-deeltjesfilters van het Tiki medical-masker beperkingen.

Da dus na of de filters van het Tiki medical-masker aansluiten bij het beoogde gebruik en of ze de gebruiker beschermen tegen de verwachte risico's in de beoogde gebruiksomgeving.

Zie hiervoor ook de volgende paragrafen:

- 2.5 Pictogrammen op pagina 20
- 5.2 De inademfilter (wit) vervangen op pagina 36
- 5.3 De uitademfilter (groen) vervangen op pagina 37

De inademfilter (wit) mag alleen worden gebruikt als inademfilter! Niet als uitademfilter!

De uitademfilter (groen) mag alleen worden gebruikt als uitademfilter! Niet als inademfilter!

De filters zijn rechtsboven voorzien van het volgende logo:

De informatie naast deze logo's geeft aan hoe lang nieuwe filters bewaard kunnen worden als ze in hun originele verpakking blijven zitten.

Dit wordt aangegeven via een afkorting van de maand in drie (3) letters (Engelse spelling) en het jaar.

Na deze aangegeven levensduur mag de filter niet meer gebruikt worden.



1.7 Materiaal van het Tiki medical-masker

Component	Onderdeel	Materiaal
Inademfilter (wit)	Filterkap (wit)	ABS
Uitademfilter (groen)	Filterkap (groen)	ABS
Masker	Afdichting	Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Hoofdbanden	Klem	Nylon
Masker	Maskervizier klein / medium / groot	PETG
Blazer	Blazerkap	ABS
Hoofdbanden	Gesp	POM
Masker	Zitting uitlaatventiel	PETG
Masker	Membraan uitlaatventiel	Siliconen
Hoofdbanden	Hoofdbanden	PA, rubber
Masker	Kinbeschermer	CR, geëxpandeerd
Externe batterij	Batterijklemmen met schroeven	ABS, staal

1.7.1 Basiscomponenten

Het Tiki medical-masker bestaat uit de basiscomponenten die staan omschreven in paragraaf 2.1 Omschrijving op pagina 12.

Deze basiscomponenten zijn gemaakt van de bovenstaande materialen.

Geen van de materialen stelt de gebruiker van het Tiki medical-masker bloot aan gezondheids- of veiligheidsrisico's.

1.7.2 Batterijen

De blazer met de interne batterij en de externe batterij werken allebei met lithium-polymeerbatterijen (lipo-batterijen).

Houd u daarom aan de volgende voorschriften:

- Gooi lipo-batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan extreme hitte
- Haal lipo-batterijen niet uit elkaar
- Gebruik lipo-batterijen niet als ze tekenen van mechanische schade of zwelling vertonen
- Gebruik lipo-batterijen niet bij zware regenval of onder een douche en dompel ze niet onder in water
- Wordt de batterij warm, stop dan meteen met opladen of koppel de batterij los van een apparaat
- Laad een lipo-batterij niet op bij een omgevingstemperatuur onder de 0°C

In het onwaarschijnlijke geval dat de batterij van de blazer beschadigd is en er elektrolyt lekt, dient u te zorgen dat het elektrolyt niet in contact komt met de ogen van de gebruiker.

In het onwaarschijnlijke geval dat er elektrolyt in contact komt met de ogen van de gebruiker:

- Spoelt u de ogen in een veilige omgeving uit met water
- Raadpleegt u onmiddellijk een arts

1.8 Tijdens het gebruik

Om het Tiki medical-masker veilig te gebruiken, moet het nauw aansluiten op het gezicht van de gebruiker.

Als het Tiki medical-masker niet nauw aansluit op het gezicht van de gebruiker, bestaat het risico dat:

- Er door openingen tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker gevaarlijke mengsels in de lucht tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker kunnen komen. De gebruiker is dan dus niet meer beschermd tegen gevaarlijke mengsels!

Daarom moet de gebruiker het Tiki medical-masker gebruiken en verstellen volgens:

- De procedures in deze gebruiksaanwijzing; zie hiervoor:
 - › 3 Procedures voor het gebruik op pagina 23
 - › 4 Gebruiksprocedures op pagina 27
 - › 5 Onderhoudsprocedures op pagina 34
- De video op www.tikisafety.com/video

De gebruiker moet controleren of het masker goed aansluit, anders kunnen er gevaarlijke mengsels tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker komen.

Als extra maatregel om dit risico te verminderen heeft Tiki Safety AB het Tiki medical-masker ontworpen als masker met positieve druk.

Dat betekent dat de druk tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker hoger is dan de omgevingsdruk.

De lucht stroomt zodoende naar binnen via de filter aan de bovenkant en weer naar buiten via het uitademventiel en de uitademfilter aan de onderkant.

Het effect hiervan is als volgt:

- Als er door onjuist gebruik een opening ontstaat tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker, wordt er in optimale omstandigheden lucht naar buiten geduwd, zodat er geen gevaarlijke mengsels naar binnen kunnen komen
- Als er door onjuist gebruik ondanks de positieve druk toch gevaarlijke mengsels tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker komen, duwt de positieve druk de gevaarlijke mengsels naar buiten via het uitademventiel

Als er een opening is en er gedurende een bepaalde tijd negatieve druk is, wordt dit gedetecteerd en gaat er een hoor- en zichtbaar alarm af. Zie hiervoor ook 2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek op pagina 17.

Als er een opening is tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker, verbruikt het Tiki medical-masker meer energie en is de batterijduur dus korter.

Houd u dus altijd aan de gebruiksinstructies voor het Tiki medical-masker.

Bij onjuist gebruik van het Tiki medical-masker vervalt de garantie.

1.9 Risicovolle situaties

Het Tiki medical-masker levert geen zuurstof (O₂). Gebruik het Tiki medical-masker dus niet in omgevingen met een zuurstofgehalte (O₂) van minder dan 19,5%.

Het Tiki medical-masker heeft een batterij. De werking van het Tiki medical-masker hangt daarom af van de batterijstatus.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor en tijdens het gebruik het energieniveau van de batterij te controleren.

Als het energieniveau van de batterij te laag is, ontstaat er een risicovolle situatie.

De volgende situaties geven aan dat het energieniveau van de batterij te laag is of dat het Tiki medical-masker niet volledig werkt:

- Het alarm voor een te laag batterijniveau gaat af
- De luchttoevoer naar het masker neemt af of stopt
- Er zijn symptomen die duiden op blootstelling aan gevaarlijke mengsels zoals aangegeven op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het gevaarlijke mengsel
- Overig

In een risicovolle situatie moet de gebruiker de omgeving met het gevaarlijke mengsel verlaten en zich zelfstandig of met hulp begeven naar een omgeving die als veilig wordt beschouwd.

1.10 Na het gebruik

Houd u aan de instructies in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het gevaarlijke mengsel.

Houd u aan de instructies voor verplaatsingen van de omgeving met het gevaarlijke mengsel naar een veilige omgeving.

Het is niet de verantwoordelijkheid van Tiki Safety AB om dergelijke instructies op te stellen.

Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker.

Bent u in een veilige omgeving en heeft u de instructies voor verplaatsing opgevolgd, zet het Tiki medical-masker dan af via procedure 4.7 Het Tiki medical-masker afzetten op pagina 33.

Maak het Tiki medical-masker na gebruik schoon. Zie hiervoor:

- Het veiligheidsinformatieblad van het gevaarlijke mengsel
- De procedure 5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken op pagina 35

Als het gevaarlijke mengsel van dien aard is dat u het inademfilter van het Tiki medical-masker – of in zeer extreme gevallen het hele Tiki medical-masker – na gebruik moet weggooien, zie hiervoor dan:

- Het veiligheidsinformatieblad van het gevaarlijke mengsel
- De procedure 5.2 De inademfilter (wit) vervangen op pagina 36
- Hoofdstuk 6 Verwijdering op pagina 39

2 Ontwerp

2.1 Omschrijving

2.1.1 Algemene omschrijving

Het Tiki medical-masker is:

- Een luchtzuiverend ademhalingstoestel of Powered Air Purifying Respirator (PAPR)
- Een masker dat het hele gezicht van de gebruiker bedekt
- Uitgerust met twee (2) filters: het inademfilter (wit) en een optioneel uitademfilter (groen). Beide (2) filters zijn P3-deeltjesfilters

De inademfilter (wit) is een filter die de lucht zuivert welke tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker komt. Zo kan de gebruiker gefilterde lucht inademen.

De uitademfilter (groen) is een filter die de lucht zuivert dewelke wegstroomt uit de ruimte tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker. Zo wordt de lucht die de gebruiker uitademt gezuiverd.

Het Tiki medical-masker kan dus bijvoorbeeld worden gebruikt in een medische omgeving met patiënten die door ziekte of andere oorzaken een verzwakt immuunsysteem hebben.

Zo worden deze patiënten niet onbedoeld besmet met ziektekiemen in aerosolen of druppeltjes die afkomstig zijn van het medisch personeel.

2.1.2 Onderdelen

Behalve de onderstaande onderdelen bevat de verpakking van het Tiki medical-masker de volgende artikelen die niet staan aangegeven op afbeelding 1:

- Deze gebruiksaanwijzing
- Een kleine halfronde kinbeschermer

De batterijlader wordt geleverd met vier (4) stekkers die kunnen worden aangepast op de lokale situatie bij de klant.

De batterijlader is een standaardadapter van AC naar DC met als ingangsstroom 100 – 240 V, 50 – 60 Hz en 0,7 ampère.

Het Tiki medical-masker bestaat uit de volgende onderdelen.


Zie ook afbeelding 1 op de volgende pagina.

- **Het masker** (vizier) van PET en TPE.
- **De hoofdbanden**, bestaande uit elastische spanbanden en nylon clips.

De hoofdbanden kunnen worden hergebruikt, tenzij ze worden blootgesteld aan gevaarlijke omgevingen, besmettelijke ziektekiemen of andere schadelijke deeltjes.

- **De blazer** bevat de ventilator, de werklamp, de bedienknoppen en de waarschuwingmelders.
Hij past de luchtstromen automatisch aan op de vraag in het masker zodat de luchtdruk positief blijft.
De blazer heeft een lipo-batterij waarmee de blazer, als de batterij volledig is opgeladen, minimaal 60 minuten kan werken.
- **De inademfilter (wit)** is een P3-deeltjesfilter.
Het Tiki medical-masker heeft alleen deeltjesfilters en mag daarom niet worden gebruikt in gebieden met gasvormige oplosmiddelen en andere besmette lucht die een P3-deeltjesmasker niet kan zuiveren.
Het inademfilter bestaat uit ABS-plastic en HEPA-glasvezel.
- **De uitademfilter (groen)** is een P3-deeltjesfilter.
Het Tiki medical-masker heeft alleen deeltjesfilters en mag daarom niet worden gebruikt in gebieden met gasvormige oplosmiddelen en andere besmette lucht die een P3-deeltjesmasker niet kan zuiveren.
De uitademfilter bestaat uit ABS-plastic en HEPA-glasvezel.
- **De batterijlader** voorziet de interne batterij van de blazer en de externe batterij van stroom. De batterijen moeten apart worden opgeladen. Eerst de interne batterij en daarna, indien aanwezig, de externe batterij.
Laad batterijen altijd onder toezicht op en laad nooit batterijen op als de batterijtemperatuur lager is dan 0°C.
- **De externe batterij** is optioneel en wordt afzonderlijk verkocht.
De externe batterij is een grotere lipo-batterij die kan worden vastgeklikt.
Hij wordt aangesloten op de blazer via een kabel en een schroefaansluiting.
Dit verlengt de batterijduur met minimaal zes uur, mits de afdichting van het masker goed is.

Afbeelding 1



Het Tiki medical-masker bestaat uit de volgende componenten die staan aangegeven op afbeelding 1:

- 1a Het masker, dat het hele gezicht van de gebruiker bedekt
- 1b De inademfilter (wit)
- 1c De blazer met interne batterij
- 1d De hoofdbanden
- 1e De batterijlader
- 1f De autolader, optioneel
- 1g De externe batterij met kabel, optioneel
- 1h De uitademfilter (groen)
- 1i De schroefafdichting

2.1.3 Druksensor

De blazer van het Tiki medical-masker heeft een druksensor.

Deze druksensor meet de druk in het masker via een klein gaatje bovenin het vizier.

De snelheid van de blazer wordt automatisch aangepast zodat er een positieve druk van 0,2 mbar ontstaat.

Daarom is het belangrijk dat de gebruiker de blazer kalibreert bij elk gebruik van het Tiki medical-masker en wanneer de gebruiker een andere ruimte betreedt, bijvoorbeeld van binnen naar buiten, een andere verdieping, een operatiekamer enzovoort.

Zie hiervoor de procedure 4.4 Kalibreer de blazer op pagina 31.

2.2 Knoppen en indicatielampjes

Het Tiki medical-masker bevat de volgende knoppen, lampen en indicatielampjes. Deze zijn aangebracht op de blazer.

De knoppen kunnen worden gebruikt wanneer de blazer is aangebracht in het masker.


Zie hiervoor afbeelding 11:

11a De aan/uit-knop

11b De lampen om het werkgebied extra te verlichten

11c De knop voor de lampen bij 11b

11d Drie (3) indicatielampjes



2.2.1 De aan/uit-knop

U gebruikt de aan/uit-knop om:

- De blaasunit te kalibreren zoals omschreven staat onder 4.4 De blazer kalibreren op pagina 31
- De blaasunit aan en uit te zetten.
Houd de aan/uit-knop hiervoor 3 seconden ingedrukt
- De blaassnelheid aan te passen zoals omschreven staat onder 4.5 De blaassnelheid aanpassen op pagina 31

2.2.2 De lampen

Met de lampen kunt u het werkgebied extra verlichten.

2.2.3 De knop voor de lampen

Met de knop voor de lampen kunt u:

De lampen aan- of uitzetten als de blazer aan staat.

2.2.4 Drie (3) indicatielampjes

Het Tiki medical-masker heeft drie (3) indicatielampjes. Op afbeelding 11 staan deze bij 11d. Belangrijk: afbeelding 11 laat de onderkant van de blazer zien met aan de linkerkant de aan/uit-knop.

Wanneer u het Tiki medical-masker gebruikt, zit de blazer echter boven de ogen van de gebruiker en zit de aan/uit-knop dus rechts!

Hieronder staan de signalen die de drie (3) lampjes kunnen geven:



Het indicatielampje staat uit en geeft geen licht.



Het indicatielampje staat aan en geeft licht.



Het indicatielampje knippert en geeft dus afwisselend wel en geen licht.

2.3 Meldingen van de indicatielampjes

2.3.1 Blazer uit

Geen van de indicatielampjes brandt. Dit betekent dat de blazer uit staat.

Als de lampjes ook niet branden en de blazer ook geen geluid maakt als u heeft geprobeerd om hem te starten, moet u de batterij opladen.

2.3.2 Blazer aan



Het indicatielampje dat het dichtst bij de aan/uit-knop staat, brandt.

Dit betekent dat de blazer aan staat.

Dit lampje blijft branden zolang de blazer aan staat.

2.3.3 Batterij bijna leeg



Het indicatielampje dat het dichtst bij de aan/uit-knop staat, brandt.

Het indicatielampje dat het verste van de aan/uit-knop vandaan staat, knippert.

De blazer geeft elke vijf (5) seconden een alarmgeluid.

Dit betekent dat de batterij bijna leeg is.

Het is overigens ongebruikelijk dat de blazer dan helemaal uit gaat.
De batterij heeft nog genoeg stroom voor 15 minuten.

Wanneer de gebruiker dit alarm ziet en hoort, moet de gebruiker:

- De gevaarlijke omgeving verlaten.
- De interne batterij van de blaasunit opladen.
- Waar nodig de externe batterij opladen.

2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek



Het indicatielampje dat het dichtst bij de aan/uit-knop staat, brandt.

De andere twee (2) indicatielampjes knipperen.

De blazer geeft elke (1) seconde een alarmgeluid.

Dit kan twee dingen betekenen:

- De inademfilter is geblokkeerd
- Er is een groot lek

In beide gevallen moet de gebruiker:

- De gevaarlijke omgeving verlaten
- Nagaan wat het lek of het probleem met de filter heeft veroorzaakt
- Als er een probleem is met de filter, vervang deze dan zoals omschreven staat onder 5.2 De inademfilter (wit) vervangen op pagina 36
- Is er een lek als gevolg van een mechanisch probleem, vervang de defecte onderdelen dan volgens de betreffende instructies in hoofdstuk 3 vanaf pagina 23
- Is er een lek met een onbekende oorzaak, zie dan 1.3 Voor het gebruik op pagina 5
- Is het alarm niet veroorzaakt door een van de twee bovenstaande punten, neem dan contact op met Tiki Safety AB

2.4 Specificaties

2.4.1 Afmetingen

Het Tiki medical-masker is verkrijgbaar in drie (3) maten: klein, medium en groot.

De afmetingen van de Tiki medical-maskers zijn bepaald op basis van industriële ergonomische normen.

De Tiki medical-maskers hebben als ze klaar zijn voor gebruik het volgende gewicht in gram (g). 'Klaar voor gebruik' betekent dat het masker bestaat uit:

- Het vizier van het masker met afdichting, dat het hele gezicht van de gebruiker bedekt
- De deeltjesfilters
- De blazer met interne batterij
- De hoofdbanden

De totale gewichten zijn als volgt. Dit zijn de gewichten van complete maskers:

- Kleine maat 430 g
- Medium-maat 440 g
- Grote maat 450 g

Het ontwerp van het Tiki medical-masker heeft een ergonomische vorm met een contactoppervlak rond het hele gezicht en banden voor het achterhoofd die het masker strak zetten.

Dit ontwerp verdeelt het gewicht over het hele hoofd en zorgt voor efficiënt en ergonomisch comfort.

Onderdeel	Specificaties
Waarschuwingstijd batterij	> 15 min. (normale omstandigheden)
Minimaal luchtdebiet	200 l/min
Minimaal filterdebiet	100 l/min
Druktrigger	≤ 0,2 millibar
Drukalarm	> 2 seconden negatieve druk
Specificaties batterijlading	Invoer 100 V – 240 V AC, uitvoer 0,7 A DC
Vizier van het masker, klein	92 g
Vizier van het masker, medium	102 g
Vizier van het masker, groot	112 g
Blazer	165 g
Inademfilter	70 g
Uitademfilter	70 g
Hoofdbanden	33 g
Externe batterij	200 g
Batterijkabel	48 g

2.4.2 Omgevingseisen

Het Tiki medical-masker is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen de -10°C en 45°C en een relatieve luchtvochtigheid (RLv) van minder dan 90%.

Gebruik het Tiki medical-masker niet in een omgeving met een RLv boven de 90%.

Laad de batterijen op in een omgeving met een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, in overeenstemming met 4.1 De batterij(en) opladen op pagina 28.

2.4.3 Prestatietests

Ieder Tiki medical-masker wordt tijdens de productiefase onderworpen aan verificaties en tests.

De afdichting wordt aangebracht op het vizier van het masker en deze combinatie wordt op een kunstmatig 'testgezicht' geplaatst.

In deze testconfiguratie wordt de lucht tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker vacuüm gemaakt.

De test meet of het masker het vacuüm gedurende een vooraf bepaalde tijd kan vasthouden.

Alleen maskers die het vacuüm gedurende deze tijd kunnen vasthouden, worden goedgekeurd en gaan verder in de productie.

Maskers die het vacuüm gedurende deze tijd niet kunnen vasthouden, worden niet goedgekeurd en gaan niet verder in de productie.

De testinstallatie produceert informatie over deze tests en bewaart deze.

2.4.4 Traceerbaarheid

Omdat elk Tiki medical-masker een uniek nummer heeft, is de informatie over de performancetest voor elk masker traceerbaar van de productie tot de eindgebruiker.

Deze informatie is alleen op te vragen bij Tiki Safety AB in het kader van juridisch onderzoek naar ongevallen.

Zie ook de procedure voor het uitlezen van de Quick Response-code (QR-code) onder 3.3 De QR-code uitlezen op pagina 26.

2.5 Pictogrammen

De onderstaande symbolen op het filter zijn conform EN 12942. Verwar deze niet met andere Europese normen of andere standaarden.

Het Tiki medical-masker bevat de volgende pictogrammen:

- Het artikelnummer van de onderdelen, aangegeven met 'P/N'
- Een vermelding van de betreffende norm
- Een Quick Response-code (QR-code)



Maak de filter nooit open.




Recyclesymbool dat aangeeft dat het betreffende onderdeel recyclebaar is, mits niet vervuild.



Bewaren in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid (RLv) onder de 60%.



Vermelding dat er een batterij aanwezig is.



Bewaren in een omgeving met een temperatuur tussen de -20°C en +40°C bij kortstondige opslag. Bewaren in een omgeving met een temperatuur rond de 21°C bij langdurige opslag.




Waarschuwingssymbool dat de li-ion-batterij afzonderlijk gerecycled moet worden.



Waarschuwingssymbool dat het betreffende onderdeel moet worden afgevoerd via een speciaal afvalverwijderingsproces.



Vermelding van CE-conformiteit met EU-verordening 2016/425.



Vermelding van het betreffende patentnummer.



Zandloper; naast de zandloper staan de maand en het jaar waarin de houdbaarheid van het onderdeel verstrijkt, mits de verpakking ongeopend blijft. Zie hiervoor ook paragraaf 1.6 Beperkingen van het filter op pagina 7.



Zie de gebruiks- en onderhoudshandleiding van het Tiki medical-masker.

2.6 Beoogd gebruik

Het Tiki medical-masker is ontworpen conform 'PBM-verordening' EU 2016/425, bijlage II, paragraaf 3.10.

Zodoende biedt het bescherming tegen stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en tegen schadelijke biologische agentia.

Het Tiki medical-masker biedt:

- Bescherming van de luchtwegen
- Bescherming tegen huid- en oogcontact

2.6.1 Bescherming van de luchtwegen

Het Tiki medical-masker is bedoeld om de luchtwegen van mensen te beschermen.

Ook voorziet het de gebruiker van ademlucht bij blootstelling aan een vervuilde omgeving.

Het Tiki medical-masker heeft twee (2) filters: een inademfilter (wit) en een uitademfilter (groen).

De inademfilter (wit) voorziet de gebruiker van ademlucht.

De uitademfilter (groen) filtert gevaarlijke mengsels en ziektekiemen uit de lucht die de gebruiker uitademt.

De materialen in het Tiki medical-masker staan vermeld in subparagraaf 1.7.1 Basiscomponenten op pagina 8.

Deze materialen zijn specifiek uitgekozen, ontworpen en verwerkt om de gebruiker tijdens het dragen goed en hygiënisch te laten ademen in de verwachte gebruiksomstandigheden.

De lektheid van het masker (dat het hele gezicht bedekt),

het drukverlies bij het inademen

en de zuiveringsfunctie van de filter

houden de doordringing van lucht uit een vervuilde omgeving beperkt genoeg

om geen schade of gevaar toe te brengen aan de gezondheid of de hygiëne van de gebruiker.

Verdere specifieke eigenschappen van het Tiki medical-masker zijn te vinden in de volgende paragrafen:

- 2.5 Pictogrammen op pagina 20
- 7.5 CE op pagina 41

2.6.2 Bescherming tegen huid- en oogcontact

Het Tiki medical-masker is bedoeld om te voorkomen dat het gezicht van de gebruiker in contact komt met stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of die schadelijke biologische agentia bevatten.

Het Tiki medical-masker voorkomt het doordringen en binnendringen van dergelijke stoffen, mengsels en agentia via een beschermend omhulsel, in de verwachte gebruiksomstandigheden waarvoor het Tiki medical-masker is bedoeld.

Het materiaal in het Tiki medical-masker wordt daarom zo uitgekozen, ontworpen en verwerkt dat het masker – voor zover dit mogelijk is en mits de gebruiker het Tiki medical-masker gebruikt volgens de procedures in deze gebruiksaanwijzing – volledige lektheid biedt waardoor het masker op een dag langdurig kan worden gebruikt. Bij beperkte luchtdichtheid kan het masker minder lang kan worden gedragen.

2.7 Niet-beoogd gebruik

Het Tiki medical-masker mag nooit worden gebruikt als ademluchttoestel bij het duiken, als snorkel of als hulpmiddel om onder water te zwemmen.

Het Tiki medical-masker is **niet** bedoeld:

- Om de gebruiker te beschermen in vloeistoffen
- Als hulpmiddel om het drijfvermogen van de gebruiker te verbeteren
- Voor gebruik in ATEX-zones (ATMOSPHÉRES EXPLOSIVES) met mogelijk explosieve omgevingen
- Als ademluchttoestel bij brandbestrijding
- Als gezichtsbescherming bij aanpassingen aan elektrische systemen die al dan niet onder spanning staan
- Als oogbescherming in situaties waar ioniserende of niet-ioniserende straling te verwachten valt

Het Tiki medical-masker mag niet worden gebruikt voor toepassingen en situaties waarvoor het niet bedoeld is, alleen voor toepassingen en situaties die omschreven staan in paragraaf 2.6 Beoogd gebruik op pagina 21.

3 Procedures voor het gebruik

In de hoofdstukken 3 Procedures voor het gebruik, 4 Gebruiksprocedures en 5 Onderhoudsprocedures is elke paragraaf een afzonderlijke, specifieke procedure.

Er staat steeds één (1) procedure op één (1) pagina en dat is bewust gedaan.


Het doel van deze indeling is dat de eindgebruiker snelle instructiekaarten kan maken voor verspreiding in de eigen organisatie.

Iedere procedure blijft wel altijd een integraal onderdeel van deze gebruiksaanwijzing.

3.1 Voor het gebruik testen of het masker aansluit




1. Haal de onderdelen uit het 'TikiSTART-startpakket' en leg ze op tafel.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn conform paragraaf 2.1 Omschrijving op pagina 12.
Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met Tiki Safety AB via de contactgegevens op pagina 2.
3. Pak het masker – en alleen het masker – met één hand vast.
4. Leg een vel papier bovenop het masker om de twee (2) gaten af te sluiten. Bedek vervolgens het gat aan de zijkant met uw vinger. Zie afbeelding 4.
5. Plaats het masker op het gezicht van de gebruiker en duw het stevig tegen het gezicht aan.
6. Probeer in te ademen. Er zijn twee (2) mogelijkheden:
 - a. De gebruiker kan **niet** inademen en er ontstaat een vacuüm tussen het masker en het gezicht van de gebruiker.
Dit is **goed** en betekent dat de afdichting in orde is.
 - b. De gebruiker kan wel inademen en er ontstaat **geen** vacuüm tussen het masker en het gezicht van de gebruiker.
Dit is **niet goed** en betekent dat de afdichting **niet** in orde is.
7. In het geval van situatie 6a zet u het masker af en verwijdert u het vel papier.
8. In het geval van situatie 6b gaat u na waarom de afdichting niet goed was. Dit doet u als volgt:
 - a. Voer de bovenstaande procedure nogmaals uit.
 - b. Ga na of de afdichting van het masker beschadigd is geraakt bij het uitpakken.
 - c. Zie de veiligheidsinstructies onder 1.3 Voor het gebruik op pagina 5.
 - d. De maskers zijn verkrijgbaar in drie (3) maten: klein, medium en groot.
Voer de test nogmaals uit met een masker in een andere maat.
 - e. Als geen van de maten past of als het mislukken van de test niet te verklaren is door de bovenstaande oorzaken, neemt u contact op met Tiki Safety AB.

Afbeelding 4



3.2 Het masker voorbereiden voor gebruik

1. Zie afbeelding 1 in de paragraaf 2.1 Omschrijving op pagina 12.
2. Bevestig de hoofdbanden (1d op afbeelding 1) aan het masker (1a op afbeelding 1).
3. Bepaal of de kinbeschermer (artikelnummer 1055-01) aangebracht moet worden. Zet de kinbeschermer op het oppervlak voor het uitademventiel (afbeelding 5).
4. Breng de interne blazer aan zoals in afbeelding 5.
5. Houd de blazer aan de binnenkant van het masker en zet ondertussen het inademfilter in een hoek van 30° op de blazer, zoals in afbeelding 6.
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen en met de tekst: 'This side to the face'.
6. Draai de inademfilter (wit) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om de inademfilter (wit) te bevestigen aan de blazer, zoals in afbeelding 7a.



7. Zet de uitademfilter (groen) in een hoek van 30° ten opzichte van de assen van het masker, zoals in afbeelding 6.
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen en met de tekst: 'This side to the face'.
8. Draai de uitademfilter (groen) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om de uitademfilter (groen) te bevestigen aan het masker, zoals in afbeelding 7a.

3.3 De QR-code uitlezen

Deze procedure is niet verplicht voor een veilig of praktisch gebruik.

Via de Quick Response-code (QR-code) van het Tiki medical-masker kunt u het serienummer van het maskeronderdeel uitlezen.

1. Gebruik een smartphone met een app om de QR-code te lezen.
2. Scan de QR-code van het onderdeel van het Tiki medical-masker.
3. Het serienummer van het onderdeel wordt weergegeven op de smartphone.
4. Dit serienummer heeft het formaat PNT1010-01D21B12345.
 - a. PN staat voor 'part number' (artikelnummer).
 - b. De volgende zes (6) cijfers en het streepje zijn het artikelnummer.
 - c. D staat voor 'datum'.
 - d. De volgende vier (4) cijfers geven met twee (2) cijfers het productiejaar en met twee (2) cijfers de productiemaand aan.
 - e. B staat voor 'batch'.
 - f. De volgende twee (2) cijfers geven de productiebatch aan waar het artikel deel van uitmaakt.
5. Het complete serienummer kunt u ook gebruiken om over incidenten te communiceren met Tiki Safety AB.

Tiki Safety AB heeft speciale testrapportages over essentiële onderdelen van het Tiki medical-masker.

Dit is wel alleen bedoeld voor communicatie over incidenten.

4. Gebruiksprocedures

In de hoofdstukken 3 Procedures voor het gebruik, 4 Gebruiksprocedures en 5 Onderhoudsprocedures is elke paragraaf een afzonderlijke, specifieke procedure.

Er staat steeds één (1) procedure op één (1) pagina en dat is bewust gedaan.

Het doel van deze indeling is dat de eindgebruiker snelle instructiekaarten kan maken voor verspreiding in de eigen organisatie.

Iedere procedure blijft wel altijd een integraal onderdeel van deze gebruiksaanwijzing.



Waarschuwing: biologisch gevaar

Zorg bij de procedures in hoofdstuk 4 Gebruiksprocedures en 5 Onderhoudsprocedures dat de gebruiker niet wordt besmet met de gevaarlijke mengsels aan de buitenkant van het masker.


Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker om een procedure of een werkinstructie op te stellen om dit risico op besmetting te voorkomen.

Volg deze procedure en/of werkinstructie altijd op.

4.1 De batterij(en) opladen




1. Laad de batterijen niet op in een omgeving met een temperatuur onder de 0°C!
2. Het Tiki medical-masker kan met of zonder externe batterij worden gebruikt.
Ook als u de externe batterij gebruikt, moet u de interne batterij volledig opladen.
De externe batterij is optioneel en moet afzonderlijk worden besteld.
3. Sluit de batterijlader (1e op afbeelding 1) aan op de batterijen.
4. Als het indicatielampje op de batterijlader rood is, wordt de batterij opgeladen.
5. Als het indicatielampje op de batterijlader groen is, is de batterij volledig opgeladen.
Zie afbeelding 2.
6. Als u alleen de interne batterij gebruikt, is het Tiki medical-masker klaar voor gebruik zodra de interne batterij is opgeladen.

Opmerking: als de batterijlader geen laadindicatielampje heeft, zie dan de instructies voor de betreffende lader.



4.2 Gebruik met de externe batterij


1. Laad voor het gebruik de interne en de externe batterij op.
2. Als het indicatielampje op de batterijlader rood is, wordt de batterij opgeladen.
3. Als het indicatielampje op de batterijlader groen is, is de batterij volledig opgeladen. Zie afbeelding 2.
4. Zodra zowel de interne als de externe batterij volledig is opgeladen, doet u het volgende:
 - a. Trek de laadkabel door de gesp op de hoofdbanden om te zorgen dat de kabel een trekcontlasting heeft en achter de gebruiker door loopt.
 - b. Verwijder de schroefafdichting of de rode tape links bovenop het masker.
 - c. Steek de kabel van de externe batterij in de interne batterij en schroef deze vast. Zorg dat de pinnen in de juiste hoek staan (zie afbeelding 3 en 8).
 - d. Sluit de kabel aan op de externe batterij.
5. Gebruik het Tiki medical-masker volgens de onderstaande procedures.
6. Schroef de kabel na het gebruik weer los van de interne batterij (zie afbeelding 3). Laat de externe batterij niet aangesloten zitten op de externe batterij als u het masker niet gebruikt. Doet u dit wel, dan lopen de batterijen snel leeg.
7. U moet de rode tape of de schroefafdichting uit stap 4a weer aanbrengen wanneer u het Tiki medical-masker gaat gebruiken met alleen de interne batterij. Zie paragraaf 1.4 Het Tiki medical-masker voorbereiden op pagina 7.




4.3 Het Tiki medical-masker opzetten

1. Volg, indien u dit niet al gedaan heeft, de volgende stappen:
 - a. Lees de hele gebruiksaanwijzing.
 - b. Bereid het masker voor volgens de procedure
3.2 Het masker voorbereiden voor gebruik op pagina 25.
 - c. Laad het masker op volgens de procedure
4.1 De batterij(en) opladen op pagina 28.
2. Doe voor het gebruik het volgende:
 - a. Kalibreer de blazer volgens de procedure
4.4 Kalibreer de blazer op pagina 31.
 - b. Test of de afdichting van het masker goed werkt volgens de procedure
4.6 Het masker testen tijdens het gebruik op pagina 32.
3. Zorg dat het masker is schoongemaakt volgens de procedure
5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken op pagina 35.
4. Controleer de mechanische integriteit van het masker. Als het Tiki medical-masker niet in orde is, volgt u ofwel de procedure onder 5.4 op pagina 38 of voert u het masker af volgens 6 Disposa op pagina 39.
5. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1 en in het bijzonder in de paragraaf 1.3 Voor het gebruik op pagina 5.
6. Doe lang haar waar nodig in een knot.
7. Doe de hoofdbanden iets losser.
8. Houd met een hand de voorkant van het masker vast (zie afbeelding 9).
9. Houd met de andere hand de binnenkant van de hoofdbanden vast (zie afbeelding 9).
10. Trek het masker met beide handen zo ver mogelijk uit elkaar.
11. Houd het masker met beide handen boven het hoofd en laat beide handen zakken: het masker aan de voorkant van het gezicht en de banden aan de achterkant van het hoofd.
12. Zet de voorkant van het masker op het gezicht en zorg dat het comfortabel zit.
13. Trek de hoofdbanden weer strak, van boven naar beneden (zie afbeelding 10). Zo zorgt u dat het masker strak aansluit op het gezicht van de gebruiker. Zet u het masker echter te strak, dan gaat het oncomfortabel zitten.

Afbeelding 9




Afbeelding 10




4.4 Kalibreer de blazer

1. Voer deze procedure uit voordat u het masker gebruikt, dus voordat u een omgeving met gevaarlijke mengsels betreedt.
2. Om de blazer te kalibreren, drukt u op de 'knop voor de lampen' (11c) en vervolgens zes (6) seconden op de 'aan/uit-knop' (11a op afbeelding 11) totdat de lampjes stoppen met knipperen.
3. Na de kalibratie gebeurt het volgende:
 - › De rode indicatielampjes gaan knipperen (zie 11d op afbeelding 11).
4. Test de afdichting van het masker volgens de procedure 4.6 Het masker testen tijdens het gebruik op pagina 32.



4.5 De blaassnelheid aanpassen


1. Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om de blaasunit te starten. De blaasunit start vervolgens op een automatische snelheid, die wordt bepaald door de ademhaling.
2. Druk nog een keer op de aan/uit-knop om de snelheid te veranderen van automatisch naar laag.
3. Druk nog een keer op de aan/uit-knop om de snelheid te veranderen van laag naar gemiddeld.
4. Druk nog een keer op de aan/uit-knop om de snelheid te veranderen van gemiddeld naar hoog.
5. Druk nog een keer op de aan/uit-knop om de snelheid te veranderen van hoog naar automatisch.



4.6 Het masker testen tijdens het gebruik

1. Voer deze procedure uit voordat u het masker gebruikt, dus voordat u een omgeving met gevaarlijke mengsels betreedt.
2. Deze procedure moet worden uitgevoerd wanneer het masker op het hoofd van de gebruiker zit, na de procedures 4.4 Kalibreer de blazer op pagina 31 en 4.3 Het Tiki medical-masker opzetten op pagina 30.
3. Als het masker strak op het gezicht zit en is gekalibreerd, test u het waarschuwingssysteem als volgt:
 - a. Trek met één hand het masker naar voren zoals staat aangegeven op afbeelding 12.
Zo creëert u een lek.
 - b. Controleer of het alarm afgaat volgens subparagraaf 2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek op pagina 17.
 - c. Als het alarm niet afgaat, controleer dan of de batterijen volledig opgeladen zijn en probeer het masker opnieuw te kalibreren.
 - d. Als het alarm wel afgaat, zet u het masker weer goed en trekt u de hoofdbanden weer aan.
4. Onthoud dat u deze test voor elk gebruik van het masker moet uitvoeren!


Afbeelding 12



4.7 Het Tiki medical-masker afzetten

1. Doe de hoofdbanden iets losser.
2. Houd met een hand de voorkant van het masker vast (zie afbeelding 9).
3. Houd met de andere hand de binnenkant van de hoofdbanden vast (zie afbeelding 9).
4. Trek het masker met beide handen zo ver mogelijk uit elkaar.
5. Til het masker met beide handen op tot boven het hoofd van de gebruiker.
6. Maak het masker schoon volgens de procedure
 - 5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken op pagina 35.

Afbeelding 9



5. Onderhoudsprocedures

In de hoofdstukken 3 Procedures voor het gebruik, 4 Gebruiksprocedures en 5 Onderhoudsprocedures is elke paragraaf een afzonderlijke, specifieke procedure.

Er staat steeds één (1) procedure op één (1) pagina en dat is bewust gedaan.

Het doel van deze indeling is dat de eindgebruiker snelle instructiekaarten kan maken voor verspreiding in de eigen organisatie.

Iedere procedure blijft wel altijd een integraal onderdeel van deze gebruiksaanwijzing.



Waarschuwing: biologisch gevaar

Zorg bij de procedures in hoofdstuk 4 Gebruiksprocedures en 5 Onderhoudsprocedures dat de gebruiker niet wordt besmet met de gevaarlijke mengsels aan de buitenkant van het masker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker om een procedure of een werkinstructie op te stellen om dit risico op besmetting te voorkomen.


Volg deze procedure en/of werkinstructie altijd op.

5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken

1. Zorg dat de blazer nooit wordt ondergedompeld in vloeistof.
Gebruikt u automatische machines om maskers schoon te maken, verwijder dan de filter, de blazer en waar nodig de hoofdbanden.
2. Zet het volgende klaar om het Tiki-ademluchtmasker schoon te maken:
 - › Een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor de gevaarlijke omgeving en/of de biologische agentia.
 - › Een wasbare borstel of papieren doekjes om schoon te maken met water.
 - › Water en mild schoonmaakmiddel.
 - › Een bad of gootsteen met water en (mild) schoonmaakmiddel.
 - › Een kraan boven een gootsteen met stromend warm water.
 - › Een wasbare doek om mee af te drogen.
3. Breng op het hele masker ontsmettingsmiddel aan om biologische agentia te verwijderen.
Houd u aan de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel met betrekking tot temperatuur, tijden, andere behandelingen et cetera.
4. Om het masker schoon te maken, gebruikt u een papieren doekje of borstel en een mengsel van water en mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen oplosmiddelen.
5. Dompel het masker onder in een waterbad met schoonmaakmiddel.
6. Spoel het masker af onder stromend warm water.
7. Droog het masker af met een doek of laat het drogen in de open lucht.
8. Voer de volgende stappen uit volgens de procedures van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker:
 - a. Verwijder de doek en het water met mild schoonmaakmiddel.
 - b. Maak de borstel schoon.
9. Breng op het hele masker nogmaals ontsmettingsmiddel aan om biologische agentia te verwijderen.
Houd u aan de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel met betrekking tot temperatuur, tijden, andere behandelingen et cetera.
10. Herhaal waar nodig stap 3 t/m 9 van deze procedure voor de gevaarlijke omgeving en/of de biologische agentia.

5.2 De inademfilter (wit) vervangen

1. Als de twee (2) lampjes aan de rechterkant gaan knipperen en u iedere (1) seconde een alarm hoort, kan dit twee dingen betekenen:
 - › a. Het inademfilter (wit) is geblokkeerd.
 - › b. Er is een groot lek met een andere oorzaak.
2. In beide gevallen moet de gebruiker de omgeving met het gevaarlijke mengsel verlaten en zich zelfstandig of met hulp begeven naar een omgeving die als veilig wordt beschouwd.
3. Bepaal in een veilige omgeving wat het alarm heeft veroorzaakt.
Als het alarm is veroorzaakt door een lek, verhelpt u het lek volgens de instructies op de volgende pagina.
Als het alarm niet is veroorzaakt door een lek, voert u de onderstaande procedure uit om de inademfilter (wit) te vervangen.
4. Draai de inademfilter (wit) in een hoek van 30° ten opzichte van de blazer (zie afbeelding 7b).
5. Til de inademfilter (wit) uit de blazer.
 - a. Als de inademfilter (wit) besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke stoffen, behandelt u de inademfilter volgens de procedures van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker.
 - b. Als de inademfilter (wit) niet besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke stoffen, behandelt u de inademfilter als normaal plasticafval.
6. Houd de blazer aan de binnenkant van het masker en zet de inademfilter (wit) in een hoek van 30° op de blazer, zoals in afbeelding 6.
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen en met de tekst: 'This side to the face'.
7. Draai de inademfilter (wit) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om de inademfilter (wit) te bevestigen aan de blazer, zoals in afbeelding 7a.






5.3 De uitademfilter (groen) vervangen

1. Er gaat geen alarm af bij een geblokkeerde uitademfilter, maar als het lastig is om uit te ademen, controleer dan:
 - › Of de uitademfilter (groen) geblokkeerd is en er een groot lek is door overdruk in het masker.
2. In dat geval moet de gebruiker de omgeving met het gevaarlijke mengsel verlaten en zich zelfstandig of met hulp begeven naar een omgeving die als veilig wordt beschouwd.
3. Bepaal in een veilige omgeving wat het alarm heeft veroorzaakt. Als de weerstand bij het uitademen niet is veroorzaakt door een lek, voert u de onderstaande procedure uit om de uitademfilter (groen) te vervangen:

Als het probleem is veroorzaakt door een lek, zijn er twee mogelijkheden:

 - a. Het lek in het masker heeft een mechanische oorzaak (een barst, gezichtsbehangen et cetera).
 - b. Het lek wordt veroorzaakt door een verstopt uitademfilter.
4. Als het lek geen mechanische oorzaak heeft en de uitademfilter (groen) dus verstopt is, voert u de onderstaande procedure uit om de uitademfilter te vervangen (groen).
5. Draai de uitademfilter (groen) in een hoek van 30° ten opzichte van de assen van het masker (zie afbeelding 7b).
6. Trek de uitademfilter uit het Tiki medical masker.
 - a. Als de uitademfilter (groen) besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke stoffen, behandelt u de uitademfilter volgens de procedures van de gebruiker of van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker.
 - b. Als de uitademfilter (groen) niet besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke stoffen, behandelt u de uitademfilter als normaal plasticafval.
7. Zet het uitademfilter (groen) in een hoek van 30° ten opzichte van de assen van het masker, zoals in afbeelding 6.

Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen en met de tekst: 'This side to the face'
8. Draai de uitademfilter (groen) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om het uitademfilter te bevestigen aan het masker, zoals in afbeelding 7a.



5.4 Opslag

Het Tiki medical-masker kan worden bewaard gedurende de onderstaande perioden en in de onderstaande omstandigheden.

Deze omstandigheden garanderen de integriteit van zowel de interne als de externe batterij.

- Langetermijnopslag van meer (>) dan zes (6) maanden bij 17°C tot 28°C en een relatieve luchtvochtigheid (RLv) van minder (<) dan 60%.

Opmerking: de Tiki-blazer en de externe batterij hebben lipo-cellen en moeten net als alle andere lipo-batterijen worden onderhouden door ze minimaal één keer per zes (6) maanden op te laden.

Waarschuwing: houd altijd toezicht op alle batterijen die worden opgeladen en stop meteen met opladen als de batterij opzwellt, heet wordt of rook of vlammen produceert.

- Middellangetermijnopslag van een (1) tot zes (6) maanden bij 0°C tot 38°C en een RLv van minder (<) dan 60%.
- Kortetermijnopslag van minder (<) dan een (1) maand bij -20°C tot 40°C en een RLv van minder (<) dan 30%.

6. Verwijdering

Als het Tiki medical-masker wordt gebruikt in een omgeving met gevaarlijke biologische agentia, voer het masker dan af conform:

- Het veiligheidsinformatieblad van de agentia.
- De procedures van de organisatie die verantwoordelijk is voor het gebruik van het masker.
- Andere richtlijnen die moeten voorkomen dat het masker andere omgevingen in het afvalverwijderings- en/of recyclingproces besmet.

Als het toestel is gebruikt in een gevaarlijke omgeving die het potentieel heeft om andere omgevingen in het afvalverwijderings- en/of recyclingproces te besmetten, ga dan na of het masker afgevoerd moet worden via de gevaarlijke stoffen.

Indien dit het geval is, doe dit dan conform de geldende regionale, provinciale, nationale en internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

Het Tiki medical-masker zonder blazer en filters bestaat voornamelijk uit PET- en TPE-materiaal en moet gerecycled worden conform de plaatselijke regels.

Het moment waarop deze verwijdering moet plaatsvinden, kan op twee manieren worden bepaald:

- Via een regelmatige, periodiek ingeplande, systematische controle op het masker.
- Door een vaste gebruiksperiode in te stellen: X keer gebruik, Y weken enzovoort.

De P3-deeltjesfilters bestaan uit ABS-plastic en HEPA-glasvezel.

Voer deze af conform de geldende regionale, provinciale, nationale en internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

De blazer met de interne batterij en de externe batterij bevatten allebei elektrische apparatuur en een lithium-polymeerbatterij.

Voer deze af conform de geldende regionale, provinciale, nationale en internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

De batterijlader bevat elektrische apparatuur.

Voer deze af conform de geldende regionale, provinciale, nationale en internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

7. Standaarden

Het Tiki medical-masker voldoet aan de volgende standaarden.

7.1 Rapporten

7.1.1 Aangemelde instantie

Tiki Safety AB heeft het British Standard Institute (BSI) als onafhankelijke aangemelde instantie gevraagd om het Tiki medical-masker en de productielijn van het Tiki medical-masker te laten keuren volgens de regelgevingsnormen onder 7.3 Regelgevingsnormen op pagina 40.

BSI Group (2797): Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

De onafhankelijke aangemelde instantie voert controles en tests uit op:

- De conformiteit van het Tiki medical-masker.
- De productielijn van het Tiki medical-masker.

Dit gebeurt zowel met betrekking tot de toepasselijke gezondheids- en veiligheidseisen als met betrekking tot de relevante beschermingsklasse.

De rapporten, berekeningen, inspecties en onderzoeken in het kader van deze tests zijn conform de specificaties in EU 2016/425 op te vragen bij Tiki Safety AB. Zie hiervoor www.tikisafety.com.

7.1.2 Externe instantie

De organisatie Research Institutes of SwEden (RISE) heeft tests uitgevoerd op het Tiki-ademluchtmasker om te bepalen hoe effectief en efficiënt het Tiki-ademluchtmasker kan worden schoongemaakt en hoe effectief biologisch gevaarlijke deeltjes van gevaarlijke mengsels kunnen worden verwijderd.

De resultaten van deze tests waren positief.

7.1.3 Prestatietest

Om in de productie de conformiteit van het Tiki medical-masker te garanderen, voert Tiki Safety AB op elk masker een vacuümtest uit.

Tiki Safety AB voert deze tests uit op elk masker om te zorgen dat elk geproduceerd Tiki medical-masker voldoet aan de ontwerpspecificaties.

Zie voor een beschrijving van de prestatietest de subparagraaf 2.4.3 Prestatietests op pagina 19.

7.2 Beschermingsklasse

Het Tiki medical-masker heeft de volgende beschermingsklasse:
EN 12942 TM3P R SL, CE 2016/425.

Tiki Safety AB en de aangemelde instantie hebben een analyse uitgevoerd van de risico's waartegen het Tiki medical-masker bescherming moet bieden. Het rapport van deze risicoanalyse is een van de genoemde rapporten in de paragraaf 7.1 Rapporten op pagina 40.

De symbolen op de filter zoals deze staan aangegeven in de paragraaf 2.5 Pictogrammen op pagina 20 zijn conform EN 12942. Verwar deze niet met andere Europese normen of andere standaarden.

7.3 Regelgevingsnormen

Het Tiki medical-masker en deze bijbehorende gebruiksaanwijzing voldoen aan:

- De strenge specificaties van Tiki Safety AB.
- Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM vervangt de vorige richtlijn: 89/686/EEG.
 - > Bijlage III bij PBM-verordening 2016/425.
 - > Bijlage II bij PBM-verordening 2016/425.
- ISO 13688 – 2013
- EN 12942:1998/A2:2008

Omdat het Tiki medical-masker volledig voldoet aan de bovenstaande regelgevingsnormen, zijn er geen andere geharmoniseerde normen of beschrijvingen van andere technische specificaties toegepast die moeten zorgen dat het masker voldoet aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

7.4 Gepatenteerd ontwerp

Het Tiki medical-masker is een gepatenteerd ontwerp dat wereldwijd is beschermd onder patentnummer D755953.



7.5 CE

Het Tiki medical-masker is gecertificeerd en getest conform de regelgevingsnormen die genoemd staan in de paragraaf 7.3 Regelgevingsnormen op pagina 41 en is geslaagd voor een CE-keuring conform EU 2016/425. Daarom heeft het masker een CE-markering.

7.6 Conformiteitsverklaring



**EC-DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
CE-CONFORMITEITSVERKLARING**

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer:

The manufacturer
Der Hersteller
Le fabricant
De fabrikant

**Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
Sweden**

declares that the new Personal Protective Equipment (PPE) described hereafter
erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
éclare que l'Equipement de Protection Individuelle (EPI) neuf décrit ci-après
verklaart dat het hierna beschreven nieuwe Persoonlijke Beschermingsmiddel (PBM)

**Full face mask TIKI Respirator
Vollmaske TIKI Respirator
Masque-complet TIKI Respirator
Volgelaatmasker TIKI Respirator**

is in conformity with the provisions of PPE Regulation 2016/425 (EU) and with the harmonized standard **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3** and is identical to the PPE which was subject of the EC type examination certificate **Nr. 729233** issued by:

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 2016/425 (EU) und übereinstimmt mit der harmonisierten Norm **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3** sowie identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der EG-Baumusterprüfbescheinigung **Nr. 729233** war, ausgestellt von:

est conforme aux dispositions de la directive 2016/425 (EU) et à la norme harmonisée **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3** et est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **Nr. 729233** délivrée par:

conform is aan de eisen van Richtlijn 2016/425 (EU); conform is aan de eisen van de Europese geharmoniseerde norm **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3**; identiek is aan het PBM, volgens "CE"-type-onderzoek **Nr. 729233** uitgegeven door:

**BSI Group (2797)
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands**

und dem Verfahren unterliegt nach Artikel 19 Modul C2 (CE 729234) der Verordnung (EU) 2016/425 unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle:

is subject to the procedure set out in article 19 module C2 (CE 729234) of Legislation (EU) 2016/425 under the supervision of the notified body:

est soumis à la procédure visée à article 19 module C2 (CE 729234) de réglementation (UE) 2016/425 sous le contrôle de l'organisme notifié:

en volgens artikel 19 module C2 (CE 729234) van de verordening (EU) 2016/425 onderworpen is aan het toezicht van de genotificeerde organisatie:

**BSI Group (2797)
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands**

Stockholm, 2020-10-29

Mikael Klockseth
CEO

8. Garantie

Het Tiki-medische masker is vervaardigd en getest volgens de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen door Tiki Safety AB.

Tiki Safety AB garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat het product is gebruikt in overeenstemming met de, van tijd tot tijd, gegeven instructies van Tiki Safety AB.

Deze beperkte garantie aangeboden door Tiki Safety AB dekt defecten in materialen of de prestaties van de producten van Tiki Safety AB die zich hebben voorgedaan en gemeld zijn binnen de garantieperiode volgens de instructies, en op voorwaarde dat aan de andere vereisten wordt voldaan.

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en mag niet worden overgedragen. Alleen consumenten die de producten van Tiki Safety AB hebben gekocht bij geautoriseerde Tiki Safety AB-detailhandelaars of -verkopers, of via Tiki Safety AB, vallen onder deze beperkte garantie.

Houd er rekening mee dat de garantieperiode kan variëren, afhankelijk van de lokale wetgeving waarin het product oorspronkelijk op de markt is gebracht. Neem contact op met uw lokale distributeur / detailhandelaar in elk land om er zeker van te zijn welke garantie op u als eindgebruiker van toepassing is.

De volgende garantietermijnen zijn van toepassing:

- PAPR-ventilatoreenheid, exclusief verbruiksartikelen: 1 jaar vanaf de aankoopdatum
- Batterijen en batterijlader: 1 jaar vanaf de aankoopdatum

Op het volgende is geen garantie van toepassing:

- Verbruiksartikelen (geen garantie):
 - > Vizier
 - > Harnas
 - > Filter

Tiki Safety AB verbindt zich ertoe om, in het kader van de garantie, defecte producten als volgt te herstellen:

- Tiki Safety AB zal, naar eigen goeddunken, kosteloos het product of een deel ervan vervangen dat, tijdens het beoogde gebruik, defect blijkt te zijn als gevolg van slechte fabricage en / of materialen.
- Als Tiki Safety AB ervoor kiest om geen vervanging te bieden en reparatie niet mogelijk wordt geacht of op een redelijke manier kan worden uitgevoerd, kan Tiki Safety AB ervoor kiezen om de aankoopprijs terug te betalen in ruil voor het retourneren van het product.

De garantie dekt geen problemen veroorzaakt door:

- A. Condities, storingen of schade die niet het gevolg zijn van defecten in materiaal of vakmanschap.
- B. Condities, storingen of schade veroorzaakt door abnormale slijtage, onjuiste installatie, onjuist onderhoud, onjuist gebruik, uitwendige schade, nalatigheid, ongeval of modificatie.

- C. Accessoires, verbonden materialen en producten, of gerelateerde producten die niet zijn vervaardigd door Tiki Safety AB.

Deze beperkte garantie is ongeldig als een product wordt geretourneerd met verwijderde, beschadigde of geknoei met labels of andere wijzigingen (inclusief het verwijderen van een onderdeel of hoes).

Tiki Safety AB verleent alleen garantieclaims die zijn gemaakt in overeenstemming met alle voorwaarden van de garantieverklaring die bij uw product is geleverd en waarbij de juiste retourprocedure wordt gevolgd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet u het volgende verstrekken:

1. Het aankoopbewijs of ander bewijs van de datum en plaats van aankoop.
2. Een duidelijke omschrijving van het probleem.
3. Levering van het product of defect onderdeel zorgvuldig verpakt, gefrankeerd, verzekerd en met tracking van transport.

Zodra Tiki Safety AB of zijn agenten / vertegenwoordigers de garantieservice hebben voltooid, worden alle gerepareerde of vervangen producten of onderdelen gefrankeerd naar u teruggestuurd.

Bezoek www.tikisafety.com voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice.

REPARATIE OF VERVANGING (OF, IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN, TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS) IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE IS HET UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER. TIKI SAFETY AB GEEFT GEEN ENKELE PERSOON DE TOELATING OM ENIGE ANDERE OF AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DIT PRODUCT IN ZIJN NAAM OP TE NEMEN.

TIKI SAFETY AB KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE KLEINE OF SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT GARANTIE-INBREUKEN, NOCH VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIES (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID).

Copyrightverklaring en disclaimer

Tiki Safety AB geeft geen verklaringen of garanties af voor de inhoud van dit document. Daarnaast kan de informatie in het document veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze gebruiksaanwijzing is met alle mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin aanvaardt Tiki Safety AB geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze publicatie. Alle tijden en metingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op optimale omstandigheden. De laadtijd en de gebruikstijd kunnen afhangen van de temperatuur, het filtertype, de hoeveelheid deeltjes in de lucht, de ademintensiteit van de gebruiker etc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag in enige vorm worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tiki Safety AB. Op alle illustraties en teksten in deze gebruiksaanwijzing rust auteursrecht © 2020. Alle producten zijn wereldwijd gepatenteerd. Pat.nr. D755953.

9. Ordernummers van onderdelen

De volgende pakketten en onderdelen zijn te bestellen via de onderstaande artikelnummers.

Een 'startpakket' bevat alle onderdelen om één compleet en gebruiksklaar Tiki medical-masker in elkaar te zetten. Dit masker bestaat uit de volgende onderdelen:


- Masker (vizier) met een afdichting en een geïnstalleerd uitademventiel
- Inademfilter
- Blazer
- Hoofdbanden
- Kinbeschermer
- Uitademfilter
- Batterijlader
- Schroefafdichting

Alle artikelen worden verstuurd in kartonnen dozen die speciaal zijn ontworpen voor de aangegeven artikelen.


Alle orders worden af fabriek (EXW) verzonden. Dit betekent dat Tiki Safety AB de bestelde producten beschikbaar stelt in zijn faciliteiten en dat de koper diens eigen logistieke partner opdracht geeft om deze te vervoeren. De transportkosten komen dus voor rekening van de koper.

Productnaam	Artikelnummer
Tiki medical-startpakket, klein masker	1200-51
Tiki medical-startpakket, medium-masker	1200-52
Tiki medical-startpakket, groot masker	1200-53
Tiki medical-masker, 5-pack, klein	1210-51
Tiki medical-masker, 5-pack, medium	1210-52
Tiki medical-masker, 5-pack, groot	1210-53
P3-inademfilter (wit), 2 st.	1005-51
P3-inademfilter (wit), 120 st.	1005-52
P3-uitademfilter (groen), 2 st.	1005-56
P3-uitademfilter (groen), 120 st.	1005-57
Externe batterij	1007-51
Universele auto-oplader 12-24 V	1080-51
Hoofdbanden, 5 st.	1012-51


Afbeelding 1




Afbeelding 2




Afbeelding 3




Afbeelding 4




Afbeelding 5




Afbeelding 6




Afbeelding 7a



Afbeelding 7b




Afbeelding 8




Afbeelding 9




Afbeelding 10




Afbeelding 11



Afbeelding 12





Nederlandse handleiding

Algemene vragen: info@tikisafety.com

Verkoopgerelateerde vragen: sales@tikisafety.com

Overtuigd? order@tikisafety.com

+46 8 35 32 49

Tiki Safety AB

Skällstavägen 9

SE-197 40 Bro, Zweden

www.tikisafety.com

Het Tiki medical-masker is ontworpen en geproduceerd in Zweden.