

NAUDOJIMO VADOVAS LIETUVIŲ KALBA

www.tikisafety.com

Bendri kontaktai:

Su pardavimu susiję klausimai:

Su užsakymais susiję kontaktai:

Telefonas

info@tikisafety.com

sales@tikisafety.com

order@tikisafety.com

+46 8 35 32 49

„Tiki Safety“, AB

Skällstavägen 9

SE-197 40 Bro

Sweden

www.tikisafety.com

„Tiki Safety AB“ deda visas pastangas, kad „Tiki“ medicininė kaukė būtų gaminama pagal aukščiausius pramonės standartus, teisinius reikalavimus, būtų saugi ir patogi vartotojui.

Jei jus, kaip vartotoją, tenkina medicininė kaukė „Tiki“, apie tai praneškite savo tinklui!

Jei jūs, nepaisydami mūsų pastangų, esate nelabai patenkintas medicinine kauke „Tiki“ arba manote, kad medicininė kaukė „Tiki“ galėtų būti geresnė, prašome apie tai mums pranešti!

Suteikite mums galimybę išspręsti šį iššūkį ir toliau tobulinti savo gamybos standartą. Esame dėkingi už jūsų atsiliepimus!

„Tiki Safety AB“ dėl šio turinio nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų.

Be to, čia pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Rengiant šį vadovą buvo imtasi visų atsargumo priemonių.

Nepaisant to, „Tiki Safety AB“ neprisiima jokios atsakomybės už padarytas klaidas, praleistą informaciją ar žalą, atsirandančią dėl šiame leidinyje naudojamų informacijos.

Medicininės kaukės „Tiki“ matmenys ir naudojimas šiame vadove aprašyti darant prielaidą, kad jos bus naudojamos optimaliomis sąlygomis.

Įkrovimo ir veikimo laikas gali skirtis pagal temperatūrą, filtro tipą, dalelių kiekį ore, vartotojo kvėpavimo intensyvumą ir kt.

Visos teisės j „Tiki medical“ ir šį vartotojo vadovą saugomos „Tiki Safety AB“.

Nė viena šio vadovo dalis negali būti atgaminama jokia forma be aiškaus raštiško „Tiki Safety AB“ sutikimo.

Visos iliustracinės ir tekstinės šio vartotojo vadovo autorinės teisės yra saugomos ©2020.

Medicininė kaukė „Tiki“, aprašyta šiame vartotojo vadove, visame pasaulyje yra patentuota patento numeriu: D755953.

Vartotojo vadovas anglų kalba (EN) yra originalus vadovas, vartotojo vadovai kitomis kalbomis yra išversti.

Šis vadovas gali būti bet kada pakeistas. Naujausią versiją galima atsisiųsti iš tinklapio www.tikisafety.com. Įsitikinkite, kad turite naujausią vadovo versiją.

Turinys

1. Sauga	5
1.1. Perskaitykite vartotojo vadovą	5
1.2. Mokymai	5
1.3. Prieš naudojimą	5
1.3.1. Veido plaukai.....	6
1.3.2. Išsikišusi nosis.....	6
1.3.3. Akiniai	6
1.4. Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę	7
1.5. Mokymas dėl pavojingų mišinių	7
1.6. Filtro ribojimai.....	7
1.7. Medžiaga, iš kurios pagamintos medicininės kaukės „Tiki“	8
1.7.1. Pagrindiniai komponentai	8
1.7.2. Baterijos.....	8
1.8. Naudojimas	9
1.9. Rizikos situacijos	10
1.10. Panaudojus	11
2. Dizainas	12
2.1. Aprašas	12
2.1.1. Bendras aprašas	12
2.1.2. Dalys	12
2.1.3. Slėgio jutiklis	14
2.2. Mygtukai ir indikacinės lemputės.....	15
2.2.1. Įjungimo / išjungimo mygtukas.....	15
2.2.2. Šviesos	15
2.2.3. Šviesų mygtukas.....	15
2.2.4. Trys (3) indikacinės lemputės	16
2.3. Indikacinių lempučių nurodymai	16
2.3.1. Ventilatoriaus išjungimas	16
2.3.2. Ventilatoriaus įjungimas	16
2.3.3. Baterija baigia išsikrauti.....	16
2.3.4. Įspėjimas apie filtrą arba nuotėkj.....	17
2.4. Specifikacijos	18
2.4.1. Matmenys.....	18
2.4.2. Naudojimo sąlygos.....	19
2.4.3. Veikimo bandymai	19
2.4.4. Atsekamumas.....	19
2.5. Piktogramos	20
2.6. Numatytas naudojimas.....	21
2.6.1. Kvėpavimo takų apsauga.....	21
2.6.2. Apsauga nuo sąlyčio su oda ir akimis.....	22
2.7. Nenumatyta paskirtis	22

3. Procedūros prieš naudojimą	23
3.1. Prieš naudojimą patikrinkite, ar kaukė yra sandari.....	24
3.2. Paruoškite kaukę naudoti.....	25
3.3. Perskaitykite QR kodą	26
4. Naudojimo procedūros	27
4.1. Įkraukite bateriją (-as).....	28
4.2. Naudokite kartu su išorine baterija	29
4.3. Užsidėkite medicininę kaukę „Tiki“.....	30
4.4. Sukalibruokite ventiliatorių	31
4.5. Ventiliatoriaus greičio reguliavimas	31
4.6. Kaukės testavimas naudojimo metu	32
4.7. Nusiimkite medicininę kaukę „Tiki“	33
5. Techninės priežiūros procedūros	34
5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas	35
5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą).....	36
5.3. Pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalias).....	37
5.4. Sandėliavimas	38
6. Šalinimas	39
7. Standartai	40
7.1. Ataskaitos	40
7.1.1. Paskelbtoji įstaiga	40
7.1.2. Išorinė įstaiga	40
7.1.3. Naudojimo savybių bandymas	40
7.2. Apsaugos klasė.....	40
7.3. Reguliavimo standartai	41
7.4. Patentuotas dizainas	41
7.5. CE	41
7.6. Atitikties deklaracija	42
8. Garantija.....	43
Autorių teisių pranešimas ir atsisakymas.....	44
9. Dalių užsakymo numeriai.....	45

1. Sauga

Šiame vartotojo vadove terminas „pavojingi mišiniai“ reiškia: „medžiagos ir mišiniai, kurie yra kenksmingi sveikatai, ir nuo kenksmingų biologinių veiksnių“, kaip tai yra apibrėžta ES 2016/425 II priedo 3.10 punkte.

1.1. Perskaitykite vartotojo vadovą

Prieš naudodamiesi „Tiki“ medicinine kauke perskaitykite šį vartotojo vadovą!

Prieš naudodami „Tiki“ medicininę kaukę įsitikinkite, kad iki galo suprantate visas šio vartotojo vadovo dalis.

1.2. Mokymai

„Tiki Safety AB“ nerengia mokymų klasėje apie „Tiki“ medicininės kaukės saugumą, naudojimą ar priežiūrą.

Vartotojas yra atsakingas už tai, kad išmokyti: „Tiki“ medicininės kaukės saugos aspektus, paruošimo, naudojimo ir priežiūros taisykles.

„Tiki“ medicininę kaukę naudokite pagal nuostatas, kurios paaiškintos:

- šiame vartotojo vadove.
Taigi vartotojas privalo kruopščiai perskaityti šį vadovą.
- Vaizdo įrašas: www.tikisafety.com/video

Be to, „Tiki Safety AB“ ypač dėmesio skyrė „Tiki“ medicininės kaukės apsaugai ir ergonomiškumui, kad naudoti būtų saugu ir paprasta.

Pirmiausia perskaitykite šį vartotojo vadovą ir peržiūrėkite nurodytus vaizdo įrašus.

Jei po to vartotojas vis dar nėra tikras dėl kai kurių aspektų, susijusių su medicininės kaukės „Tiki“ saugos aspektais, paruošimo, naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, „Tiki Safety AB“ pataria:

- Antra, paprašykite patarimo asmens, turinčio patirties su visą veidą dengiančiomis kaukėmis
- Trečia, susisiekite su „Tiki Safety AB“

1.3. Prieš naudojimą

Patį medicininę kaukę „Tiki“ nesuteikia vartotojui žinių apie sveikatos ir saugos reikalavimus, jei:

- Medicininę kaukę „Tiki“ naudojama tiksliai taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove.
- Laikomasi pavojingų mišinių medžiagų saugos duomenų lapo (MSDS) nurodymų

Prieš naudodamiesi „Tiki“ medicinine kauke perskaitykite šį vartotojo vadovą.

Prieš naudodami „Tiki“ medicininę kaukę įsitikinkite, kad iki galo suprantate visas šio vartotojo vadovo dalis.

Prieš naudojant medicininę kaukę „Tiki“ būtina įvertinti galimą šių situacijų riziką.

Už tokį rizikos vertinimą atsako vartotojas arba organizacija, priimanči atsakomybę už vartotoją, pavyzdžiui, vartotojo darbdavys.

Prieš naudojimą paskirtas vartotojas turi išbandyti medicininę kaukę „Tiki“ pagal procedūrą, nurodytą: 3.1. Prieš naudodami kaukę patikrinkite, ar ji yra sandari, kaip nurodyta 24 p.

Apie visas toliau pateiktas situacijas taip pat žr. pastraipą „1.8 Naudojimas“, esančią 9 p.

1.3.1. Veido plaukai

Veido plaukai gali mažinti sandarumą tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido.

Tai kelia riziką, kad tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiras tarpų.

„Tiki Safety AB“ pataria prieš naudojant medicininę kaukę „Tiki“, jei reikia, nusiskusti veido plaukus.

Ypač dėmesį atkreipkite į zonas, kuriose kaukė liečiasi prie veido.

1.3.2. Išsikišusi nosis

Išsikišusi nosis gali liestis su medicininės kaukės „Tiki“ vidiniu kraštu ir kelti:

- Diskomfortą vartotojo nosiai
- Arba riziką, kad tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiras tarpų

„Tiki Safety AB“ sukūrė „Tiki“ medicininę kaukę pagal pramoninius ergonomikos standartus, tačiau gali kilti problemų dėl išsikišusios nosies.

Nurodytai rizikai išvengti „Tiki Safety AB“ pataria naudoti, jei įmanoma, didesnio dydžio kaukę.

„Tiki Safety AB“ pataria iškęsti nosies diskomfortą, taip apsaugoma nuo tarpų atsiradimo.

1.3.3. Akiniai

„Tiki Safety AB“ sukūrė medicininę kaukę „Tiki“ pagal pramonės ergonomikos standartus vartotojams su akiniais.

Vis dėlto gali atsitikti taip, kad vartotojo akiniai gali mažinti medicininės „Tiki“ kaukės sandarumą.

Tai kelia riziką, kad tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiras tarpų.

Todėl „Tiki Safety AB“ pataria:

- Įvertinkite šią riziką prieš naudodami „Tiki“ medicininę kaukę
- Jei įmanoma, nešiokite kontaktinius lęšius

1.4. Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę

Prieš ruošdami medicininę „Tiki“ kaukę laikykitės šių saugos priemonių.

Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę pagal nurodytą procedūrą: 3.2. Paruoškite kaukę naudoti, kaip nurodyta 25 p., tačiau ruošdami kaukę nenuimkite raudono lipduko (jei jis yra) kaukės viršuje, kairėje pusėje!

Jei šio raudono lipduko viršutiniame kairiajame kaukės kampe nėra arba jis netyčia buvo nuimtas, nenaudokite tos kaukės be išorinės baterijos ar spiralinio kištuko, kurį rasite kartu su kauke.

Kaukę be raudono lipduko viršutiniame kairiajame kampe galima saugiai naudoti su išorine baterija arba spiraliniu kištuku, kurį rasite kartu su kauke!

1.5. Mokymas dėl pavojingų mišinių

Pažymime, kad „Tiki Safety AB“ gamina medicininę kaukę „Tiki“ kaip asmeninę apsauginę įrangą (AAP), kaip apibrėžta ES 2016/425 II priedo punkte:

3.10. „Apsauga nuo sveikatai pavojingų medžiagų ir mišinių bei kenksmingų biologinių veiksnių“.

Todėl „Tiki Safety AB“ neprivalo mokyti medicininės kaukės „Tiki“ vartotojų apie šias pavojingų mišinių rizikas.

Už „Tiki“ medicininės kaukės naudojimo rizikų vertinimą atsako vartotojas arba organizacija, prisiimanti atsakomybę už vartotoją, pavyzdžiui, vartotojo darbdavys.

„Tiki Safety AB“ rekomenduoja, kad vartotojas būtų apmokytas apie rizikas, prevencines ir apsaugos priemones pavojingų mišinių poveikiui kontroliuoti.

1.6. Filtro ribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad medicininės kaukės „Tiki“ P3 dalelių filtrams, kaip ir kitiems filtrams, taikomi ribojimai.

Todėl patikrinkite, ar medicininės kaukės „Tiki“ filtrai atitinka numatytą paskirtį ir apsaugo vartotoją nuo numatomos aplinkos, kurioje ši kaukę bus naudojama, rizikos.

Todėl taip pat remkitės pastraipomis:

- 2.5. Piktogramos 20 p.
- 5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą) 36 p.
- 5.3. Pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalias) 37 p.

Įkvėpimo filtrą (baltą) galima naudoti tik kaip įkvėpimo filtrą! Šio filtro nenaudokite kaip iškvėpimo filtro!

Iškvėpimo filtras (žalias) turi būti naudojamas tik kaip iškvėpimo filtras!

Nenaudokite šio filtro kaip įkvėpimo filtro!

Filtrai laikomi viršutiniame dešiniajame kampe, šalia logotipo:

šalia šių logotipų informacinėje etiketėje turi būti nurodomas naujų filtrų laikymo originalioje pakuotėje terminas.



Ši nuoroda yra: mėnesio santrumpa trimis (3) skiemenimis (rašyta angliškai) ir metai.
Nenaudokite filtro po nurodyto galiojimo termino!

1.7. Medžiaga, iš kurios pagamintos medicininės kaukės „Tiki“

Surinkimas	Dalies pavadinimas	Medžiaga
Įkvėpimo filtras (baltas)	Filtro dangtelis (baltas)	ABS
Iškvėpimo filtras (žalias)	Filtro dangtelis (žalias)	ABS
Kaukė	Kištuko apykaklė	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Laikiklis	Kabliukas	Nailonas
Kaukė	Kaukės skydelis mažas / vidutinis / didelis	PETG
Ventiliatorius	Ventiliatoriaus dangtelis	ABS
Laikiklis	Triglidai	POM
Kaukė	Išleidimo vožtuvo lizdas	PETG
Kaukė	Išleidimo vožtuvo membrana	Silikonas
Laikiklis	Laikiklis	PA, guma
Kaukė	Smakro apsauga	CR išplėstas
Išorinė baterija	Baterijos spaustukai su varžtais	ABS, plienas

1.7.1. Pagrindiniai komponentai

Į medicininės kaukės „Tiki“ sudėtį įeina pagrindiniai komponentai, aprašyti:

2.1. Aprašas 12 p.

Šie pagrindiniai komponentai gaminami iš medžiagų, kurios nurodytos toliau.

Nė viena medžiaga „Tiki“ medicininės kaukės vartotojui nekelia sveikatos ar saugos.

1.7.2. Baterijos

Tiek vidinė, tiek ir išorinė ventiliatoriaus baterijos yra ličio polimero (LiPo).

Todėl laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Neišmeskite LiPo baterijų į ugnį ir neleiskite, kad jos būtų paveiktos stipraus karščio
- Neardykite jų
- Nenaudokite LiPo baterijos, jei matyti mechaninių pažeidimų arba ji yra padidėjusi
- Nenaudokite LiPo baterijų per stiprų lietų, duše arba panardinus jas į vandenį
- Jei baterija taps šilta, nedelsdami nustokite ją krauti arba atjunkite nuo kitų prietaisų
- Nekraukite Li polimerų baterijos, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C

Mažai tikėtina, bet jei ventilatoriaus baterija tampa pažeista ir išteka elektrolitas, venkite sąlyčio su akimis.

Mažai tikėtina, bet jei elektrolitas patenka į vartotojo akis:

- Saugioje aplinkoje praplaukite akis vandeniu
- Nedelsdami kreipkitės į gydytoją

1.8. Naudojimas

Saugiam naudojimui užtikrinti būtina, kad medicininė kaukė „Tiki“ būtų sandariai uždėta ant vartotojo veido.

Jei medicininė kaukė „Tiki“ nėra sandari, uždėjus ją ant vartotojo veido yra rizika, kad:

- Pro tarpelius pavojingi mišiniai gali patekti į uždarą orą tarp „Tiki“ medicininės kaukės bei veido ir neužtikrinti, kad vartotojas bus apsaugotas nuo sąlyčio su pavojingais mišiniais!

Todėl būtina, kad vartotojas naudotų ir pritaikytų medicininę kaukę „Tiki“, kaip yra nurodyta:

- Pagal šiam vadove pateiktas naudojimo procedūras, žr.:
 - > 3. Procedūros prieš naudojimą 23 p.
 - > 4. Naudojimo procedūros 27 p.
 - > 5. Techninės priežiūros procedūros 34 p.
- Vaizdo įrašė: www.tikisafety.com/video

Rizika, kad pavojingi mišiniai pateks į uždarą orą tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido, priklauso nuo to, ar vartotojas tinkamai patikrino sandarumą.

Kaip papildomą priemonę šiai rizikai mažinti „Tiki Safety AB“ kūrė „Tiki“ kaip medicininę kaukę su teigiamu slėgiu.

Tai reiškia, kad uždaro oro tūrio tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido slėgis yra didesnis nei aplinkos.

Taigi oras patenka pro filtrą viršuje ir pašalinamas pro iškvėpimo vožtuvą ir filtrą apačioje.

Dėl šios priežasties:

- Jei netinkamai naudojant tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiranda tarpelis, oras išstumiamas optimaliomis sąlygomis, kad pavojingi mišiniai nekeltų kenksmingo poveikio.
- Jei netinkamai naudojant (nepaisant teigiamo slėgio) pavojingi mišiniai patenka į uždarą orą tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido, teigiamas slėgis išstumia pavojingus mišinius pro iškvėpimo vožtuvą.

Jei atsiranda tarpas ir tam tikrą laiką susidaro neigiamas slėgis, kai tai aptinkama, pasigirsta garsinis ir matomas vaizdinis pavojaus signalai, todėl taip pat žr.: 2.3.4. Įspėjimas apie filtrą arba nuotėkį 17 p.

Pažymime, kad jei tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiranda tarpai, „Tiki“ medicininės kaukės energijos sąnaudos didėja, taigi trumpėja baterijos tarnavimo laikas.

Todėl visada laikykitės medicininės kaukės „Tiki“ naudojimo instrukcijų.

Pažymime, kad dėl neteisingo „Tiki“ medicininės kaukės naudojimo nebegalioja garantija.

1.9. Rizikos situacijos

Kadangi medicininė kaukė „Tiki“ neteikia deguonies (O₂), jos nenaudokite atmosferoje, kurioje yra mažiau deguonies (O₂), t. y. mažiau nei 19,5 %.

Medicininės kaukės „Tiki“ funkcionalumas priklauso nuo baterijos naudojimo laiko.

Vartotojas atsakingas stebėti baterijos energijos lygį prieš naudojimą ir visą kaukės naudojimo laikotarpį.

Jei baterijos energijos per mažai, gali susidaryti rizikinga situacija.

Šiose situacijose pažymima, kad baterijos energijos per mažai arba medicininė kaukė „Tiki“ neveikia taip, kaip turėtų:

- Skamba signalinis garsas, įspėjantis apie išsikrovusią bateriją
- Oro srautas į kaukę mažėja arba sustoja
- Simptomai, rodantys pavojingų mišinių poveikį, kaip nurodyta pavojingo mišinio medžiagų saugos duomenų lape (MSDS)
- Kita

Atsiradus rizikingai situacijai vartotojas turi palikti aplinką, kurioje yra pavojingo mišinio, ir pats arba kieno padedamas persikelti į aplinką, kuri laikoma saugi.

1.10. Panaudojimas

Laikykitės pavojingo mišinio medžiagų saugos duomenų lapo (MSDS) nuorodų.

Laikykitės nurodymų, kaip iš aplinkos, kurioje yra pavojingas mišinys, persikelti į saugią aplinką.

Pažymime, kad „Tiki Safety AB“ neprivalo parengti tokių instrukcijų.

Už tokių instrukcijų parengimą yra atsakingas vartotojas arba organizacija, kuri prisiima atsakomybę už vartotoją.

Saugioje aplinkoje ir laikydamiesi nurodymų, kai persikelsite iš vienos aplinkos į kitą, nusiimkite medicininę kaukę „Tiki“ pagal procedūrą, nurodytą toliau: 4.7. Nusiimkite medicininę kaukę „Tiki“, 33 p.

Panaudoję išvalykite medicininę kaukę „Tiki“, atsižvelgdami į:

- Pavojingą mišinį MSDS
- Procedūrą: 5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas, 35 p.

Tai atvejais, kai yra pavojingas mišinys arba labai ekstremalios sąlygos, panaudota medicininė kaukė „Tiki“ turi būti sunaikinta visa, žr.:

- Pavojingo mišinio MSDS
- Procedūrą: 5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą), 36 p.
- 6 skyrius. Šalinimas, 39 p.

2. Dizainas

2.1. Aprašas

2.1.1. Bendras aprašas

„Tiki“ medicininė kaukė yra:

- Motorizuotas oro valymo respiratorius (PAPR)
- Kaukė, dengianti visą vartotojo veidą
- Kaukėje yra du (2) filtrai: įkvėpimo (baltas) ir pasirinktinis iškvėpimo (žalias), abu (2) yra P3 dalelių filtrai

Įkvėpimo filtras (baltas) išvalo orą, patenkantį tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido. Taigi tiekiamas filtruotas oras, kurį vartotojas gali įkvėpti.

Iškvėpimo filtras (žalias) išvalo orą, išeinantį iš uždaros erdvės tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido.

Taip išgryninamas oras, kurį iškvėpia vartotojas.

Todėl medicininę kaukę „Tiki“ galima naudoti, pavyzdžiui, medicininėje aplinkoje, jei pacientų imunitetas yra suprastėjęs dėl ligos ar kitų priežasčių.

Taip siekiama išvengti, kad tokie pacientai užkrėstų ligomis nuo medicinos personalo per aerozolio ar lašelių patogenus.

2.1.2. Dalys

Be to, kas nurodyta žemiau, medicininė kaukė „Tiki“ tiekiamas su šiais elementais, kurie nenurodyti 1 paveiksle:

- Šiuo vartotojo vadovu
- Maža pusės apskritimo formos smakro apsauga

Baterijos įkrovikliu, tiekiamu kartu su keturiais (4) maitinimo kištukais, kuriuos galima pakeisti pagal kliento vietinius standartus.


Baterijos įkroviklis yra standartinis kintamosios ir nuolatinės srovės adapteris su įvestimi: 100–240 V, 50–60 Hz ir 0,7 Amp.

Medicininę kaukę „Tiki“ sudaro šios dalys.

Taip pat žr. 1 paveikslą kitame puslapyje.

- **Kaukė (skydelis)** iš PET ir TPE
- **Laikiklis** pagamintas iš elastingos juostos ir nailono spaustukų.
Laikiklis gali būti pakartotinai naudojamas, jei pavojingoje aplinkoje nepaveikiamas užkrečiamųjų ligų patogenų ar kitų kenksmingų dalelių.

- **Ventiliatoriuje** yra vėdintuvas, darbinės lemputės, valdymo mygtukai ir įspėjimai.
Jis automatiškai reguliuoja oro srautą pagal poreikį ir išlaiko teigiamą slėgį. Ventiliatoriuje yra LiPo baterija, kuris iki galo įkrauta leidžia ventiliatoriui veikti ne trumpiau kaip 60 minučių.
- **Įkvėpimo filtras (baltas)** yra P3 dalelių filtras.
Pažymime, kad medicininėje kaukėje „Tiki“ yra tik dalelių filtrai, todėl ji nenaudojama tose vietose, kuriose yra dujinių tirpiklių ir kitų pavojingų oro taršos medžiagų, kurių P3 dalelių filtras nepašalina.
Įkvėpimo dalelių filtras susideda iš ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto terpės.
- **Iškvėpimo filtras (žalias)** yra P3 dalelių filtras.
Pažymime, kad medicininėje kaukėje „Tiki“ yra tik dalelių filtrai, todėl ji nenaudojama tose vietose, kuriose yra dujinių tirpiklių ir kitų pavojingų oro taršos medžiagų, kurių P3 dalelių filtras nepašalina.
Iškvėpimo dalelių filtras sudarytas iš ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto terpės.
- **Baterijos įkroviklis** maitina ventiliatoriaus vidinę ir išorinę baterijas. Baterijos turi būti įkraunamos atskirai, pirmiausia vidinę, paskui, jei reikia, išorinę.
Kraudami baterijas visada prižiūrėkite, niekada nekraukite, kai jų temperatūra yra žemesnė nei 0 °C.
- **Išorinė baterija** yra papildoma ir parduodama atskirai.
Išorinė baterija yra prisegamas įrenginys, kuriame yra didesnė LiPo baterija. Ji prijungiama prie ventiliatoriaus laidu ir varžtine jungtimi.
Tai ilgina baterijos veikimo trukmę ne trumpiau nei 6 valandomis, jei išlaikomas sandarumas.



Medicinę kaukę „Tiki“ sudaro šie komponentai, kaip nurodyta 1 paveiksle:

- 1a Kaukė, dengianti visą vartotojo veidą
- 1b Įkvėpimo filtras (baltas)
- 1c Ventilatorius su vidine baterija
- 1d Laikiklis
- 1e Baterijų įkroviklis
- 1f Automobilinis įkroviklis, pasirinktinai
- 1g Išorinis baterijų blokas su laidu, neprivalomas
- 1h Iškvėpimo filtras (žalias)
- 1i Įsukamas kištukas

2.1.3. Slėgio jutiklis

Medicininės kaukės „Tiki“ ventilatoriuje yra slėgio jutiklis.

Šis slėgio jutiklis pro mažą angą skydelio viršuje nustato kaukės slėgį.

Ventiliatoriaus greitis kaukėje prisitaiko automatiškai, kad sukurtų teigiamą 0,2 mbar slėgį.

Todėl svarbu, kad vartotojas tinkamai nustatytų ventiliatorių kiekvieną kartą prieš naudodamas medicininę kaukę „Tiki“ ir patekęs į kitą erdvę, pavyzdžiui: vidų, išorę, tam tikrą aukštą, operacinę ir kt.

Žr. procedūrą: 4.4. Kalibruokite ventiliatorių, kaip nurodyta 31 p.

2.2. Mygtukai ir indikacinės lemputės

Medicininės kaukės „Tiki“ ventiliatoriuje ir medicininėje kaukėje „Tiki“ yra toliau nurodyti mygtukai, lemputės ir indikacinės lemputės.

Mygtukus galima naudoti, kai ventiliatorius yra kaukėje.


Žr. 11 paveikslą:

11a Įjungimo / išjungimo mygtukas

11b Lemputės papildomai apšviesti darbo vietą

11c Šviesų mygtukas 11b

11d Trys (3) indikacinės lemputės



2.2.1. Įjungimo / išjungimo mygtukas

Įjungimo / išjungimo mygtuką naudokite:

- Norėdami sukalibruoti ventiliatorių pagal: 4.4. Kalibruokite ventiliatorių, kaip nurodyta 31 p.
- Paleiskite ir sustabdykite ventiliatorių.
Norėdami tai padaryti, 3 sekundes palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką
- Ventiliatoriaus greitį galite reguliuokite pagal: 4.5. Ventiliatoriaus greičio reguliavimas, kaip nurodyta 31 p.

2.2.2. Šviesos

Norėdami apšviesti darbo zoną naudokite šviesas.

2.2.3. Šviesų mygtukas

Šviesų mygtuką naudokite, jei norite:

Įjungti arba išjungti šviesas, kai ventiliatorius yra įjungtas

2.2.4. Trys (3) indikacinės lemputės

Medicininėje kaukėje „Tiki“ yra trys (3) indikacinės lemputės: 11d 11 paveiksle.

Pažymime, kad 11 paveiksle pavaizduota ventiliatoriaus apačia kartu su kairėje esančiu įjungimo / išjungimo mygtuku.

Vis dėlto kai naudojama medicininė kaukė „Tiki“, ventiliatorius yra virš vartotojo akių linijos, todėl įjungimo / išjungimo mygtukas yra dešinėje!

Žemiau pateiktame apraše nurodomi trijų (3) šviesų simboliai:



Indikacinė lemputė nedega ir todėl neskleidžia šviesos.



Indikacinė lemputė dega ir dėl to skleidžia šviesą.



Indikacinė lemputė mirksi ir dėl to tai skleidžia šviesą, tai – ne.

2.3. Indikacinių lempučių nurodymai

2.3.1. Ventiliatoriaus išjungimas

Nė viena indikacinė lemputė nedega, tai rodo, kad ventiliatorius yra išjungtas.

Jei po bandymo paleisti ventiliatorių indikacinės lemputės neskleidžia šviesos ir negirdite ventiliatoriaus garso, įkraukite bateriją.

2.3.2. Ventiliatoriaus įjungimas



Šviečia arčiausiai įjungimo / išjungimo mygtuko esanti lemputė.

Tai rodo, kad ventiliatorius yra įjungtas.

Indikacinė lemputė dega tol, kol veikia ventiliatorius.

2.3.3. Baterija baigia išsikrauti



Šviečia arčiausiai įjungimo / išjungimo mygtuko esanti lemputė.

Mirksi indikacinė lemputė, kuri yra labiausiai nutolusi nuo įjungimo / išjungimo mygtuko.

Ventiliatorius skleidžia signalinį garsą kas penkias (5) sekundes.

Tai rodo, kad baterijos energija senka.

Atkreipkite dėmesį, kad staigus išjungimas laikomas nenormalia gaminio veikimo būseną. Baterijos energijos pakanka dar 15 minučių.

Kai skleidžiamas šis šviesos ir garso signalas, vartotojas turi:

- Palikti pavojingą aplinką
- Įkrauti ventilatoriaus vidinę bateriją
- Jei reikia, įkrauti išorinę bateriją

2.3.4. Įspėjimas apie filtrą arba nuotėkį



Šviečia arčiausiai įjungimo / išjungimo mygtuko esanti lemputė.

Mirksi kitos dvi (2) indikacinės lemputės.

Ventiliatorius skleidžia garsinį signalą kas vieną (1) sekundę.

Tai rodo, kad:

- Įkvėpimo filtras yra užblokuotas
- Atsirado didelis nuotėkis

Bet kuriuo atveju vartotojas turi:

- Palikti pavojingą aplinką
- Įvertinti, kas sukėlė filtro nuotėkį arba susidariusią situaciją
- Jei susidarė problema dėl įkvėpimo filtro, pakeiskite filtrą taip, kaip nurodyta: 5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą), 36 p.
- Jei nuotėkis įvyko dėl mechaninių problemų, pakeiskite sugedusias dalis pagal atskiras instrukcijas, pateiktas 3 skyriuje, 23 p.
- Jei nutekėjimas įvyko dėl nežinomos priežasties, žr.: 1.3. Procedūros prieš naudojimą 5 p.
- Jei bet kuri iš aukščiau išvardytų priežasčių yra garsinio signalo skleidimo priežastis, susisieki su „Tiki Safety AB“

2.4. Specifikacijos

2.4.1. Matmenys

Medicininę kaukę „Tiki“ galima įsigyti trijų (3) dydžių: mažą, vidutinę ir didelę.

Medicininį kaukių „Tiki“ matmenys sukurti pagal ergonomiškus pramonės standartus.

„Tiki“ medicininės kaukės yra paruoštos naudoti, šių medicininių kaukių „Tiki“ svoris gramais (g), kai jos paruoštos naudoti yra:

- Kaukės antveidis su kištuko apykakle, uždengiantis visą vartotojo veidą
- Dalelių filtrai
- Ventilatorius su vidine baterija
- Laikiklis

Toliau nurodytas bendras svoris, t. y. surinktų kaukių svoris:

- Mažo dydžio 430 g
- Vidutinio dydžio 440 g
- Didelio dydžio 450 g

Atkreipkite dėmesį, kad medicininės kaukės „Tiki“ dizainas yra ergonomiškos formos, kontaktuojantis su vartotojo veido oda bei laikikliu, kuris padeda priveržti kaukę prie pakaušio.

Šis dizainas paskirsto svorį visai galvai ir suteikia efektyvų bei ergonomišką komfortą.

Elementas	Specifikacijos
Įspėjimo apie išsikrovusią bateriją laikas	> 15 min. (normaliomis sąlygomis)
Minimalus laisvo srauto oras	200 l / min.
Mažiausias laisvas filtro srautas	100 l / min.
Slėgio paleidiklis	≤ 0,2 milibarai
Slėgio signalas	> 2 sekundžių neigiamas slėgis
Baterijos įkrovimo specifikacija	Įvestis 100–240 V AC, išvestis 0,7 A DC
Kaukės skydelis, mažas	92 g
Kaukės skydelis, vidutinis	102 g
Kaukės skydelis, didelis	112 g
Ventilatorius	165 g
Įkvėpimo filtras	70 g
Iškvėpimo filtras	70 g
Laikiklis	33 g
Išorinė baterija	200 g
Baterijos laidas	48 g

2.4.2. Naudojimo sąlygos

Medicininė kaukė „Tiki“ skirta naudoti esant darbo temperatūrai nuo –10 °C iki +45 °C ir mažesniai nei 90 % santykiniam oro drėgnumui (SD).

Nenaudokite medicininės kaukės „Tiki“ aplinkoje, kurios santykinis oro drėgnumas viršija 90 %.

Įkraukite baterijas aplinkoje, kurios temperatūra yra 5–30 °C, kaip nurodyta: 4.1.

Įkraukite bateriją (-as) taip, kaip nurodyta 28 p.

2.4.3. Veikimo bandymai

Kiekviena „Tiki“ medicininė kaukė buvo patikrinta ir išbandyta ją gaminant.

Kadangi kištuko apykaklė montuojama ant kaukės skydelio, šis derinys išdėstytas ant dirbtinio, bandymams skirto „veido“.

Šioje bandymo konfigūracijoje iš anksto nustatytam laikui sudaromas tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido uždaryto oro srauto vakuumas.

Šio bandymo metu yra įvertinama, ar kaukė išlaiko susidariusį vakuumą per iš anksto nustatytą laiką.

Gamybos procese patvirtinamos ir toliau apdorojamos tik tos kaukės, kurios vakuumą išlaiko per visą anksto nustatytą laiką.

Kaukės, kurios neišlaiko vakuumo per iš anksto nustatytą laiką, netvirtinamos ir toliau negaminamos.

Bandomoji programa suteikia informacijos apie bandymus ir išsaugo šią informaciją.

2.4.4. Atsekamumas

Kadangi kiekviena „Tiki“ medicininė kaukė turi unikalų numerį, informaciją apie atitinkamą kiekvienos kaukės veikimo bandymą galima atsekti per visą procesą: nuo gamybos iki galutinio vartotojo.

Pažymime, kad ši informacija yra prieinama tik tais atvejais, kai ji būtina teisiniams ginčams ištirti paprašius „Tiki Safety AB“.

Taip pat žr. procedūrą, kaip perskaityti greito atsakymo (QR) kodą:

3.3. Perskaitykite QR kodą, kaip nurodyta 26 p.

2.5. Piktogramos

Šie filtro žymėjimai atitinka EN 12942 standartą, nesupainiokite jų su kitais Europos ar kitais standartais.

Atkreipkite dėmesį, kad ant medicininės kaukės „Tiki“ yra nurodytos šios piktogramos:

- Dalių numeris, pažymėtas P / N
- Taikomo standarto nuoroda
- Greito atsakymo (QR) kodas




Niekada neatidarykite filtro.

Saugojimas



Sandėliuokite aplinkoje, kurioje santykinis oro drėgnumas (SD) yra mažesnis nei 60 %.

Saugojimas



Trumpą periodą sandėliuokite aplinkoje, kurioje temperatūra yra nuo -20 °C iki +40 °C. Ilgą periodą sandėliuokite aplinkoje, kurios temperatūra yra apie 21 °C.



CE atitikties nuoroda į ES direktyvą 2016/425.

Pat.No.
D755953

Nurodomas galiojantis patento numeris.



Žr. medicininės kaukės „Tiki“ vartotojo ir priežiūros vadovą.



Perdirbimo simbolis, nurodantis, kad atitinkama dalis gali būti perdirbama, jei nėra užteršta.



Nurodymas, kad gaminyje yra baterija.



Išpėjamas simbolis, nurodantis, kad ličio jonų bateriją reikia perdirbti atskirai.



Išpėjamas simbolis, kad atitinkama dalis turi būti utilizuota pagal tam tikrą atliekų šalinimo procesą.



Smėlio laikrodis, šalia smėlio laikrodžio yra nurodytas mėnuo ir metai, reiškiantys tam tikros dalies galiojimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad nurodytas sandėliavimo laikas galioja tik tada, kai gaminyje yra neatidarytas. Taip pat žiūrėkite pastraipą: 1.6. Filtro apribojimai, nurodyti puslapyje 7.

2.6. Numatytas naudojimas

Medicininė kaukė „Tiki“ sukurta pagal „AAP direktyvos“ ES 2016/425 II priedo 3.10 dalį.

Todėl ši kaukė apsaugo nuo sveikatai pavojingų medžiagų ir mišinių bei kenksmingų biologinių veiksnių.

Medicininė kaukė „Tiki“ siūlo:

- Kvėpavimo organų apsaugą
- Apsaugą nuo sąlyčio su oda ir akimis

2.6.1. Kvėpavimo takų apsauga

Medicininė kaukė „Tiki“ skirta žmogaus kvėpavimo sistemai apsaugoti.

Ji leidžia vartotojui, kuris užterštoje vietoje, kvėpuoti švarų orą.

Medicininėje kaukėje „Tiki“ yra du (2) filtrai: įkvėpimo (baltas) ir iškvėpimo (žalias).

Įkvėpimo filtras (baltas) tiekia tinkamą kvėpuoti orą.

Iškvėpimo filtras (žalias) išfiltruoja iš vartotojo iškvėpto oro pavojingus mišinius ir patogenus, kuriuos galimai nešioja vartotojas.

Medicininės kaukės „Tiki“ sudedamosios dalys nurodytos pastraipoje:

1.7.1. Pagrindiniai komponentai, 8 p.

Šios sudedamosios dalys yra specialiai parinktos, suprojektuotos ir sujungtos taip, kad numatytomis naudojimo sąlygomis būtų užtikrintas tinkamas vartotojo kvėpavimas ir kvėpavimo higiena atitinkamu dėvėjimo laikotarpiu.

Dėl kaukės, dengiančios visą veidą, sandarumo, įkvėpimo slėgio kritimo ir filtro valymo pajėgumo gana sunkiai teršalai prasiskverbia iš užterštos aplinkos, kad nebūtų jokio pavojaus vartotojo sveikatai ar higienai.

Nurodoma medicininės kaukės „Tiki“ informacija, kuri vertinama kaip specifinės charakteristikos, kaip nurodyta pastraipoje:

- 2.5. Piktogramos 20 p.
- 7.5. CE, 41 puslapyje

2.6.2. Apsauga nuo sąlyčio su oda ir akimis

Medicininė kaukė „Tiki“ skirta užkirsti kelią vartotojo veidui kontaktuoti su medžiagomis ir mišiniais, kurie yra pavojingi sveikatai, arba su kenksmingais biologiniais veiksniais.

Medicininė kaukė „Tiki“ neleidžia tokioms medžiagoms, mišiniams ir agentams prasiskverbti ir patekti numatomomis naudojimo sąlygomis, kurių būtina laikytis naudojant medicininę kaukę „Tiki“.

Dėl to medicininės kaukės „Tiki“ medžiagos parinktos, suprojektuotos ir integruotos taip, kad būtų užtikrintas, kiek įmanoma ir jei vartotojas prižiūri medicininę „Tiki“ kaukę taip, kaip nurodyta šiame vartotojo vadove, visiškas sandarumas, kuris leidžia ilgai naudoti kaukę kasdienėje veikloje, o jei to užtikrinti negalima, užtikrinamas ribotas sandarumas, dėl kurio reikia riboti kaukės dėvėjimo laiką.

2.7. Nenumatyta paskirtis

Medicininė kaukė „Tiki“ negali būti naudojama kaip kvėpavimo aparatas nardymui, paviršiniam nardymui ar prietaisas povandeniniam tyrinėjimui.

Medicininė kaukė „Tiki“ **nėra** skirta naudoti:

- Kaip vartotojo apsauga, kai jis yra įvairiuose skysčiuose
- Kaip prietaisas vartotojo plūdrumui gerinti.
- Naudoti atmosferinių sprogmėnų (ATEX) zonose, kuriose gali būti sprogi aplinka
- Gaisro metu kaip kvėpavimo aparatas
- Kaip apsauginis įtaisas, kurį dėvint galima dirbti su elektros sistemomis tiek įtampoje, tiek ir be jos
- Kaip apsauginis įtaisas akių pažeidimo išvengti esant nejonizuojančiam ar jonizuojančiam spinduliavimui

Medicininė kaukė „Tiki“ neturi būti naudojama tiems tikslams ir tokiomis situacijoms, kurioms ji nepritaikyta. Ją galima naudoti tik tokiais atvejais ir tik tokiose situacijose, kurios yra aprašytos toliau pateiktoje pastraipoje:

2.6. Numatytas naudojimas, 21 p.

3. Procedūros prieš naudojimą

Skyriuose: 3. Procedūros prieš naudojimą, 4. Naudojimo procedūros ir 5. Priežiūros procedūros, kiekvienoje pastraipoje yra nurodyta atskira tam tikrai temai galiojanti procedūra.

Pastraipos ir atitinkamai temomis pagrįstos procedūros yra sąmoningai išdėstytos viename (1) puslapyje kiekvieno (1) proceso atveju.


Taip išdėstyta, kad galutinis vartotojas galėtų pagaminti atmintines korteles, kurias platintų savo organizacijos viduje.

Atminkite, kad kiekvieną kartą kiekviena procedūra yra šio vartotojo vadovo neatsiejama dalis.

3.1. Prieš naudojimą patikrinkite, ar kaukė yra sandari


1. Išpakuokite dalis iš „TikiSTART Starter Pack“ ir padėkite ant stalo.
2. Patikrinkite, ar yra visos dalys, kaip nurodyta: 2.1. Aprašas 12 p.
Jei kurios nors detalės nėra, susisiekite su „Tiki Safety AB“ pagal kontaktinę informaciją 2 p.
3. Paimkite kaukę (tik kaukę) viena ranka.
4. Uždėkite popieriaus lapą ant kaukės, kad uždengtumėte dvi (2) skylutes. Tada pirštu uždenkite skylę šone, žr. 4 pav.
5. Kaukę pritvirtinkite ir tvirtai prispauskite prie veido.
6. Pabandykite įkvėpti, yra dvi (2) galimybės:
 - a. Vartotojas **negali** įkvėpti, o uždarame oro sraute tarp kaukės ir vartotojo veido susidaro vakuumas.
Tai reiškia, jog viskas yra **gerai** ir sandarumas tinkamas.
 - b. Vartotojas gali įkvėpti, o uždarame oro sraute tarp kaukės ir vartotojo veido **nesusidaro** vakuumas.
Tai **nėra gerai** ir sandarumas **nėra** tinkamas.
7. Jei susidaro 6a situacija, nuimkite kaukę ir išimkite popierių.
8. Įvykus 6b situacijai, įvertinkite, dėl ko sandarumas buvo netinkamas bei atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Dar kartą atlikite aukščiau nurodytą procedūrą.
 - b. Įvertinkite, ar išpakavus kaukę buvo pažeista kištuko apykaklė.
 - c. Saugumo situacijas rasite: 1.3. Procedūros prieš naudojimą, 5 p.
 - d. Kadangi kaukės būna trijų (3) dydžių: mažos, vidutinės ir didelės, atlikite tą patį bandymą su kito dydžio kauke.
 - e. Jei vartotojui tinka tam tikro dydžio kaukė arba nė vienas iš aukščiau nurodytų punktų nepaaiškina, kodėl bandymai buvo nesėkmingi, susisiekite su „Tiki Safety AB“.

4 pav.



3.2. Paruoškite kaukę naudoti

1. Žr. 1 paveikslą pastraipoje 2.1. Aprašas, kuri pateikta 12 p.
2. Pritvirtinkite laikiklį (1d dalis 1 paveiksle) prie kaukės (1a dalis 1 paveiksle).
3. Įvertinkite, ar reikia uždėti smakro apsaugą (dalies numeris 1055–01).
Užkljuokite smakro apsaugą ant iškvėpimo vožtuvo paviršiaus (5 pav.).
4. Vidinį ventiliatorių pastatykite taip, kaip nurodyta 5 pav.
5. Laikykite ventiliatorių kaukės vidinėje pusėje ir laikydami įkvėpimo filtrą nukreipkite jį 30° kampu nuo ventiliatoriaus, kaip parodyta 6 paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse:
„Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.
6. Įkvėpimo filtrą (baltą) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad įkvėpimo filtrą (baltą) pritvirtintumėte prie ventiliatoriaus, kaip parodyta 7a paveiksle.



7. Iškvėpimo filtrą (žalią) padėkite 30° kampu kaukės ašiu atžvilgiu, kaip parodyta 6 paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse:
„Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.
8. Iškvėpimo filtrą (žalią) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad iškvėpimo filtras būtų pritvirtintas prie kaukės, kaip parodyta 7a paveiksle.

3.3. Perskaitykite QR kodą

Ši procedūra neprivaloma saugiam ar praktiškam naudojimui.

Perskaitykite medicininės kaukės „Tiki“ greito atsakymo (QR) kodą, kad sužinotumėte kaukės dalies serijinį numerį.

1. QR kodui skaityti naudokite išmanųjį telefoną ir tam tinkamą programą.
2. Perskaitykite medicininės kaukės „Tiki“ dalies QR kodą.
3. Detalės serijinis numeris bus pateiktas išmaniajame telefone.
4. Serijinis numeris turi atitikti toliau nurodytą formatą: PNT1010-01D21B12345.
 - a. PN reiškia „dalies numerį“.
 - b. Kiti šeši (6) skaičiai ir brūkšnyš nurodo dalies numerį.
 - c. D reiškia „datą“.
 - d. Kiti keturi (4) skaičiai rodo metus dviem (2) skaičiais ir gamybos mėnesį dviem (2) skaičiais.
 - e. B reiškia „partiją“.
 - f. Kiti du (2) skaičiai rodo partiją, kuriai priskiriama pagaminta detalė.
5. Visas serijinis numeris taip pat gali būti naudojamas, kai susisieksite su „Tiki Safety AB“ dėl susidariusių problemų.

„Tiki Safety AB“ sudaro specialias medicininės kaukės „Tiki“ ypač svarbių dalių bandymų ataskaitas.

Atminkite, kad šios ataskaitos yra skirtos tik komunikuojant dėl atsiradusių problemų.

4. Naudojimo procedūros

Skyriuose: 3. Procedūros prieš naudojimą, 4. Naudojimo procedūros ir 5. Priežiūros procedūros, kiekvienoje pastraipoje yra nurodyta atskira tam tikrai temai galiojanti procedūra.

Pastraipos ir atitinkamai temomis pagrįstos procedūros yra sąmoningai išdėstytos viename (1) puslapyje kiekvieno (1) proceso atveju.

Taip išdėstyta, kad galutinis vartotojas galėtų pagaminti atmintines korteles, kurias platintų savo organizacijos viduje.

Pažymime, kad kiekviena procedūra yra neatsiejama šio vartotojo vadovo dalis.



Įspėjimas apie biologinį pavojų

Vykdydami 4 skyriuose nurodytas ir 5 priežiūros procedūras, įsitikinkite, kad vartotojas nebūtų neužterštas pavojingais mišiniais, esančiais kaukės išorėje.


Atkreipkite dėmesį, kad vartotojas arba organizacija, atsakinga už vartotoją, privalo parengti taikomą procedūrą arba darbo tvarką, kad būtų išvengta šios taršos rizikos.

Visada laikykitės šios procedūros ir (arba) darbo tvarkos.

4.1. Įkraukite bateriją (-as)




1. Nekraukite baterijų žemesnėje nei 0 °C temperatūroje!
2. Atkreipkite dėmesį, kad medicininę kaukę „Tiki“ galima naudoti su išorine baterija arba be jos.
Net jei naudojama išorinė baterija, iki galo įkraukite vidinę bateriją.
Atminkite, kad išorinė baterija yra neprivaloma ir ją reikia užsisakyti atskirai.
3. Prijunkite baterijos įkroviklį (1e punktą 1 pav.) prie baterijų.
4. Jei baterijos įkroviklio indikatorius lemputė yra raudona, baterija yra kraunama.
5. Jei baterijos įkroviklio indikatorius lemputė yra žalia, baterija yra iki galo įkrauta, žr. 2 paveikslą.
6. Jei naudojama tik vidinė baterija, galite naudoti „Tiki“ medicininę kaukę, nes vidinė baterija yra įkrauta.

Pastaba: jei baterijos įkroviklyje nėra įkrovimo indikatorius lemputės, perskaitykite instrukcijas, pateiktas kartu su šiuo įkrovikliu.





4.2. Naudokite kartu su išorine baterija

1. Prieš naudodami įkraukite vidinę ir išorinę baterijas.
2. Jei baterijos įkroviklio indikatorius lemputė yra raudona, baterija yra kraunama.
3. Jei baterijos įkroviklio indikatorius lemputė yra žalia, baterija yra iki galo įkrauta, žr. 2 paveikslą.
4. Tuo metu, kai vidinė ir išorinė baterijos yra visiškai įkrautos, atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Ištraukite įkrovimo laidą per triglidą ant laikiklio, kad įsitikintumėte, jog laidas nėra įtemptas ir jis eina pro vartotojo galinę pusę.
 - b. Viršutiniame kairiajame kaukės krašte nuimkite įsukamą kištuką arba raudoną juostą.
 - c. Įkiškite ir prisukite išorinės baterijos laidą prie vidinės baterijos ir įsitikinkite, kad kaiščių konfigūracija atitinka 3 ir 8 paveiksluose nurodytus pavyzdžius.
 - d. Prijunkite laidą prie išorinės baterijos.
5. „Tiki“ medicininę kaukę naudokite taip, kaip nurodyta toliau.
6. Panaudoję atsukite laidą iš vidinės baterijos, žr. 3 paveikslą.
Nepalikite išorinės baterijos prijungtos prie vidinės baterijos, kai kaukę yra nenaudojama.
Jei neatjungsite šio laido, baterijos greitai išsikraus.
7. Atkreipkite dėmesį, kad 4a veiksmo nurodyta raudona juosta arba įsukamas kištukas turi būti dar kartą užsuktas, jei medicininę kaukę „Tiki“ vėl reikės naudoti tik su vidine baterija, žr. pastraipą: 1.4. Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę, 7 p.




4.3. Užsidėkite medicininę kaukę „Tiki“

1. Jei to dar nepadarėte:
 - a. Perskaitykite visą vartotojo vadovą.
 - b. Paruoškite kaukę pagal nurodytas procedūras:
 - 3.2 Paruoškite kaukę naudoti, kaip nurodyta 25 p.
 - c. Įkraukite bateriją taip, kaip nurodyta toliau:
 - 4.1. Įkraukite bateriją (-ąS) taip, kaip nurodyta 28 p.
2. Prieš naudojimą
 - a. Sukalibruoti ventiliatorių pagal procedūrą, nurodytą:
 - 4.4 Kalibruokite ventiliatorių, kaip nurodyta 31 p.
 - b. Patikrinkite, ar kaukė yra sandari pagal procedūrą, nurodytą:
 - 4.6. Kaukės testavimas naudojimo metu, kaip nurodyta 32 p.
3. Užtikrinkite, kad kaukė būtų išvalyta pagal procedūrą, nurodytą:
 - 5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas.
4. Patikrinkite kaukės mechaninį vientisumą, jei medicininė kaukė „Tiki“ netinkama naudoti, atlikite procedūrą, nurodytą:
 - 5.4 38 p. arba išmeskite kaukę taip, kaip nurodyta: 6. Šalinimas, kuris pateiktas 39 p.
5. Laikykitės 1 skyriuje nurodytų saugos nuorodų ir konkrečių pastraipų, kurios nurodytos:
 - 1.3. Procedūros prieš naudojimą, 5 p.
6. Jei reikia, susiriškite ilgus plaukus į kuodą.
7. Šiek tiek atlaisvinkite laikiklio diržus.
8. Viena ranka laikykite išorinę priekinę kaukės dalį, žr. 9 paveikslą.
9. Kita ranka laikykite vidinę laikiklio dalį, žr. 9 paveikslą.
10. Abiem rankomis įtempkite kaukę per plotį.
11. Abiem rankomis laikykite kaukę virš galvos ir nuleiskite abi rankas: kaukė turi būti priešais veidą, o laikiklis – pakaušyje.
12. Kaukės priekį uždėkite ant veido taip, kad jums būtų patogiu.
13. Vėl priveržkite laikiklio diržus iš viršaus į apačią, žr. 10 paveikslą.
Atlikite šiuos veiksmus, kad užsitikrintumėte sandarumą. Atkreipkite dėmesį, kad jums gali būti nepatogu, jei kaukė bus priveržta per stipriai.




4.4. Sukalibruokite ventiliatorių

1. Atlikite šią procedūrą prieš naudodami kaukę, t. y. prieš patekdami į aplinką su pavojingais mišiniais.
2. Norėdami sukalibruoti ventiliatorių, paspauskite „lempučių mygtuką“ (11c), po to šešias (6) sekundes palaikykite „įjungimo / išjungimo mygtuką“ (11a pavyzdys 11 paveiksle), kol lemputės nustos mirksėti.
3. Kalibravimo metu įvyks toliau nurodyti veiksmai:
 - › Pradės mirksėti raudona indikacinė lemputė, žr. 11d pavyzdį 11 paveiksle.
4. Patikrinkite kaukės sandarumą pagal procedūrą, nurodytą: 4.6. Kaukės testavimas naudojimo metu, kaip nurodyta 32 p.




4.5. Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

1. Norėdami paleisti ventiliatorių, tris sekundes palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. Tada ventiliatorius įsijungs automatinio greičiu, kurį reguliuoja kvėpavimas.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dar kartą, jei norite pakeisti greitį iš automatinio į mažą.
3. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dar kartą, jei norite pakeisti greitį iš mažo greičio į vidutinį.
4. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dar kartą, jei norite pakeisti greitį iš vidutinio greičio į didelį.
5. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dar kartą, kad grįžtumėte iš didelio greičio į automatinį.




4.6. Kaukės testavimas naudojimo metu

1. Atlikite šią procedūrą prieš naudodami kaukę, t. y. prieš patekdami į aplinką su pavojingais mišiniais.
2. Ši procedūra turi būti atlikta, nes kaukė yra ant vartotojo galvos atlikus procedūras, nurodytas: 4.4. Kalibruokite ventiliatorių 31 p., 4.3. Užsidėkite „Tiki“ medicininę kaukę, 30 p.
3. Jei kaukė priglundusi prie veido ir sukalibruota, patikrinkite įspėjimo sistemą atlikdami šiuos veiksmus:
 - a. Viena ranka patraukite kaukę į priekį, kaip parodyta 12 paveiksle. Atlikite tai, kad atsirastų nuotėkis.
 - b. Patikrinkite, ar garsinis signalas įjungtas, kaip nurodyta pastraipoje: 2.3.4. Įspėjimas apie filtrą arba nuotėkį 17 p.
 - c. Jei garsinis signalas nebuvo įjungtas, patikrinkite, ar baterijos yra visiškai įkrautos, ir bandykite dar kartą sukalibruoti prietaisą.
 - d. Jei garsinis signalas buvo įjungtas, kaukę vėl uždėkite ir priveržkite laikiklio diržus.
4. Atkreipkite dėmesį, kad bandymas turėjo būti atliktas prieš naudojant kaukę!



4.7. Nusiimkite medicininę kaukę „Tiki“

1. Šiek tiek atlaisvinkite laikiklio diržus.
2. Viena ranka laikykite išorinę priekinę kaukės dalį, žr. 9 paveikslą.
3. Kita ranka laikykite vidinę laikiklio dalį, žr. 9 paveikslą.
4. Abiem rankomis įtempkite kaukę per plotį.
5. Abiem rankomis pridėkite kaukę virš vartotojo galvos
6. Nuvalykite kaukę pagal procedūrą, nurodytą:
 - 5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas.



5. Techninės priežiūros procedūros

Skyriuose: 3. Procedūros prieš naudojimą, 4. Naudojimo procedūros ir 5. Priežiūros procedūros, kiekvienoje pastraipoje yra nurodyta atskira tam tikrai temai galiojanti procedūra.

Pastraipos ir atitinkamai temomis pagrįstos procedūros yra sąmoningai išdėstytos viename (1) puslapyje kiekvieno (1) proceso atveju.

Taip išdėstyta, kad galutinis vartotojas galėtų pagaminti atmintines korteles, kurias platintų savo organizacijos viduje.

Pažymime, kad kiekviena procedūra yra neatsiejama šio vartotojo vadovo dalis.



Įspėjimas apie biologinį pavojų

Vykdydami 4 skyriuose nurodytas ir 5 priežiūros procedūras, įsitikinkite, kad vartotojas nebūtų neužterštas pavojingais mišiniais, esančiais kaukės išorėje.

Atkreipkite dėmesį, kad vartotojas arba organizacija, atsakinga už vartotoją, privalo parengti taikomą procedūrą arba darbo tvarką, kad būtų išvengta šios taršos rizikos.




Visada laikykitės šios procedūros ir (arba) darbo tvarkos.

5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas

1. Niekada neparadinkite ventiliatorius į skysčius.
Jei naudojamos automatizuotos kaukės (-ių) valymo mašinos, išimkite filtrą, ventiliatorių ir, jei reikia, laikiklį.
2. Norėdami išvalyti „Tiki“ kvėpavimo kaukę, paruoškite:
 - › Dezinfekavimo priemonę pagal pavojingą aplinką ir (arba) biologines medžiagas
 - › Plaunamą šepetį arba popierinius rankšluosčius, kad būtų galima prietaisą valyti vandeniu
 - › Vandenį ir švelnų ploviklį
 - › Vonią arba kriauklę su vandeniu ir (švelniu) plovikliu
 - › Čiaupą virš kriauklės su šiltu tekančiu vandeniu
 - › Plaunamą skudurėlį, kuriuo prietaisas bus išdžiovintas
3. Dezinfekuojančią priemonę tepkite ant visos kaukės, kad pašalintumėte biologines medžiagas.
Laikykitės dezinfekuojančios priemonės gamintojo nurodymų dėl temperatūros, laiko, kitokių apdorojimų ir t. t.
4. Norėdami nuvalyti kaukę, naudokite: popierinį rankšluostį ar šepetėlį bei vandens ir švelnaus ploviklio mišinį.
Nenaudokite tirpiklių.
5. Kaukę paradinkite į vandens vonią su plovikliu.
6. Kaukę nuplaukite po tekančiu šiltu vandeniu.
7. Arba skudurėliu nusausinkite kaukę, arba palikite ją išdžiūti atvirame ore.
8. Laikydami šepetėlį ir vandens vonią su švelniu plovikliu:
 - a. Pašalinkite skudurėlį ir vandenį su švelniu plovikliu.
 - b. Nuvalykite šepetėlį.
9. Dar kartą padenkite visą kaukę dezinfekuojančia priemone, kad pašalintumėte biologines medžiagas.
Laikykitės dezinfekuojančios priemonės gamintojo nurodymų dėl temperatūros, laiko, kitokių apdorojimų ir t. t.
10. Jei reikia, pakartokite šios procedūros 3–9 veiksmus, atsižvelgdami į pavojingą aplinką ir (arba) biologinius veiksnius.




5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą)

1. Jei dvi (2) šviesos dešinėje pusėje pradeda mirksėti ir kas vieną (1) sekundę girdėti garsinis signalas, įvyko toliau nurodytos situacijos:
 - a. Įkvėpimo filtras (baltas) yra užblokuotas.
 - b. Atsirado didelis nuotėkis dėl kitos priežasties.
2. Bet kuriuo atveju vartotojas turi palikti aplinką su pavojingu mišiniu ir pats arba kitų padedamas persikelti į aplinką, kuri laikoma saugia.
3. Saugioje aplinkoje įvertinkite, kas sukėlė garsinį signalą.
Jei kaip pavojaus priežastis nustatomas nutekėjimas, atlikite kitą procedūrą ir pakeiskite įkvėpimo filtrą.
Jei nuotėkis nenustatytas kaip pavojaus priežastis, atlikite toliau nurodytą procedūrą ir pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą).
4. Įkvėpimo filtrą (baltą) pasukite į 30° kampą, palyginti su ventiliatoriumi, žr. 7b paveikslą
5. Pakelkite įkvėpimo filtrą (baltą) iš ventiliatoriaus ir:
 - a. Jei įkvėpimo (baltas) filtras yra užterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) pavojingomis medžiagomis, išvalykite įkvėpimo filtrą pagal vartotojo arba organizacijos, kuri yra atsakinga už vartotoją, procedūras.
 - b. Jei įkvėpimo filtras (baltas) neužterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) pavojingomis medžiagomis, įkvėpimo filtrą pašalinkite kaip įprastas plastiko atliekas.
6. Laikykite ventiliatorių kaukės vidinėje pusėje, įkvėpimo filtrą (baltą) padėkite 30° kampą prie ventiliatoriaus, kaip parodyta 6 paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse: „Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.
7. Įkvėpimo filtrą (baltą) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad įkvėpimo filtrą (baltą) galėtumėte pritvirtinti prie ventiliatoriaus, kaip parodyta 7a paveiksle.



5.3. Pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalias)

1. Garsinio signalo dėl užblokuoto iškvėpimo filtro nėra, tačiau jei iškvėpti tampa sunku, patikrinkite;
 - › Ar iškvėpimo filtras (žalias) neužblokuotas ir dėl didelio slėgio kaukėje nėra didelio nuotėkio
2. Tokiu atveju vartotojas turi palikti aplinką, kurioje yra pavojingas mišinys ir pats arba kitų padedamas persikelti į aplinką, kuri yra laikoma saugi.
3. Saugioje aplinkoje įvertinkite, kas sukėlė garsinį signalą.
Jei nuotėkis nenustatytas kaip pasunkėjęs iškvėpimo priežastis, pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalią):
Jei nutekėjimas nustatomas kaip atsiradusio pavojaus priežastis, atsiranda dvi (2) galimos situacijos:
 - a. Nutekėjimą sukelia mechaninė (pažeidimas, veido plaukai, kita) priežastis.
 - b. Nutekėjimas atsiranda dėl to, kad iškvėpimo filtras yra užsikimšęs.
4. Jei nuotėkio negalima priskirti prie mechaninio pažeidimo ir todėl iškvėpimo filtras (žalias) yra užsikimšęs, pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalią).
5. Iškvėpimo filtrą (žalią) pasukite 30° kampu pagal kaukės ašį, žr. 7b paveikslą.
6. Ištraukite iškvėpimo filtrą iš medicininės kaukės „Tiki“ ir:
 - c. Jei iškvėpimo (žalias) filtras yra užterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) pavojingomis medžiagomis, išvalykite įkvėpimo filtrą pagal vartotojo arba organizacijos, kuri yra atsakinga už vartotoją, procedūras.
 - d. Jei iškvėpimo filtras (žalias) neužterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) pavojingomis medžiagomis, įkvėpimo filtrą pašalinkite kaip įprastas plastiko atliekas.
7. Iškvėpimo filtrą (žalią) padėkite 30° kampu kaukės ašiu atžvilgiu, kaip parodyta 6 paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse: „Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.
8. Iškvėpimo filtrą (žalią) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad jis būtų pritvirtintas prie kaukės, kaip parodyta 7a paveiksle.



5.4. Sandėliavimas

Medicininę kaukę „Tiki“ galima sandėliuoti toliau nurodytais laikotarpiais ir laikantis tokių sąlygų.

Šios sąlygos užtikrina vidinių ir išorinių baterijų veikimo vientisumą.

- Ilgalaikis sandėliavimas ilgiau (>) nei šešis (6) mėnesius 17–28 °C temperatūroje, kai santykinis oro drėgnumas (SD) yra mažesnis nei (<) 60 %.

Pastaba: „Tiki“ ventiliatoriuje ir išorinėje baterijoje yra LiPo elementų, kaip ir visas LiPO baterijas, jas reikia įkrauti bent kartą per šešis (6) mėnesius.

Įspėjimas: visada prižiūrėkite, kad baterija būtų įkrauta, ir nedelsdami sustokite, kai ji padidėja, įkaista ar įkraunant atsiranda dūmų arba liepsna.

- Vidutinės trukmės sandėliavimas nuo vieno (1) iki šešių (6) mėnesių 0–38 °C temperatūroje, esant mažesniai kaip (<) 60 % SD.
- Trumpalaikis sandėliavimas mažiau nei (<) vieną (1) mėnesį, esant temperatūrai nuo -20 °C iki +40 °C, esant mažesniai kaip (<) 30 % SD.

6. Šalinimas

Jei medicininė kaukė „Tiki“ naudojama aplinkoje, kurioje yra pavojingų biologinių mišinių, sunaikinkite kaukę atsižvelgdami į:

- Mišinių MSDS
- Organizacijos procedūras, pagal kurias naudojama kaukė
- Kitas taisykles, padedančias užkirsti kelią, kad kitos aplinkos nebūtų užterštos nuo kaukės, šalinti atliekas ir (arba) jas perdirbti.

Jei prietaisas buvo naudojamas pavojingoje aplinkoje ir gali užteršti kitas aplinkas šalinant arba perdirbant atliekas, įvertinkite, ar kaukę reikia pašalinti kaip pavojingą.

Jei taip, ją sunaikinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

Medicininė kaukė „Tiki“ be ventiliatoriaus ir filtrų daugiausia susideda iš PET ir TPE medžiagų ir turi būti perdirbama pagal vietinius potvarkius.

Tokio šalinimo pabaiga turi būti nustatoma pagal:

- Reguliariai – periodiškai – po planinio kaukės patikrinimo
- Arba po planuoto naudojimo nustatymo, tam tikru laikotarpiu: panaudojus X kartų, kas X savaites ir pan.

P3 dalelių filtrus sudaro ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto terpės.

Šias dalis šalinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

Ventiliatorius su vidine ir išorine baterijomis laikomi elektros įranga, jų sudėtyje yra ličio polimero elementų.

Šias dalis šalinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

Baterijos įkroviklis yra laikomas elektros įranga.

Šias dalis šalinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

7. Standartai

Medicininė kaukė „Tiki“ atitinka šiuos standartus.

7.1. Ataskaitos

7.1.1. Paskelbtoji įstaiga

„Tiki Safety AB“ paskyrė nepriklausomą paskelbtąją įstaigą Britų standartų institutą (BSI) atlikti medicininės kaukės „Tiki“ ir medicininės kaukės „Tiki“ gamybos linijos tyrimą pagal reguliavimo standartus, nurodytus: 7.3. Reguliavimo standartai 40 p.

BSI grupė (2797): „Say Building“, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdamas, Nyderlandai.

Nepriklausoma paskelbtoji įstaiga atliko bandymus ir patikrino:

- Medicininės kaukės „Tiki“ atitikimą
- Medicininės kaukės „Tiki“ gamybos liniją

tiesiogiai pagal esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, tiek atitinkamą apsaugos klasę.

Šių bandymų ataskaitas, skaičiavimus, patikrinimus ir tyrimus galite gauti pagal EU 2016/425 specifikacijas, pateikę atitinkamas užklausas „Tiki Safety AB“, žr. www.tikisafety.com.

7.1.2. Išorinė įstaiga

Švedijos tyrimų institutai (RISE) atliko „Tiki“ kvėpavimo kaukės bandymus, siekdami išvalyti „Tiki“ kvėpavimo kaukę ir efektyviai pašalinti pavojingų mišinių biologiškaai pavojingas daleles.

Šių testų rezultatai buvo teigiami.

7.1.3. Naudojimo savybių bandymas

Siekdama užtikrinti medicininės kaukės „Tiki“ gamybos atitikimą „Tiki Safety AB“ atlieka vakuuminį kiekvienos kaukės testą.

„Tiki Safety AB“ atlieka šiuos bandymus su kiekviena kauke, kad užtikrintų, jog pagaminta „Tiki“ medicininė kaukė atitinka projekto specifikacijas.

Naudojimo savybių bandymo aprašymą žr. pastraipoje:

2.4.3. Veikimo bandymai, nurodyti 19 p.

7.2. Apsaugos klasė

Medicininei kaukei „Tiki“ priskirta apsaugos klasė:

EN 12942 TM3P R SL, CE 2016 / 425.

„Tiki Safety AB“ ir paskelbtoji įstaiga įvertino rizikas, nuo kurių turi apsaugoti medicininė kaukė „Tiki“.

Šių rizikų vertinimo ataskaita yra ataskaitų dalis, kaip nurodyta pastraipoje:

7.1. Ataskaitos 40 p.

Filtro žymėjimai, kaip nurodyta pastraipoje: 2.5. Piktogramos, nurodytos 20 p., yra pateiktos pagal EN 12942 standartą, nepainiokite jų su kitais Europos ar kitais standartais.

7.3. Reguliavimo standartai

Medicininė kaukė „Tiki“ ir šis vadovas atitinka:

- Aukštos kokybės „Tiki Safety AB“ specifikacijas
- Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP)
Pažymime, kad Reglamentas (ES) 2016/425 dėl AAP pakeičia ankstesnę direktyvą: 89 /686 / EEB.
 - › AAP reglamento 2016/425 III priedas
 - › AAP reglamento 2016/425 II priedas
- ISO 13688–2013
- EN 12942:1998/A2:2008

Kadangi medicininė kaukė „Tiki“ visiškai atitinka pirmiau nurodytus reguliavimo standartus, nėra jokių kitų suderintų standartų ar kitų techninių specifikacijų aprašų, kurie buvo taikomi esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams įgyvendinti.

7.4. Patentuotas dizainas

Medicininė kaukė „Tiki“ yra patentuoto dizaino, kuris visame pasaulyje yra saugomas pagal patento numerį: D755953.



7.5. CE

Kadangi medicininė kaukė „Tiki“ yra sertifikuota ir išbandyta pagal šiuos reikalavimus, nurodytus:

7.3 Reguliavimo standartai 41 puslapyje ir laikėsi CE patikrinimo pagal ES 2016/425, jai suteikiamas CE ženklas.

7.6. Atitikties deklaracija



**EC-DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
CE-CONFORMITEITSVERKLARING**

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer:

The manufacturer

Der Hersteller

Le fabricant

De fabrikant

**Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
Sweden**

declares that the new Personal Protective Equipment (PPE) described hereafter
erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
éclare que l'Equipement de Protection Individuelle (EPI) neuf décrit ci-après
verklaart dat het hierna beschreven nieuwe Persoonlijke Beschermingsmiddel (PBM)

**Full face mask TIKI Respirator
Vollmaske TIKI Respirator
Masque-complet TIKI Respirator
Volgelaatmasker TIKI Respirator**

is in conformity with the provisions of PPE Regulation 2016/425 (EU) and with the harmonized standard **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3** and is identical to the PPE which was subject of the EC type examination certificate **Nr. 729233** issued by:

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 2016/425 (EU) und übereinstimmt mit der harmonisierten Norm **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3** sowie identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der EG-Baumusterprüfbescheinigung **Nr. 729233** war, ausgestellt von:

est conforme aux dispositions de la directive 2016/425 (EU) et à la norme harmonisée **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3** et est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **Nr. 729233** délivrée par:

conform is aan de eisen van Richtlijn 2016/425 (EU); conform is aan de eisen van de Europese geharmoniseerde norm **EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008 Klasse TM3**; identiek is aan het PBM, volgens "CE"-type-onderzoek **Nr. 729233** uitgegeven door:

**BSI Group (2797)
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands**

und dem Verfahren unterliegt nach Artikel 19 Modul C2 (CE 729234) der Verordnung (EU) 2016/425 unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle:

is subject to the procedure set out in article 19 module C2 (CE 729234) of Legislation (EU) 2016/425 under the supervision of the notified body:

est soumis à la procédure visée à article 19 module C2 (CE 729234) de réglementation (UE) 2016/425 sous le contrôle de l'organisme notifié:

en volgens artikel 19 module C2 (CE 729234) van de verordening (EU) 2016/425 onderworpen is aan het toezicht van de genotificeerde organisatie:

**BSI Group (2797)
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands**

Stockholm, 2020-10-29

Mikael Klockseth
CEO

8. Garantija

Medicininę kaukę „Tiki“ pagamino ir išbandė „Tiki Safety AB“ pagal aukščiausius įmanomus kokybės standartus.

„Tiki Safety AB“ garantuoja, kad šiame gaminyje nėra medžiagų ar gaminio defektų, jei gaminys naudojamas laikantis „Tiki Safety AB“ instrukcijų.

Ši ribota garantija, kurią siūlo „Tiki Safety AB“, apima medžiagų ar „Tiki Safety AB“ gaminių eksploatacijos defektus, kurie atsirado ir apie kuriuos buvo pranešta garantiniu laikotarpiu, kaip nurodyta instrukcijose, ir su sąlyga, kad bus įvykdyti kiti reikalavimai.

Ši garantija taikoma tik pradiniam pirkėjui ir jos negalima perleisti. Ši ribota garantija taikoma tik tiems vartotojams, kurie įsigijo „Tiki Safety AB“ gaminių iš įgaliotų „Tiki Safety AB“ mažmenininkų ar pardavėjų arba per „Tiki Safety AB“.

Atkreipkite dėmesį, kad garantinis laikotarpis gali skirtis, atsižvelgiant į šalių, kuriose gaminys buvo parduotas pirmą kartą, įstatymus. Norėdami įsitikinti, kuri garantija taikoma jums kaip galutiniam vartotojui, susisiekite su kiekvienos šalies vietiniu platintoju / mažmenininku.

Galioja šie garantiniai laikotarpiai:

- PAGR pūtimo blokas, išskyrus eksploatacines medžiagas: 1 metai nuo pirkimo datos
- Akumulatoriai ir įkroviklis: 1 metai nuo pirkimo datos

Garantija netaikoma:

- Eksploatacinėms medžiagoms (be garantijos):
 - › Skydeliui
 - › Dirželiams
 - › Filtrui

AB „Tiki Safety“ įsipareigoja, laikydamosi garantijos, ištaisyti defektų turinčius gaminius taip:

- „Tiki Safety AB“ savo nuožiūra nemokamai pakeis visą gaminį ar jo dalį, kuri, atsižvelgiant į numatytąją paskirtį, pasirodo esanti brokuota dėl netinkamos gamybos ir (arba) medžiagų.
- Jei „Tiki Safety AB“ nusprendžia nesuteikti naujo gaminio, o remontas nėra laikomas įmanomu arba negali būti atliekamas pagrįstai, „Tiki Safety AB“ gali nuspręsti grąžinti pirkimo kainą mainais už prekės grąžinimą.

Garantija netaikoma problemoms, kurias sukelia:

- A. Sąlygos, veikimo sutrikimai ar žala, atsiradusi ne dėl medžiagų ar gamybos defektų.
- B. Sąlygos, veikimo sutrikimai ar žala, kurią sukelia nenormalus dėvėjimasis, netinkamas montavimas, netinkama priežiūra, netinkamas naudojimas, išorinis pažeidimas, aplaidumas, avarija ar modifikavimas.
- C. Priedai, sujungtos medžiagos ir gaminiai arba susiję gaminiai, kuriuos gamina ne „Tiki Safety AB“.

Ši ribota garantija negalioja, jei gaminys grąžinamas su pašalintomis, pažeistomis ar sugadintomis etiketėmis ar kitais pakeitimais (įskaitant bet kurio komponento ar dangčio nuėmimą).

„Tiki Safety AB“ priims tik tas pretenzijas dėl garantijos, kurios bus pareikštos laikantis visų garantijos pareiškimo sąlygų, pateiktų kartu su jūsų gaminiu, ir laikantis tinkamos grąžinimo procedūros.

Norint pasinaudoti garantija, turi būti pateikti:

1. Pardavimo kvitas ar kiti pirkimo datą ir vietą įrodantys dokumentai.
2. Aiškus problemos apibūdinimas.
3. Gaminys ar brokuota dalis pristatomi kruopščiai supakuoti, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, apdraudus ir vykdant transporto sekimą.

Kai „Tiki Safety AB“ ar jos tarpininkai / atstovai atliks garantinį aptarnavimą, visi pataisyti ar pakeisti gaminiai arba dalys bus grąžinti jums iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

Norėdami gauti informacijos, kaip susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi, apsilankykite **www.tikisafety.com**.

REMONTAS ARBA GAMINIO PAKEITIMAS (ARBA (RIBOTOMIS APLINKYBĖMIS) PIRKIMO KAINOS GRĄŽINIMAS) PAGAL ŠIOS GARANTIJOS SĄLYGAS YRA IŠSKIRTINĖ PIRKĖJO APSAUGOS TEISĖ. „TIKI SAFETY AB“ NEJŠIPAREIGOJA IR NEJGALIOJA JOKIO ASMENS PRISIIMTI KITĄ ARBA PAPILDOMĄ ATSAKOMYBĘ, SUSIJUSIĄ SU ŠIUO GAMINIU, JOS VARDU.

„TIKI SAFETY AB“ NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA PIRKĖJUI ARBA KITAM ASMENUI UŽ NEDIDELIUS, SPECIALIUS ARBA SU Tuo SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, PADARYTUS DĖL GARANTIJOS PAŽEIDIMŲ, ARBA UŽ NUMANOMAS GARANTIJAS (ĮSKAITANT VISAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT).

Autorių teisių pranešimas ir atsisakymas

„Tiki Safety AB“ dėl šio turinio nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų. Be to, čia pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Rengiant šį vadovą buvo imtasi visų atsargumo priemonių. Nepaisant to, kad „Tiki Safety AB“ neprisiima jokios atsakomybės už padarytas klaidas, praleistą informaciją ar žalą, atsirandančią dėl naudojamos šio leidinio informacijos. Bet kokie šio vadovo terminai / matavimai atliekami optimaliomis sąlygomis. Įkrovimo ir veikimo laikas gali skirtis pagal temperatūrą, filtro tipą, dalelių kiekį ore, sunkų kvėpavimą ir kt.

Visos teisės saugomos. Nė viena šio vadovo dalis negali būti atgaminama jokia forma be aiškaus rašytinio „Tiki Safety AB“ sutikimo.

Visos šio vartotojo vadovo iliustracinės ir tekstinės autorinės teisės yra saugomos ©2020.

Visi gaminiai yra patentuoti visame pasaulyje. Patentu Nr. D755953.

9. Dalių užsakymo numeriai

Šias pakuotes ar dalis galima užsisakyti pagal žemiau pateiktus dalių numerius.

Pradiniame pakete yra visos dalys, skirtos vienai „Tiki“ medicininei kaukei, kuri paruošta naudoti, sukomplektuoti. Tai yra:


- Kaukė (skydelis) su pritvirtinta kištuko apykakle ir įmontuotu iškvėpimo vožtuvu
- Įkvėpimo filtras
- Ventilatorius
- Laikiklis
- Smakro apsauga
- Iškvėpimo filtras
- Baterijų įkroviklis
- Įsukamas kištukas

Visi daiktai siunčiami kartoninėse dėžėse, specialiai sukurtose taip, kad jose tilptų nurodytos prekės.


Visi užsakymai išsiunčiami „EX Works“ (EXW), tai reiškia, kad „Tiki Safety AB“ paruošia užsakytus gaminius savo įmonėje, o pirkėjas gali pasirinkti pageidaujamo logistikos partnerio paslaugas ir padengti transportavimo išlaidas.

Gaminio pavadinimas	Dalies numeris
„Tiki Medical Starter“ pakuotė, maža kaukė	1200–51
„Tiki Medical Starter“ pakuotė, vidutinė kaukė	1200–52
„Tiki Medical Starter“ pakuotė, didelė kaukė	1200–53
„Tiki“ medicininių kaukių 5 vnt. pakuotė, maža kaukė	1210–51
„Tiki“ medicininių kaukių 5 vnt. pakuotė, vidutinė kaukė	1210–52
„Tiki“ medicininių kaukių 5 vnt. pakuotė, didelė kaukė	1210–53
P3 įkvėpimo filtras (baltas), 2 vnt.	1005–51
P3 įkvėpimo filtras (baltas), 120 vnt.	1005–52
P3 iškvėpimo filtras (žalias), 2 vnt.	1005–56
P3 iškvėpimo filtras (žalias), 120 vnt.	1005–57
Išorinės baterijos pakuotė	1007–51
Universalus automobilinis įkroviklis 12–24V	1080–51
Laikikliai, 5 vnt.	1012–51


1 pav.




2 pav.



3 pav.




4 pav.




5 pav.




6 pav.




7a pav.



7b pav.




8 pav.




9 pav.




10 pav.




11 pav.



12 pav.





Bendrieji klausimai: info@tikisafety.com

Su pardavimu susiję klausimai: sales@tikisafety.com

Su užsakymais susiję klausimai: order@tikisafety.com

+46 8 35 32 49

„Tiki Safety”, AB

Skällstavägen 9

SE-197 40 Bro, Sweden

www.tikisafety.com

**Naudojimo
vadovas
lietuvių
kalba**

Medicininė kaukė „Tiki” sukurta ir pagaminta Švedijoje.