

# tiki

medical



## Produkter

MADE IN SWEDEN

# Revolutionerande andnings- skydd designat för vård och omsorg

Tiki medical är en övertrycksmask med både in- och utandningsfilter vilket ger såväl komfort som hög säkerhet. Tiki medical är framtagen i Sverige och en av de mest avancerade skyddsprodukterna på marknaden. Samtidigt är det också en av de mest lättanvända. Den självreglerande fläkten anpassar automatiskt luftmängden

till användarens andning vilket, i kombination med maskens låga vikt och goda sikt, gör masken bekväm att bära och andas i även under långa pass.

Tiki medical har inbyggd belysning och är certifierad till högsta säkerhetsklass för filtrerande andningskydd, EN 12942 TM3P.

## Tiki medical starter kit



### Tiki medical

Innehåller allt för att komma igång att använda Tiki.


Mask, sele, två olika filter, ett vitt för inandningsluften och ett grönt filter för utandningsluften, en fläkt med internt batteri, laddare och tätningsskruv.

Finns med tre olika storlekar på masken S, M och L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Small Standard
- 1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard
- 1200-53 TikiSTART Medical Large Standard



## Förbrukningsmateriel




### TikiFILTER P3 vitt för inandning

Separata partikelfilter för utbyte.

1005-51 P3 vita partikelfilter 2st

1005-52 P3 vita partikelfilter 120st

1005-53 P3 vita partikelfilter 2x30st




### TikiFILTER P3 grönt för utandning

Separata partikelfilter för utbyte.

1005-56 P3 gröna partikelfilter 2st

1005-57 P3 gröna partikelfilter 120st



### TikiMASK Medical 5-pack


Separata gröna utbytesmasker.

1210-51 5-pack gröna masker S

1210-52 5-pack gröna masker M

1210-53 5-pack gröna masker L


## Reservdelar och extrautrustning



### TikiCHARGER

Batteriladdare för nätanslutning.


1013-53 Laddare



### TikiCAR charger

Billaddare för 12-24V.


1080-51 Billaddare



### TikiEXTERN

Set med externt batteri, laddare och sladd. Det externa batteriet har högre kapacitet och är försett med ett clip för att kunna fästas i bältet. Eftersom det bärs utanför masken reduceras tyngden mot huvudet.


1007-51 Externt batteri + laddare



### TikiHARNESSE 5-pack

Sele som håller masken på plats.


1012-51 Spännband 5 st



### Tätningsskruv screw seal

Tätningsskruv för hålet på vänster sida av masken där externt batteri kopplas in.

1121-52 Tiki screw seal



### Tiki hållare för glasögon

Glasögonhållare för att fästa "flip-up" glasögon i masken.


1120-51 Tiki glasögonhållare





Tiki andningsskydd drivs med ett internt batteri som har 1–2,5 timmars drifttid beroende på belastning. En extern batterienhet finns som tillval för den som behöver mer batteritid. Den är också utrustad med LED-lampor vilket underlättar arbete i mörka utrymmen.

Partikelfilter mot alla typer av partikelformiga föroreningar (P3). Det övre filtret filtrerar inandningsluften. Byte av filter och mask är enkelt och går snabbt. Filtren är kvadratiska för att uppnå maximal filteryta och längsta livslängd.



Tiki Safety AB  
Skällstavägen 9  
197 40 Bro

Kontakta oss idag!  
Ring 08 353 249  
info@tikisafety.se  
tikimed.se

