



TIKI SIZE GUIDE DE 1091-63

Größentabelle

Tiki medical-Größentabelle Nur zur Orientierung.

Messen Sie den Abstand zwischen Ihrer oberen Stirn und der Unterkante Ihres Kinns.

< 190 mm	Small
190–200 mm	Medium
> 200 mm	Large

Wichtig! Bevor Sie die Tiki-Atemschutzmaske verwenden, müssen Sie eine Dichtigkeitsprüfung gemäß den Anweisungen im Handbuch durchführen.