




## Tiki medical – revolutionaire hulpmiddelen voor bescherming van de luchtwegen

Tiki medical is speciaal ontworpen voor medisch gebruik en heeft een hoog comfort- en veiligheidsniveau. Het is een van de meest geavanceerde veiligheidsproducten op de markt, maar voor de gebruiker ook een van de makkelijkst te gebruiken producten. Het masker heeft een in- en uitademfilter, is volautomatisch en past de luchtstroom aan, aan de behoefte van de gebruiker. Tiki heeft ingebouwde verlichting en is gecertificeerd volgens EN 12942 TM3P, de hoogste beschermingsklasse voor luchtzuiverende ademhalingstoestellen (PAPR).



LUCHTZUIVEREND  
ADEMHALINGSTOESTEL (PAPR)

Beschermingscertificaten	EN 12942-klasse TM3P, APF 40, NPF
Batterijduur	Interne batterij – tot 2,5 uur Externe batterij – tot 10 uur
Oplaadtijd	Interne batterij – circa 1 uur Externe batterij – circa 2,5 uur
Batterijtype en levensduur	Lipo-batterij met een levensduur van minimaal 1.000 oplaadcycli (circa 20% capaciteitsverlies na 1.000 cycli)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Drukgevoeligheid	< 0,2 mB
Waarschuwingstijd batterij	> 15 min. (normale omstandigheden)
Waarschuwingalarm batterij	Elke 5 seconden een knipperende rode led en een pieptoon
Minimaal luchtdebiet	200 l/min
Minimaal filterdebiet	100 l/min
Druktrigger	≤2 millibar
Drukalarm	Elke seconde twee knipperende rode leds en pieptonen
Specificaties batterijlading	Ingang 100-240 V AC, uitgang 0,7 A
Gewicht en materiaal masker	Klein 92 g, medium 102 g, groot 112 g, PET, TPE
Gewicht en materiaal blazer	165 g, ABS, elektronica en lipo-batterij
Gewicht en materiaal filter	70 g, ABS-plastic en HEPA-glasvezel
Gewicht en materiaal hoofdbanden	33 g, katoen en elastaan
Gewicht externe batterij	200 g
Gewicht batterijkabel	48 g
Totaal gewicht (excl. ext. bat.)	Klein 430 g, medium 440 g, groot 450 g
Kalibratie	Elektronische kalibratie door twee knoppen 5 seconden in te drukken, geen externe apparatuur nodig
Opslagomstandigheden	Langetermijnopslag (> 6 maanden): 17°C tot 28°C bij < 60% RLv Middellangetermijnopslag (1–6 maanden): 0°C tot 38°C Kortetermijnopslag (< 1 maand): -20°C tot 40°C bij < 30% RLv
Garantie	12 maanden of 2.000 uur op de blaasunit bij voorlegging van het aankoopbewijs. Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige garantie.
Patentnr.	D755953