



Gaminiai

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE

Revoliucinė kvėpavimo takų apsauga, sukurta sveikatos priežiūros reikmėms

„Tiki medical“ yra vienas pažangiausių saugos produktų rinkoje, sukurtas Švedijoje pavojingoje aplinkoje dirbantiems darbuotojams apsaugoti. Kaukėje yra įkvėpimo ir iškvėpimo filtrai, todėl ją galima naudoti sveikatos priežiūros veikloje. Ventilatorius automatiškai sureguliuoja oro

srautą pagal vartotojo poreikius, kad būtų lengviau kvėpuoti net ir ilgesnį laikotarpį. Į „Tiki“ įmontuoti šviesos diodai, ji sertifikuota pagal aukščiausią oro valymo respiratorių (PAPR) apsaugos klasę, EN 12942 TM3P.

„Tiki medical“ pradinis rinkinys



„Tiki medical“

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos pradėti naudotis „Tiki medical“:

Kaukė, laikikliai, du filtrai (baltas įkvėpti ir žalias iškvėpti), ventilatorius su įmontuota baterija, įkroviklis ir įsukamas kištukas.

Pasirinkite iš trijų kaukės dydžių:

S, M arba L.


1200–51 „TikiSTART Medical Small Standard“

1200–52 „TikiSTART Medical Medium Standard“

1200–53 „TikiSTART Medical Large Standard“



Keičiamos dalys




Baltas „TikiFILTER“ filtras, skirtas įkvėpti
Keičiami dalelių filtrai P3.

1005–51 P3 balti filtrai, 2 vnt.

1005–52 P3 balti filtrai, 120 vnt.


1005–53 P3 balti filtrai, 2 x 30 vnt.



Žalias „TikiFILTER“ filtras, skirtas iškvėpti
Keičiami dalelių filtrai P3.

1005–56 P3 žali filtrai, 2 vnt.

1005–57 P3 žali filtrai, 120 vnt.




„TikiMASK Medical“ 5 vnt. pakuotė
Keičiamos kaukės.

1210–51 5 kaukių vnt. pakuotė, S

1210–52 5 kaukių vnt. pakuotė, M

1210–53 5 kaukių vnt. pakuotė, L


Priedai



„TikiCHARGER“

Kintamosios srovės lizdų įkroviklis.


1013–53 įkroviklis



„TikiCAR“ įkroviklis

Automobilinis įkroviklis
12–24 V įtampa.


1080–51 automobilinis
įkroviklis



„TikiEXTERN“

Komplektą sudaro išorinė baterija,
įkroviklis ir laidas. Išorinė baterija yra
didelės talpos. Komplekte taip pat yra
spaustukas, kuriuo galima patogiai
pritvirtinti.


1007–51 išorinė baterija ir įkroviklis



„TikiHARNESS“ 5 vnt. pakuotė

Minkšti laikikliai, kad kaukė
nejudėtų iš vietos.


1012–51 laikiklių 5 vnt. pakuotė



Įsukamas kištukas

Kairėje pusėje užkiškite kaukės
skylę, kur jungiasi išorinė baterija.

1121–52 „Tiki“ įsukamas kištukas



Akinių laikiklis

Laikiklis „atverčiamiems“ akiniams
pritvirtinti kaukės viduje.

1120–51 „Tiki“ akinių laikiklis



„Tiki“ maitinamas vidine baterija, kuri veikia 1–2,5 valandos pagal apkrovą. Kaip priedą galite įsigyti galingesnę išorinę bateriją. Ventilatoriaus įrenginyje yra LED šviesos, dėl kurių lengviau dirbti tamsiomis sąlygomis.

Dalelių filtras apsaugo nuo visų dalelių teršalų (P3). Galite greitai ir lengvai pakeisti tiek filtrą, tiek pačią kaukę. Filtras yra kvadrato formos, kad maksimaliai būtų išnaudotas paviršius plotas ir ilgiau tarnautų.

