



TIKI IZMĒRU CEĻVEDIS EN 1091-61

Izmēru ceļvedis

Izmēru ceļvedis Tiki medical. Tikai informatīvam nolūkam.
Izmērīt attālumu starp pieres augšējo daļu un zoda apakšējo daļu.

< 190 mm	Mazs
190–200 mm	Vidējs
> 200 mm	Liels

Svarīgi! Pirms Tiki respiratora lietošanas jāveic noslēdzošo šuvju pārbaude kā noteikts lietošanas instrukcijā.