




„Tiki medical“ – revoliucinė kvėpavimo takų apsaugos įranga

Komfortiška ir saugi „Tiki medical“ sukurta specialiai medicininiam naudojimui.

Tai yra vienas pažangiausių saugos produktų rinkoje, kurį valdyti ypač paprasta. Kaukė su įkvėpimo ir iškvėpimo filtrais yra visiškai automatinė ir pritaiko oro srautą pagal vartotojo poreikius. Į „Tiki“ įmontuoti šviestuvai, ji sertifikuota pagal aukščiausią oro valymo respiratorių (PAPR) apsaugos klasę EN 12942 TM3P.



MOTORIZUOTAS ORO VALYMO RESPIRATORIUS (PAPR)

Apsaugos sertifikatai:	EN 12942 klasė TM3P, APF 40, NPF
Baterijos tarnavimo laikas:	vidinė baterija – iki 2,5 val išorinė baterija – iki 10 valandų
Įkrovimo laikas:	vidinė baterija – maždaug 1 valanda išorinė baterija – apie 2,5 valandos
Baterijos tipas ir tarnavimo laikas:	„LiPo“ baterija, kuri tarnauja mažiausiai 1 000 įkrovimo ciklų (apytiksliai 20 % talpos prarandama po 1 000 ciklų)
Darbinė temperatūra:	nuo –10 iki +50 °C
Jautrumas slėgiui:	<0,2 mB
Įspėjimo apie išsikrovusią bateriją laikas:	> 15 min. (normaliomis sąlygomis)
Įspėjimo signalas apie bateriją:	kas 5 sekundes mirksės vienas raudonas šviesos diodas ir pypsės
Minimalus laisvo srauto oras:	200 L/min.
Mažiausias laisvas filtro srautas:	100 L/min.
Slėgio paleidiklis:	≤ 2 milibarai
Slėgio signalas:	mirksės raudoni šviesos diodai ir girdėsės garsiniai pyptelėjimai kas sekundę
Baterijos įkrovimo specifikacija:	100–240V kintamosios srovės įvestis 0,7A
Kaukės svoris ir medžiaga:	maža, 92 g; vidutinė, 102 g; didelė, 112 g; PET, TPE
Ventiliatoriaus svoris ir medžiaga:	165 g, ABS, elektronika ir „LiPo“ baterija
Filtro svoris ir medžiaga:	70 g, ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto medžiagos
Laikiklių svoris ir medžiaga:	33 g, medvilnė ir elastanas
Išorinės baterijos svoris:	200 g
Baterijos laido svoris:	48 g
Bendras svoris (be išorinės baterijos)	maža, 430 g; vidutinė, 440 g; didelė, 450 g
Kalibravimas	Elektroninis kalibravimas – 5 sekundes palaikyti du mygtukus, nereikia išorinės įrangos
Laikymo sąlygos:	ilgalaikis sandėliavimas (> 6 mėnesiai): 17–28 °C esant < 60 % SD Vidutinio laikotarpio sandėliavimas (1–6 mėn.): 0–38 °C Trumpalaikis sandėliavimas (< 1 mėnuo): nuo –20 iki +40 °C esant < 30 % SD
Garantija	12 mėnesių, arba 2 000 valandų, garantija ventiliatoriaus įrenginiui, kuri galioja pateikus kvitą. Visą garantiją rasite vadove.
Patento Nr.	D755953