



TIKI SIZE GUIDE SE 1091-62

Storleksguide

Storleksguide för Tiki medical. Endast rekommendation.
Mät längden mellan högsta delen av pannan och hakspetsen.

< 190 mm	Small
190–200 mm	Medium
> 200 mm	Large

Observera! Innan du börjar använda din Tiki måste du göra ett täthetstest enligt instruktioner i manualen.



TIKI SAFETY AB • SKÅLLSTAVÄGEN 9 •
SE-19740 BRO • SWEDEN • TIKIMED.COM
MADE IN SWEDEN



Hela andningsskyddet är certifierat av NB enligt ISO EN 12942.



Utandningsfiltret är en Medicinsk produkt klass 1, avsedd att användas i kombination med hela andningsskyddet.